

المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



تخصص مختبرات كيميائية

أساسيات الكيمياء التحليلية

١٦٥ كيم

طبعة ١٤٢٩ هـ

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التتموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " أساسيات الكيمياء التحليلية " لمتدربي تخصص " مختبرات كيميائية " في الكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تمهيد

يستخدم ويستهلك الإنسان في حياته اليومية كمية كبيرة من المواد الكيميائية ، ويهدف التحليل الكيميائي إلى تحديد هذه المواد كميًا و كيميائيًا. و يطبق التحليل الكيميائي في مجالات متعددة ومنها: الزراعة ، صناعة الأدوية ، تلوث البيئة ، صناعات الحديد و الصلب و الزجاج و الخزفيات و الأسمنت ، الصناعات التعدينية و المناجم ، صناعات البترول و تكريره و البتروكيماويات ، علوم الأرض ، الطب الشرعي.... الخ.

بالرغم من تقدم طرق التحليل الآلي على الطرق التقليدية بسبب سرعتها و قدرتها على قياس تراكيز ضئيلة جداً (جزء في المليون و جزء في البليون) ، إلا أن الحاجة لا زالت إلى استخدام التحليل التقليدي في حالات عديدة و منها معايرة طرق التحليل الآلي الجديدة و ذلك بمقارنتها بطريقة قياسية كلاسيكية ، نجد أن الطرق التقليدية تتمتع بمصداقية عالية ، كما تستخدم هذه الطرق في معايرة أجهزة التحليل الآلي. و في بعض الحالات يفضل استخدام الطرق التقليدية بدلا من الطرق الآلية مثلا في حالة كون تركيز المادة المراد تقديرها عالياً جداً و التي يمكن أن ينتج عند قياسها أخطاء بسبب تخفيف العينة. و الهدف الرئيسي من هذه الحقيبة هو وصف أساسيات الكيمياء التحليلية ، و بعد الانتهاء من هذه الحقيبة يكون الطالب قادرا على:

١. تطبيق الطرق التقليدية للتحليل الكيميائي لتقدير المادة كميًا ، حساب نسبة المادة المراد تقديرها بالطرق الصحيحة ، و كذلك القدرة على شرح ميكانيكية التفاعلات مستندا على الأسس النظرية.
٢. تطبيق طرق التحليل النوعي لمعرفة مما تحتويه العينة من شقوق قاعدية و حامضية و القدرة على وصف ميكانيكية التفاعلات الخاصة بهذا النوع من التحليل.

تحتوي حقيبة أساسيات الكيمياء التحليلية على أربع وحدات تدريبية و هي:

١. عمليات التحليل الكيميائي: تتناول هذه الوحدة مفهوم التحليل الكيميائي و خطواته.
٢. التحليل الحجمي: تأتي هذه الوحدة لتصف مبادئ المعايرة و الأسس النظرية لأنواع المعايرات و تطبيقاتها في الحياة العملية (معايرات الأحماض و القواعد ، الترسيب ، الأكسدة و الاختزال و المعايرات التي تتضمن تكوين مركبات معقدة).

٣. التحليل الوزني: تصف هذه الوحدة خطوات التحليل الوزني و الحسابات الخاصة به.

٤. الأسس النظرية للتحليل النوعي: نتطرق في هذه الوحدة إلى مبادئ التحليل النوعي النظرية حتى

يستطيع الطالب أن يصف ميكانيكية التفاعلات التي يقوم بها.

أساسيات الكيمياء التحليلية

عمليات التحليل الكيميائي

الجدارة:

أن يكون الطالب قادرا على تعريف التحليل الكيميائي وأقسامه، وكذلك وصف عمليات التحليل الكيميائي.

الأهداف:

- عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:
١. تعريف التحليل الكيميائي و تقسيمه إلى أنواعه.
 ٢. وصف كل خطوة من عمليات التحليل الكمي الكيميائي.

الوقت المتوقع:

٥ ساعات.

متطلبات الجدارة:

معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائب السابقة".

عمليات التحليل الكيميائي

١. مقدمة:

تشمل هذه الوحدة مدخلاً للتحليل الكيميائي يستطيع الطالب من خلالها (١) تعريف التحليل الكيميائي و تفرعاته ، (٢) وصف عمليات التحليل الكمي الكيميائي و تطبيق خطواتها المتعددة في تحليل المادة كميًا و هي: تحديد المشكلة ، أخذ العينة ، تحضير العينة ، فصل المتداخلات ، القياسات والحسابات و محتوى التقارير.

٢. التحليل الكيميائي وأنواعه:

يمكن تقسيم التحليل الكيميائي إلى نوعين أساسيين هما التحليل النوعي و التحليل الكمي.

٢. ١ التحليل النوعي Qualitative Analysis:

الغرض من التحليل النوعي Qualitative analysis هو الكشف عن أي مادة (عناصر كيميائية ، أملاح بسيطة أو خليط من عدة مواد) في العينة المحللة. و ينقسم هذا النوع من التحليل إلى فرعين رئيسيين:

١. التحليل النوعي للمركبات غير العضوية: في هذا النوع يُكشف عن وجود أو عدم وجود كاتيونات أو أنيونات لأأملاح بسيطة أو خليط من الأملاح (مثلاً في سبيكة أو مركب كيميائي). و يعتمد هذا النوع من التحليل على التفاعل الكيميائي و كذلك على اختبارات اللهب.

٢. تحليل المركبات العضوية: هنا يتم الكشف عن الكربون و الهاليدات و الكبريت و النيتروجين ، ... الخ. كما يهدف إلى التعرف على الجزيئات أو المركبات العضوية الموجودة في العينة.

٢. ٢ التحليل الكمي Quantitative Analysis:

يختص التحليل الكمي Quantitative analysis بتقدير نسبة المادة المراد تقديرها في العينة ، و ينقسم إلى نوعين: التحليل الكمي الكيميائي Quantitative chemical analysis و التحليل الكمي الآلي Quantitative instrumental analysis.

٢.٢.٢ التحليل الكمي الكيميائي Quantitative Chemical Analysis :

يعتمد هذا النوع من التحليل على التفاعل الكيميائي التالي:



حيث Y هي المادة المعلومة التركيز و المسماة بالكاشف Reagent ، X هي المادة المجهولة التركيز والمراد تقديرها ، و P النواتج.

- فإذا تم تقدير تركيز X مستخدما حجم الكاشف (عند نقطة النهاية) وتركيزه و حجم المجهول فنسمي هذا النوع من التحاليل بالتحليل الحجمي Volumetric analysis.
- وإذا كانت دالة التحليل هي الوزن أي يتم تقدير نسبة X في الصيغة الموزونة للنواتج P ، فإننا نكون في مجال التحليل الوزني Gravimetric.

و يلاحظ أن التحليل الكمي الكيميائي يعتمد على أدوات بسيطة مثل السحاحة و الميزان الحساس و بالتالي لا يعتمد على أجهزة معقدة. و تسمى طرق التحليل الكمي الكيميائي بالطرق التقليدية أو الكلاسيكية.

٢.٢.٢ التحليل الكمي الآلي Quantitative Instrumental Analysis :

يعتمد هذا النوع من التحليل على الصفات الطبيعية Physical Properties للمادة (مثل الامتصاص و الانبعاث) بحيث غالبا ما لا يستخدم أي تفاعل كيميائي. على سبيل المثال: تقدير الرصاص في الماء عن طريق الامتصاص الذري للطيف Atomic Absorption Spectrometry .

أحيانا تستعمل الطرق الطبيعية الكيميائية Physico-chemical Methods ، مثل تقدير الكروم الموجود على شكل Cr^{3+} في كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 و ذلك بأكسدة هذا الأخير إلى أيون الكرومات CrO_4^{2-} .

و بعكس الطرق التقليدية ، يعتمد التحليل الكمي الآلي على أجهزة أكثر تعقيدا بهدف تقدير الصفات الطبيعية للمادة المراد تقديرها بدقة و حساسية عالية ، و تظهر قدرة هذه الطرق في تقدير المواد ذات تراكيز صغيرة جدا.

٣. عمليات التحليل الكيميائي:

تحتوي عمليات التحليل الكمي على خطوات و عمليات متعددة يمكن ترتيبها كآلاتي:

١. تحديد المشكلة.
٢. أخذ العينة.
٣. تحضير العينة.
٤. فصل المتداخلات.
٥. القياسات.
٦. الحسابات و التقارير.

١.٣ تحديد المشكلة Defining the problem:

عند تحديد المشكلة في التحليل الكمي يجب على المحلل الكيميائي أن يجيب على متطلبات كل خطوة من الخطوات التالية:

١. قبل تصميم عملية التحليل، يجب على المحلل معرفة نوع العينة و المعلومات المطلوبة منه.
٢. طريقة التحليل ستعتمد على المعلومات المطلوبة من المحلل:
 - أ. طريقة أخذ العينة.
 - ب. وزن العينة.
 - ج. دقة طريقة التحليل.
 - د. مصداقية طريقة التحليل.

٣. بعد التعرف على متطلبات التحليل، طريقة التحليل ستعتمد على عدة عوامل:

- أ. خبرة المحلل.
- ب. الأجهزة المتوفرة.
- ج. الدقة و المصداقية المطلوبة.
- د. الميزانية المتوفرة.
- هـ. مدة التحليل المتوفرة.

٢.٣ أخذ العينة Sampling:

العينة المطلوبة هي العينة المعبرة التي تمثل تمام التمثيل لنفس مكونات الكمية الكلية Bulk Material. و يكون الحصول على مثل هذه العينة سهلا بالنسبة إلى المواد المتجانسة Homogeneous

كالماء و النفط و الهواء و الدم و تزداد الصعوبة كلما قل التجانس Heterogeneous للكمية الكلية (صخور ، تربة...).

و سنتطرق هنا إلى طرق أخذ عينات الماء و التربة.

٣.٢.١ أخذ عينات الماء Water sampling :

نوع العبوة المستخدمة لجمع عينات الماء يختلف حسب طبيعة المادة المراد تقديرها.

- لتقدير المكونات العضوية (مثل الدهون ، الزيوت ، المذيبات ، ...) : تؤخذ العينة في عبوة من الزجاج المقوي (مثل البيريكس Pyrex) تم وضعها في فرن حرق عند درجة 450 درجة مئوية قبل عملية أخذ العينة بـ 24 ساعة.

- لتقدير المكونات غير العضوية تؤخذ العينة في عبوة من البولي ميثايلين مثل PTFE polytetrafluoroethylene.

و يجب ترشيح العينة أثناء أو مباشرة بعد أخذها و ذلك لمنع امتصاص العناصر المذابة من قبل المواد المعلقة (أقل من 45 ميكرون) كما يجب حفظ العينة في حالة عدم تحليلها فوراً كما يلي:

- تحفظ العينة عند درجة حرارة 4 درجة مئوية لمنع التبخر أو التحلل البيولوجي Biodegradation. للمكونات المراد تحليلها.

- في حالة تحليل الكاتيونات ، يضاف حمض النيتريك النقي مباشرة بعد عملية الترشيح حتى يصبح الأس الهيدروجيني يساوي (pH = 2) و ذلك لمنع ترسب الكاتيونات على جدران العبوة.

٣.٢.٢ أخذ عينات التربة Soil sampling :

لجمع عينات من التربة تستخدم البريمة حتى عمق المحراث (30 سم تقريباً) و أقل عمق (10 سم) وللعديد من الأغراض يتم جمع عينة مكونه من (1 - 2 كجم) كأقل كمية مطلوبة بحيث تكون كافية لتوفير نصف كيلوجرام كعينة جافة. ويجب حفظ العينات في أكياس من البولي إيثيلين Polyethylene قبل أخذها للمختبر للتجفيف والمعالجة.

٣.٣ تحضير العينة Sample preparation :

١. التجفيف Drying و الوزن Weighing : يتم التجفيف في فرن تجفيف عند درجة 100 إلى 110 درجة مئوية لمدة 1-2 ساعة و مباشرة بعد ذلك تترك العينة لكي تبرد في مجفف Desiccator. توزن العينة المجففة بدقة مستخدماً ميزاناً حساساً.

٢. حرق العينة Sample ashing :

في حالة تقدير مكونات غير عضوية في المواد العضوية (عينة عضوية) ، يتم التخلص من المكونات العضوية (غير المرغوب فيها) بطريقتين:

- التجفيف الجاف Dry ashing: هنا تحرق العينة عند درجة حرارة تتراوح بين 400 و 700 درجة مئوية لمدة 24 ساعة.

- التجفيف الرطب Wet ashing: هنا تحرق العينة بتسخينها في أحماض مؤكسدة مثل حمض النيتريك Nitric acid ، حمض الكبريتيك Sulfuric acid ، حمض البيروكلوريك ، أو خليط من الأحماض.

٣. إذابة العينة Sample dissolution :

- استخدام المذيب المناسب بشكل مباشر: من أهم المذيبات الماء الذي يُذيب مركبات غير عضوية كثيرة إلى جانب عدد كبير من المركبات العضوية. فإن لم تذوب العينة في الماء و كانت مركبة من مادة عضوية فنجرب المذيبات العضوية مثل الكحولات و الكيتونات. و إذا كانت المواد المكونة للعينة غير عضوية فنستخدم الأحماض المعدنية بشكل انفرادي أو على شكل خليط مثل الماء الملكي Aqua Regia (HCl-HNO₃; 1:3).

- الصهر مع مركبات كيميائية ثم الإذابة في المذيب المناسب: و عند فشل جميع المحاولات الممكنة لإذابة العينة الغير عضوية ، تصهر العينة مع المركب في فرن حرق عند درجات حرارة عالية. إذا كانت المواد الغير عضوية ذات طبيعة قاعدية يستخدم مثلاً بيروكبريتات البوتاسيوم K₂S₂O₅ . أما إذا كانت المواد غير العضوية ذات طبيعة حامضية يستخدم مثلاً كربونات الصوديوم Na₂CO₃ . و في حالة كون المواد الغير عضوية صعبة الذوبان يستعمل مثلاً فوق أكسيد الصوديوم Na₂O₂ . و أخيراً تذوب نواتج عملية الصهر بعد تبريده في محلول مائي أو محلول حمضي مخفف.

٣. ٤ فصل المتداخلات Eliminating interferences :

يشمل المتداخل أي مادة غريبة يمكن أن تمنع التقدير الصحيح للمادة المراد تقديرها. المتداخلات تؤدي إلى خطأ في النتائج فيجب التخلص منها و يمكن تعريف عملية فصل المتداخلات بأنه فصل المكونات التي تتداخل مع المادة المراد تقديرها و تستخدم عدة طرق لفصلها:

١. ترسيب المتداخل أو المكون المطلوب ترسيباً كيمياً بواسطة كاشف كيميائي أو بطريقة الترسيب الكهربائي Electrodeposition.

٢. طرق الفصل الكروماتوجرافية Chromatography مثل التبادل الأيوني Ion Exchange أو بطرق الاستخلاص Extraction.

٣. الحجب الكيميائي Masking.

٣. ٥ القياسات Measurements:

اختيار طريقة التحليل يعتمد على خبرة المحلل الكيميائي وهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على اختيار طريقة القياس:

١. السرعة.

٢. الدقة والمصادقية.

٣. سهولة الطريقة.

٤. عدد العينات: فإذا كان عدد العينات المطلوب تحليلها كبيراً فإننا نضطر لاستخدام طرق آلية Automatic methods.

٣. ٦ الحسابات والتقارير Calculations and reporting data:

بعد الانتهاء من القياسات للمادة المراد تقديرها Analyte ، تحسب نسبة هذه المادة في العينة ويمكن التعبير عن نسبتها بطريقة مطلقة Absolute method أو بطريقة نسبية Relative method. تعتبر الطريقة النسبية هي الأكثر استخداماً مثل النسبة المئوية percent أو الجزء في المليون Parts per million.

في حالة استخدام تحاليل مزدوجة (ثلاثة أو أكثر) Replicate analyses يجب توضيح الدقة في التقرير مثلاً على شكل انحراف معياري Standard deviation مع المعدل Mean. وأهمية الدقة تكمن في إعطاء نسبة الخطأ في نتائج المحلل وعلى المحلل أن يُقيّم نتائجه ويقرر هل الخطأ راجع لسبب عشوائي Random error أو خطأ منتظم Determinate error.

امتحان ذاتي

أجب على الأسئلة التالية ثم تأكد من صحة إجابتك بالنظر للحل النموذجي.

١. فرق بين الحرق الجاف و الحرق الرطب.
٢. فرق بين التحليل النوعي و التحليل الكمي.
٣. اشرح طريقة أخذ عينة من الماء.
٤. ما هو الهدف من استخدام تحاليل مزدوجة.
٥. اذكر العوامل التي تؤثر على اختيار طريقة القياس.
٦. اذكر مكونات الماء الملكي و نسبة كل واحد منها.

إجابة الامتحان الذاتي

١. تحرق العينة في حالة تقدير عناصر غير عضوية في مادة عضوية و يمكن التخلص من المواد العضوية بحرقها في فرن حرق (الحرق الجاف) أو تسخينها في أحماض مؤكسدة (الحرق الرطب).
٢. الهدف من التحليل النوعي هو معرفة مكونات العينة أما التحليل الكمي فيستخدم لتقدير نسبة هذه المكونات.
٣. طريقة أخذ عينة من الماء:
 - تقدير المكونات العضوية (مثل الدهون ، الزيوت ، المذيبات ، ...): تؤخذ العينة في عبوة من الزجاج المقوي (مثل البيريكس Pyrex) تم وضعها في فرن حرق عند درجة 450 درجة مئوية قبل عملية أخذ العينة بـ 24 ساعة.
 - تقدير المكونات الغير عضوية: تؤخذ العينة في عبوة من البولييمر مثل PTFE polytetrafluoroethylene.
- يجب ترشيح العينة أثناء أو مباشرة بعد أخذها و هذا لمنع امتصاص العناصر المذابة من طرف المواد المعلقة (أقل من 45 ميكرون). كما يجب حفظ العينة في حالة عدم تحليلها كما يلي:
 - يُحفظ بالعينة عند درجة 4 درجة مئوية لمنع التبخر أو التحلل البيولوجي (biodegradation). للمكونات المراد تحليلها.
 - في حالة تحليل الكاتيونات ، يضاف حمض النيتريك النقي مباشرة بعد عملية الترشيح حتى يصبح الأس الهيدروجيني يساوي (pH = 2) و ذلك لمنع ترسب الكاتيونات على جدران العبوة.
٤. الهدف من إجراء تحاليل مزدوجة هو قياس دقة التحليل.
٥. العوامل التي تؤثر على اختيار طريقة القياس هي: سرعة طريقة التحليل ، الدقة و المصادقية ، الوقت المتوفر للتحليل ، عدد العينات.
٦. يتكون الماء الملكي من خليط من حمض الهيدروكلوريك و حمض النيتريك بنسبة ١:٣ على التوالي.

أساسيات الكيمياء التحليلية

التحليل الحجمي

الجدارة:

أن يكون الطالب قادرا على وصف الأسس النظرية لكل أنواع معايير التحليل الحجمي (معايير الأحماض والقواعد ، الترسيب ، الأكسدة والاختزال ، المركبات التي تتضمن تكوين مركبات معقدة).

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. وصف مبادئ المعايرة و متطلباتها و تقسيم معايير التحليل الحجمي إلى أنواعها.
٢. وصف الأسس النظرية لكل أنواع المعايرات.
٣. تطبيق حسابات المعايرة بالطرق الصحيحة لحساب تركيز المادة المراد تقديرها في كل أنواع المعايرات.
٤. التمييز بين الطرق المباشرة و الغير مباشرة في معايرات اليود و المركبات المعقدة.
٥. تعريف الأدلة الخاصة لكل أنواع المعايرات و وصف ميكانيكية عملها.

الوقت المتوقع:

٥ ساعات.

متطلبات الجدارة:

معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائب السابقة".


الفصل الأول : مدخل إلى التحليل الحجمي

Volumetric Analysis - An Introduction

١. مقدمة :

في هذا النوع من التحاليل تستخدم أحجام المحاليل لمعرفة تركيز أحد المواد الداخلة في التفاعل ، أو بصورة أدق : استعمال حجم معين من محلول معلوم التركيز (محلول قياسي و يعرف كذلك بالكاشف) لإيجاد تركيز المادة المراد معايرتها و المجهولة التركيز (الشكل ١). و عليه مطلوب في مثل هذه العمليات :

١. معرفة أحجام المحاليل المتفاعلة بدقة.
٢. معرفة تركيز أحد المواد الداخلة في معادلة التفاعل.



الشكل ١ : طريقة التحليل الحجمي

٢. نقطة النهاية End point ونقطة التكافؤ Equivalence point:

١. ٢. نقطة النهاية End point:

هي النقطة أو اللحظة التي يظهر عندها تغير مرئي (تغير اللون) في المحلول في ورق المعايرة دليلاً على نهاية التفاعل بين الكاشف و المجهول ويستعمل الدليل لتحديد نقطة النهاية. وهناك عدة طرق منها:

١. تغير أحد ألوان المتفاعلين (دليل ذاتي).


٢. استخدام دليل كيميائي يتغير لونه عند نقطة النهاية.

٣. استخدام جهاز خاص مثل جهاز قياس الرقم الهيدروجيني pH-meter.

٢. ٢. نقطة التكافؤ Equivalence point:


تُعرف نقطة التكافؤ بأنها اللحظة التي يكون عندها التفاعل كاملاً و اتحادياً Stoichiometric بين الكاشف و المجهول.

مثال ١: في حالة معايرة محلول مجهول التركيز من حمض الهيدروكلوريك بواسطة محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم:



في هذا المثال نقطة التكافؤ تحدث عند استهلاك كل حمض الهيدروكلوريك ، أي بعبارة أخرى كل مولات HCl تكون قد تفاعلت مع نفس عدد المولات من NaOH (لأن نسبة التفاعل 1:1).


مثال ٢: في حالة معايرة محلول مجهول التركيز من حمض الكبريتيك بواسطة محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم:



في هذا المثال نقطة التكافؤ تحدث عند استهلاك كل حمض الكبريتيك ، أي بعبارة أخرى كل مولات H₂SO₄ تكون قد تفاعلت مع عدد مولات من NaOH مقداره ضعف عدد مولات الحمض (لأن نسبة التفاعل هنا هي 2:1).

٣. متطلبات المعايرة:

١. أن يكون التفاعل بين المحلولين بسيطاً ويمكن تمثيله بمعادلة كيميائية موزونة.
٢. يجب أن يكون التفاعل سريعاً.
٣. أن يكون من الممكن الاستدلال على لحظة انتهاء التفاعل (نقطة النهاية).
٤. عدم ظهور تفاعلات جانبية.
٥. يجب أن يكون التفاعل كيمياً بحيث يكون توازن التفاعل متجهاً باتجاه أقصى اليمين:



٤. المحاليل القياسية Standard solutions:

المحلول القياسي هو محلول الكاشف المعلوم التركيز و تحضر المحاليل القياسية من نوعين من المواد:

١. مادة قياسية أولية Primary standard.

٢. مادة قياسية ثانوية Secondary standard.

٤. ١ المادة القياسية الأولية Primary standard:

٤. ١. ١ الشروط الواجب توافرها للمادة القياسية الأولية

١. أن تكون ذات درجة عالية من النقاء.
٢. أن تكون مستقرة غير متأثرة بالهواء الجوي .
٣. أن تكون قادرة على التفاعل كميّاً مع المادة المراد تقديرها.
٤. أن تكون قابلة للذوبان في المذيبات المختلفة.
٥. أن تكون سهلة التجفيف والوزن.
٦. أن تكون ذات وزن جزيئي كبير لتقليل نسبة الخطأ في عملية الوزن.

٤. ١. ٢ أمثلة للمواد القياسية الأولية:

١. أمثلة لمواد قياسية أولية قاعدية: كربونات الصوديوم Sodium carbonate, Na_2CO_3 و رباعي بورات

الصوديوم (البوراكس) Sodium tetraborate, borax, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.

٢. أمثلة لمواد قياسية أولية حامضية: حامض الأوكساليك Oxalic acid, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ، حامض البنزويك

$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ و فتالات البوتاسيوم الحمضية Potassium acid phthalate, $\text{KH}(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4)$.

٤ - ٢ المادة القياسية الثانوية Secondary standard :

في حالة عدم توفر مادة أولية نقية لمركب الكاشف يُلجأ إلى تحضير محلول ذي تركيز تقريبي باستخدام مادة غير أولية لمركب الكاشف (مادة ثانوية) ومن ثم يتم إيجاد التركيز الحقيقي لذلك المحلول عن طريق معايرته بواسطة محلول قياسي أولي وتسمى هذه العملية بالتقييس Standardization. فمثلا مادة NaOH غير أولية لأنها غير نقية لذا لا بد من تحديد التركيز الحقيقي وذلك بمقايسته بمادة أولية مثل فتالات البوتاسيوم الحمضية وبعد ذلك يمكن استخدام NaOH لمعايرة مواد أخرى مثل H_2SO_4 .

٥. أنواع التفاعلات المستخدمة في التحليل الحجمي :

تنقسم التفاعلات الكيميائية المستخدمة في التحليل الحجمي إلى قسمين رئيسيين: (١) نوع يتضمن التفاعلات التي لا يصاحبها تغير في الحالة التأكسدية للمواد المتفاعلة وإنما تعتمد على اتحاد الأيونات مع بعضها فقط وهذه تشمل تفاعلات التعادل ، الترسيب و التعقيد و (٢) نوع آخر يتضمن تفاعلات الأكسدة و الاختزال و التي يحدث أثناءها تغير في الحالة التأكسدية. وعليه يمكن تقسيم طرق التحليل الحجمي إلى أربعة أقسام:

١. معايرات الأحماض والقواعد Acid-base titrations.

٢. معايرات الترسيب Precipitation titrations.

٣. المعايرات التي تتضمن تكوين مركب معقد Complexometric titrations.

٤. معايرات الأكسدة و الاختزال Oxidation–reduction titrations.

٦. الحسابات :

٦ - ١ الحسابات الأساسية:

أ. الوزن الجزيئي Molecular weight

مثال: أحسب الوزن الجزيئي لمركب كربونات الصوديوم Na_2CO_3 . $Na = 23, C = 12, O = 16$

$$MW_{Na_2CO_3} = (2 \times 23) + 12 + (3 \times 16)$$

$$MW_{Na_2CO_3} = 106 \text{ g/mol} \quad (١٠٦ \text{ جرام/ مول})$$

ب. عدد المولات Number of moles

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{وزن المركب}}{\text{الوزن الجزيئي}}$$

مثال: أحسب عدد مولات كربونات الصوديوم الموجودة في ٢١٢ جرام من هذا المركب.

$$\text{عدد المولات} = 212 / 106 = 2 \text{ مول}$$

ج. المولارية

$$\text{المولارية} = \frac{\text{عدد المولات}}{\text{الحجم (ل)}}$$

$$\text{المولارية} = \frac{\text{عدد الممولات}}{\text{الحجم (مل)}}$$

مثال: تم ذوبان ٥٣ جرام من كربونات الصوديوم في دورق حجمه ٥ لتر. أحسب التركيز المولاري لهذا المحلول.

أولاً: نحسب عدد مولات كربونات الصوديوم المذابة:

$$\text{عدد المولات} = 53 / 106 = 0,5 \text{ مول}$$

ثانياً نسحب المولارية:

$$\text{المولارية} = 0,5/5 = 0,1 \text{ مولار}$$

٦- ٢ حسابات المعايرة:

أثناء المعايرة نحصل على حجم أحد المواد الداخلة في تفاعل المعايرة (قراءة السحاحة) و بما أن حجم المادة الأخرى (في الدورق) يكون معلوماً و كذلك تركيز المحلول القياسي ، لذا يمكن إيجاد تركيز المجهول من القانون التالي آخذين في الاعتبار نسب التفاعل (عدد المولات) من المعادلة الموزونة:

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

مثال:


تمت معايرة 10 مل من هيدروكسيد الصوديوم NaOH مع حمض الكبريتيك H₂SO₄ (تركيزه 0.1 مولار) فإذا كان حجم الحامض عند نقطة التكافؤ 9 مل:

١. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل أعلاه.

٢. احسب مولارية NaOH.

الحل:

١. نكتب المعادلة الكاملة:



٢. نحسب المولارية:

$$\frac{\text{number of mmoles of NaOH}}{\text{number of mmoles of H}_2\text{SO}_4} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{M_{\text{NaOH}} \times V_{\text{NaOH}}}{M_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times V_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{M_{\text{NaOH}} \times 10}{0.1 \times 9} = \frac{2}{1}$$


$$M_{\text{NaOH}} = \frac{0.1 \times 9 \times 2}{10 \times 1} = 0.18 \text{ M}$$

الفصل الثاني: معايرات الأحماض والقواعد (معايرات التعادل)

Acid-Base Titrations (Neutralization Titrations)

١. مقدمة:

معايرات التعادل و التي تدعى أيضا معايرات الأحماض والقواعد هي تلك المعايرات التي تتضمن اتحاد أيونات الهيدروجين H^+ مع أيونات الهيدروكسيد OH^- لتكوين الماء.



و المعادلة الأيونية المختصرة هي:




يمكن الكشف عن نقطة النهاية في هذا النوع من المعايرات بطريقتين:

- استخدام دليل كيميائي (ميثل برتقالي، مثلاً) حسّاس للتغير في الرقم الهيدروجيني pH.
- عن طريق قياس التغير في الرقم الهيدروجيني باستخدام جهاز مقياس الرقم الهيدروجيني pH-meter.


٢. تعريف الأحماض والقواعد:

٢.١ تعريف أريهينوس Arrhenius definition:

- عُرِّف الحمض من قبل أريهينوس Arrhenius بأنه المادة التي إذا ذابت في الماء أعطت أيونات الهيدرونيوم H_3O^+ , Hydronium ion.



- عُرِّف القاعدة من قبل أريهينوس Arrhenius بأنها المادة التي إذا ذابت في الماء أعطت أيونات الهيدروكسيد OH^- .




٢. ٢ تعريف برونشتد و لوري Brønsted-Lowry definition:

كما رأى كل من برونشتد و لوري Brønsted and Lowry كل على انفراد تعريف الحمض و القاعدة كالآتي:


- الحمض هي مادة لديها القدرة على منح بروتونات H^+ .



- القاعدة هي المادة التي تستقبل البروتونات.



ويصبح التفاعل الكلي لقاعدة وحمض كالآتي:




٢. ٣ تعريف لويس Lewis definition:

أما التعريف الشامل فهو تعريف لويس Lewis الذي عرّف الحمض و القاعدة كالآتي:

- الحمض هي أي مادة لديها الميل لكسب زوج أو أكثر من الإلكترونات Electron acceptor ، و تسمى هذه المادة بـحمض لويس Lewis acid.

- القاعدة هي أي مادة لديها القدرة على إعطاء زوج أو أكثر من الإلكترونات Electron donor و تسمى هذه المادة بقاعدة لويس Lewis base.

مثال:

**٣. معايرة حامض قوي مع قاعدة قوية:**

عند إجراء معايرة حمض مع قاعدة يمكن قياس التغير في الرقم الهيدروجيني pH في محلول المعايرة في فترات وذلك عند إضافة أحجام معينة من الكاشف. و المنحنى الناتج من هذين البعدين يمكن الاستفادة منه لإيجاد نقطة التعادل.

مثال نظري:

احسب الرقم الهيدروجيني لمحلول حمض الهيدروكلوريك HCl حجمه 50 مل و تركيزه 0.1 مولار تمت معايرته بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.1 مولار (في السحاحة). و المقادير المضافة من السحاحة هي: 0 ، 20 ، 40 ، 48 ، 50 ، 51 ، 55 ، 60 ، 90 ، 100 مل.

الحل:

أ - حجم NaOH = 0 مل.

تركيز HCl قبل بدء المعايرة = 0.1 مولار.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(0.1)$$

$$\text{pH} = -\log(10^{-1})$$

$$\text{pH} = -(-1) = 1$$

ب - عند إضافة 20 مل من NaOH.

- أولاً نحسب عدد ملمولات حمض الهيدروكلوريك المتفاعلة Reacted HCl millimoles علماً بأن نسبة التفاعل بين الحمض و القاعدة هي ١:١.

$$\text{Reacted HCl (millimoles)} = 20 \times 0.1 = 2 \text{ mmoles}$$

. ثانيا نحسب عدد ملمولات HCl قبل بدء المعايرة.

$$\text{no. of HCl mmoles} = 0.1 \times 50 = 5 \text{ mmoles}$$

. لذا عدد ملمولات HCl المتبقية (أي غير المتفاعلة) unreacted HCl mmoles:

$$\text{no. of unreacted HCl mmoles} = 5 - 2 = 3 \text{ mmoles}$$

. تركيز HCl بالمولارية يساوي:

$$\text{Molar HCl} = \frac{\text{no. of mmoles}}{\text{volume(ml)}}$$

$$\text{Molar HCl} = \frac{3}{70} = 0.04 \text{ M}$$


. أخيرا نحسب pH:

$$\text{pH} = -\log(0.043)$$

$$\text{pH} = -(-1.37) = 1.37$$

ملاحظة: بعد نقطة النهاية يصبح المحلول قاعدي و يحسب الرقم الهيدروجيني كالآتي: $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$

و هكذا و بحسابات مماثلة يمكن الحصول على قيم الرقم الهيدروجيني pH لكل أحجام المحاليل المضافة من NaOH و الحصول على المنحنى التالي (الشكل ١):




الشكل ١: منحني معايرة حمض قوي HCl مع قاعدة قوية NaOH


نلاحظ أن ارتفاع الرقم الهيدروجيني بطيء في بداية المعايرة ثم يرتفع فجأة بسرعة عند قرب نقطة التكافؤ Equivalence point أي النقطة التي يستهلك عندها كل حمض الهيدروكلوريك. في هذه المعايرة يمكن استعمال معظم أدلة الأحماض والقواعد للكشف عن نقطة النهاية لأن قيمة الرقم الهيدروجيني عند التعادل تتراوح ما بين 3.3 إلى 10.7. مثال للأدلة التي يمكن استخدامها: الفينولفثالين Phenolphthalein و المثيل البرتقالي Methyl Orange.

كما نلاحظ أنه عند نقطة التكافؤ يكون وسط المعايرة متعادل بسبب تواجد كلوريد الصوديوم وحده.

٤. معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية:


مثال: معايرة حمض الخليك بواسطة كاشف هيدروكسيد الصوديوم (الشكل ٢).





الشكل ٢: منحنى معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية


تظهر نقطة التكافؤ عندما يتحول الحمض الضعيف (حمض الخليك) إلى ملح خلات الصوديوم CH_3COONa الذي يذوب في الماء كما يلي:




و من هذه المعادلة نستنتج أن نقطة التكافؤ ستقع في الجزء القاعدي كما يظهر من المنحنى فإن التغير في الرقم الهيدروجيني يمتد من 7.7 إلى 10.7 (محلول قاعدي) و نلاحظ كذلك أن دليل الفينولفثالين هو الدليل المناسب بينما لا يصلح الميثيل البرتقالي لأنه خارج عن مدى المنحنى.

٥. معايرة حمض قوي مع قاعدة ضعيفة:


مثال: معايرة هيدروكسيد الأمونيوم بواسطة حمض الهيدروكلوريك (الشكل ٣).





الشكل ٣: منحنى معايرة حمض قوي مع قاعدة ضعيفة


يظهر واضحاً من المنحنى أن نقطة التكافؤ تقع في الجزء الحمضي وذلك لتكون ملح كلوريد الأمونيوم NH_4Cl الذي يتفكك في الماء كما يلي و ينتج عن ذلك ارتفاع في تركيز H^+ كما هو موضح في المعادلة الآتية:




في هذه الحالة نلاحظ أن دليل المثيل البرتقالي هو الدليل المناسب ولا يمكن استخدام دليل الفينولفثالين لأنه خارج مدى المنحنى.

٦. معايرة حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة:

مثال: معايرة حمض الخليك CH_3COOH بواسطة هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH (الشكل ٤).





الشكل ٤ : منحنى معايرة حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة

هنا نلاحظ أن مدى التغير في الرقم الهيدروجيني ضيق حيث لا يمكن استخدام الأدلة البسيطة وعادة ما يستخدم خليط من الأدلة مثل الأزرق المتعادل Neutral blue مع أزرق الميثيلين Methylene blue.

٧. أدلة معايرات الأحماض والقواعد :


يمكن تعريف أدلة الأحماض والقواعد بأنها حوامض أو قواعد ضعيفة و أنها تغير ألوانها ضمن مدى محدد من الأرقام الهيدروجينية و ذلك عند إضافة حامض أو قاعدة.

لفهم كيفية عمل أدلة الأحماض و القواعد يجب مراجعة قانون الاتزان الكيميائي.

٧. ١ قانون الاتزان الكيميائي Chemical equilibrium law :

قانون الاتزان الكيميائي: إن سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب تراكيز المواد المتفاعلة و عند الاتزان الكيميائي تكون سرعة التفاعل الأمامي و التفاعل العكسي متساويتين عند درجة حرارة ثابتة.

نفترض أن لدينا التفاعل العكسي التالي:



حيث أن: A و B هي المواد المتفاعلة (للتفاعل الأمامي) و C و D هي النواتج (المواد المتفاعلة في التفاعل العكسي).

من قانون الاتزان الكيميائي يمكن كتابة الآتي:

$$v_1 = k_1 \times [A] \times [B]$$

$$v_2 = k_2 \times [C] \times [D]$$

حيث أن k_1 و k_2 هي ثوابت الاتزان للتفاعل الطردى و التفاعل العكسي على التوالي و الأقواس المربعة تعبر عن التركيز المولاري للمواد المتفاعلة.


حسب القانون عند الاتزان الكيميائي $v_1 = v_2$:

$$k_1 \times [A] \times [B] = k_2 \times [C] \times [D]$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

بما أن k_1 و k_2 ثابتان فنتحصل على ثابت جديد K و الذي يسمى بثابت الاتزان الكيميائي Chemical equilibrium constant.

و إذا كان التفاعل العكسي على الشكل العام التالي:



حيث أن a ، b ، c و d تعبر عن عدد المولات المتفاعلة.


و عليه يمكن التعبير على الاتزان الكيميائي في هذا المثال كالآتي:

$$K = \frac{[C]^c \times [D]^d}{[A]^a \times [B]^b}$$

ملاحظة: يمكن التأثير على الاتزان الكيميائي بواسطة عوامل خارجية و التي تؤثر على الاتزان بتغيير في اتجاه التفاعل حتى يُسترجع الاتزان من جديد. حسب مبدأ لي شاتليه Le Chatelier العوامل التي تؤثر على الاتزان الكيميائي هي: الحرارة ، الضغط و التركيز.

٢.٧ تفسير عمل أدلة التعادل:

تتأين هذه الأدلة بمقدار معين في الماء ، مثال دليل حمضي:




وكأي حامض ضعيف يمكن كتابة ثابت الاتزان كالآتي:

$$K_{\text{In}} = \frac{[\text{H}^+] \times [\text{In}^-]}{[\text{H}_{\text{In}}]}$$


هذا الاتزان يتأثر بأقل الكميات من أيونات H^+ و OH^- .

مثال:

- عند إضافة كميات قليلة من الحمض H^+ يرتفع تركيز H^+ . لذا يندفع التفاعل نحو اليسار فيقل تركيز In^- وكذلك اللون الخاص به وعليه يكون اللون السائد هو اللون (أ).




- عند إضافة OH^- يتفاعل هذا الأخير مع H^+ لذا يندفع التفاعل نحو اليمين فيقل تركيز H_{In} وكذلك اللون الخاص به وعليه يكون اللون السائد هو اللون (ب).



مثال: وضع كيف يصبح لون محلول ما عندما يضاف إليه دليل الميثيل البرتقالي في وسط قاعدي و في وسط حامضي ، علما بأن دليل الميثيل البرتقالي قاعدة ضعيفة.

الحل:

المثيل البرتقالي دليل قاعدي يتفكك كما يلي:



- عند إضافة المثيل البرتقالي إلى وسط حامضي: يتفاعل H^+ مع OH^- ليعطي الماء و يندفع التفاعل

إلى اليمين فيقل تركيز الدليل غير المتفكك OH_{In} و لذا يقل لونه ، و يزداد تركيز In^+

وبالتالي يزداد لونه و لهذا يصبح لون المحلول أحمر.

- عند إضافة المثيل البرتقالي إلى وسط قاعدي: يرتفع تركيز أيونات OH^- التي تتحد مع In^+

ويندفع التفاعل إلى اليسار و يزداد تركيز الدليل غير المتفكك OH_{In} و كذلك لونه و لهذا يصبح

لون المحلول أصفر برتقالياً.

٣.٧ - أهم الأدلة المستخدمة في معايرات التعادل:

يوضح الجدول ١ أمثلة لأهم الأدلة المستخدمة في معايرات التعادل.

الجدول (١): أهم الأدلة المستخدمة في معايرات التعادل


الدليل	مدى الدليل	اللون في وسط حمض	اللون في وسط قاعدي
الميثيل الأصفر Methyl yellow	2.9 – 4.0	أحمر	أصفر
الميثيل البرتقالي Methyl orange	3.1 – 4.4	أحمر	أصفر برتقالي
الفينول الأحمر Phenol red	6.8 – 8.4	أصفر	أحمر
الفينولفثالين Phenolphthalein	8.3 – 10.0	عديم اللون	أحمر وردي
كريسول أحمر Cresol red	7.2 – 8.8	أصفر	أحمر

الفصل الثالث: معايرات الترسيب


Precipitation Titrations

١. مقدمة:

في هذا النوع من المعايرات يكون أحد نواتج التفاعل شحيح الذوبان في الماء مكونا راسبا ويرمز لهذا الناتج عادة بسهم متجه إلى الأسفل ↓. يمثل A في المثال العام التالي الكاشف ، B المادة المراد تقديرها و C الراسب.



فمثلا عند معايرة محلول الكلوريد بمحلول قياسي من نترات الفضة AgNO_3 Silver nitrate, يتكون راسب من كلوريد الفضة AgCl Silver chloride:




طالما أن كلوريد الفضة يترسب فإنه يخرج من التفاعل لذلك يسرع اتجاه التفاعل لليمين إلى أن يتم ترسيب الفضة في شكل كلوريد.

٢. المعايرات التي تتضمن الفضة:

يوجد ثلاث طرق للمعايرة يستعمل فيها أيونات الفضة. هذه الطرق هي: طريقة موهر Mohr's method ، طريقة فولهارد Volhard's method و طريقة فاجان Fajan's method.


٢. ١ طريقة موهر Mohr's method:

يستخدم في هذه الطريقة دليل أيون الكرومات CrO_4^{2-} Chromate ion و الذي يتفاعل مع الفضة (المضاف من السحاحة) عند نقطة التكافؤ و يكون راسباً أحمر مع أول قطرة زائدة من الفضة. و تصلح هذه الطريقة لمعايرة أيونات الكلوريد و البروميدي بواسطة محلول قياسي من نترات الفضة (الشكل ١).



الشكل ١ : طريقة موهر Mohr's method.

. قبل نقطة التكافؤ، فإن أي إضافة من نترات الفضة (في السحاحة) على محلول الكلوريد مثلاً (في الدورق) يؤدي إلى ترسيب كلوريد الفضة ذات اللون الأبيض. و يترسب كلوريد الفضة أولاً بسبب أن حاصل إذابته أقل من حاصل إذابة كرومات الفضة.




. عند نقطة التكافؤ، أي بعد ترسيب كل أيونات الكلوريد من المحلول فإن أول قطرة زائدة من أيونات الفضة سوف ترسب أيونات الكرومات (الدليل) على هيئة كرومات الفضة (راسب أحمر) و التي تدل على نقطة النهاية علماً بأن المعادلة رقم (1) تمثل تفاعل المعايرة و المعادلة رقم (2) تمثل تفاعل الدليل.




ملاحظات هامة عن طريقة موهر:

يجب إنجاز هذه الطريقة في رقم هيدروجيني 7-8 pH و ذلك للأسباب التالية:

أ. إذا كان المحلول حمضيا يحدث التفاعل الجانبي التالي حيث يتحول الدليل إلى مادة أخرى و هي البيكرومات مما يؤدي إلى نقصان في كمية الدليل.



ب. إذا كان المحلول قاعديا نجد أن أيونات الفضة تترسب على هيئة هيدروكسيد الفضة و هذا بالطبع يؤثر على أداء المحلول المعايير و يعطي نتائج سلبية. و يمكن إضافة كربونات الكالسيوم للحفاظ على الرقم الهيدروجيني.




٢. ٢ طريقة فولهارد Volhard's method:

يستخدم في هذه الطريقة دليل الحديد الثلاثي Fe^{3+} للكشف عن نقطة النهاية و الذي يتفاعل مع أيونات الثيوسيانات Thiocyanate ion, SCN^- (المضاف من السحاحة) و عند نهاية المعايرة يتكون راسب أحمر قاتم مع أول قطرة زائدة من أيون الثيوسيانات. تجرى معايرات فولهارد في وسط حامضي لمنع ترسب الحديد على شكل هيدروكسيد.

٢. ٢. ١ الطريقة المباشرة:

في هذه الطريقة يستخدم أيون الثيوسيانات القياسي لتقدير الفضة (الشكل ٢).




الشكل ٢: طريقة فولهارد المباشرة لتقدير الفضة بواسطة محلول قياسي من الثيوسيانات.

أ. قبل نقطة التكافؤ ، فإن أي إضافة من أيون الثيوسيانات (في السحاحة) يتفاعل مع أيونات الفضة Ag^+ و يتكون راسب أبيض من ثيوسيانات الفضة.




ب. عند نقطة التكافؤ ، أي بعد ترسيب كل أيونات Ag^+ في المحلول فإن أول قطرة زائدة من أيون الثيوسيانات سوف تتفاعل مع أيونات Fe^{3+} (الدليل) حسب التفاعل التالي:



علما بأن المعادلة رقم (3) تمثل تفاعل المعايرة و المعادلة رقم (٤) تمثل تفاعل الدليل.

٢.٢.٢ الطريقة الغير مباشرة:


تستخدم هذه الطريقة لتقدير الهاليدات Halides مثل الكلوريد Cl^- , Chloride، البروميد Br^- و Bromide، وكذلك الثيوسيانات SCN^- , Thiocyanate. في هذه الطريقة تضاف كمية معلومة من نترات الفضة القياسي لمحلول العينة المراد تحليلها (Cl^- مثلاً). و يكون حجم نترات الفضة المضاف أكبر مما نحتاجه لترسيب المادة المراد تقديرها (أي كمية زائدة).



و هذا التفاعل يمثل التفاعل الأول في المعايرة..

الكمية الزائدة من التفاعل أعلاه تعابير بمعايرة خلفية Back titration من أيون الثيوسيانات القياسي.

- تفاعل المعايرة الخلفية:



عند نقطة التكافؤ فإن أول قطرة زائدة من أيون الثيوسيانات سوف تتفاعل مع أيون الحديد

الثلاثي (الدليل) حسب التفاعل التالي:





- ملاحظة: يجب ترشيح و إبعاد راسب كلوريد الفضة من تفاعل المعايرة الأولى قبل إجراء المعايرة الخلفية

و يمكن معرفة حسابات المعايرة الخلفية من المثال التالي:

مثال ١ : تم تحليل عينة لتقدير الكلوريد بطريقة فولهارد ، حيث أضيف ٤٠ مل من نترات الفضة (كمية زائدة) بتركيز 0.1234 مولار إلى محلول العينة ثم تمت معايرة نترات الفضة الفائضة باستخدام الثيوسيانات (معايرة خلفية) و كان حجم الثيوسيانات عند نقطة التكافؤ 12.2 مل علما بأن مولارية Molarity الثيوسيانات تساوي 0.0930 مولار. احسب عدد ملمولات Millimoles الكلوريد في العينة ثم احسب النسبة المئوية إذا كان وزن العينة 300 ملجم.

الحل:

يجب أولاً وضع قانون عام لهذا النوع من المعايرات الخلفية بالخطوات التالية:



يحسب عدد ملمولات المادة A الذي تم تفاعلها مع المادة B يمكن حسابه كالتالي:

$$\text{Number millimoles A} = (\text{volume A} \times \text{Molar A}) - (\text{volume C} \times \text{molar C})$$

$$\text{Number millimoles B} = \text{number millimoles A} \times \frac{b}{a}$$

$$\%B = \frac{\text{Number millimoles A} \times \frac{b}{a} \times \text{atomic weight A} \times 100}{\text{Sample weight}}$$

في المثال أعلاه: A: نترات الفضة ، B: الكلوريد ، C: الثيوسيانات.

يحسب عدد ملمولات نترات الفضة المتفاعل مع الكلوريد كالتالي:

$$\text{Number millimoles AgNO}_3 = (40 \times 0.1234) - (12.2 \times 0.093)$$

$$\text{Number millimoles AgNO}_3 = 4.94 - 1.13$$

$$\text{Number millimoles AgNO}_3 = 3.81 \text{ millimoles}$$

عدد ملمولات الكلوريد :

$$\text{Number millimoles Cl}^- = 3.81 \times \frac{1}{1}$$

$$\text{Number millimoles Cl}^- = 3.81 \text{ millimoles}$$


النسبة المئوية للكلوريد :

$$\% \text{ Cl}^- = \frac{3.81 \times 35.4 \times 100}{300}$$

$$\% \text{ Cl}^- = 44.96\%$$

٢. ٣ طريقة فاجان Fajan's method :


الدليل المستخدم هنا (دليل الفلوريسين) Fluorescein indicator من الأدلة التي تمتز على سطح الراسب عند نقطة التكافؤ ولا يحدث له تفاعل مع المحلول المعاير كما في حالة أدلة طريقة موهر و فولهارد (الشكل ٣).



الشكل ٣: طريقة فاجان لتقدير الكلوريد بواسطة محلول قياسي من نترات الفضة


. يضاف محلول نترات الفضة القياسي من السحاحة على محلول الكلوريد مثلاً في دورق المعايرة الذي يحتوي أيضاً على أنيون الدليل In^- .

. قبل نقطة التكافؤ: يوجد الكلوريد بكثرة في دورق المعايرة لذا تكون Cl^- هي الطبقة الأولية الممتزة Adsorbed على سطح راسب كلوريد الفضة و التي تتناثر مع أنيون الدليل ، و عليه تكون الطبقة الثانوية الممتزة هي أيونات موجبة كالصوديوم (الشكل ٤).



الشكل ٤ : ترتيب الطبقات قبل نقطة التكافؤ

. بعد نقطة التكافؤ مباشرة و عند تفاعل كل الكلوريد و ترسيبه على شكل AgCl فإن أول قطرة زائدة مضافة من Ag^+ من السحاحة تكون في حالة زائدة و يصبح سطح الراسب مشحوناً بشحنة موجبة ، لذا تكون أيونات الدليل In^- هي الطبقة الثانوية الممتزة (الشكل ٥).



الشكل ٥ : امتزاز الدليل على سطح الراسب بعد نقطة التكافؤ

و بما أن لون الدليل الممتز يختلف عن لون الدليل غير الممتز ، نجد أن الفرق بين اللونين يمثل نقطة التكافؤ.

الفصل الرابع : معايرات الأكسدة والاختزال

Reduction-Oxidation Titrations

١. مقدمة :

في معايرات الأكسدة والاختزال يتم معايرة عامل مؤكسد بعامل مختزل أو العكس و في هذا النوع من التفاعلات تحدث انتقالات إلكترونية بين هذه المواد المتفاعلة و يؤدي هذا إلى تغيير في عدد الأكسدة لبعض العناصر الداخلة في الصيغة الكيميائية للعامل المؤكسد و العامل المختزل. يتم إنجاز هذا النوع من المعايرات مستخدماً الأدلة المرئية أو جهاز قياس الجهد بغرض معرفة نقطة النهاية. لمعايرات الأكسدة و الاختزال تطبيقات مفيدة و متعددة.

في هذا الفصل سيُعطى للطالب ، أولاً ، مراجعة للمفاهيم التالية: (أ) تعريف الأكسدة و الاختزال ، (ب) العامل المؤكسد و العامل المختزل ، (ج) عدد الأكسدة ، (د) طريقة وزن المعادلات النصفية و (هـ) كيفية كتابة المعادلات الكاملة لتفاعلي الأكسدة و الاختزال. ثانياً ستناقش المواضيع التالية: (أ) العوامل المؤكسدة و المختزلة و تطبيقاتها ، (ب) أنواع الأدلة المستخدمة في معايرات الأكسدة و الاختزال.

٢. تعريف الأكسدة والاختزال : Oxidation and reduction :

٢. ١ الأكسدة : Oxidation :

الأكسدة هي عملية فقدان العنصر إلكترونات واحداً أو أكثر، أي أن الأكسدة هي الزيادة في عدد الأكسدة.


مثال :



٢. ٢ الاختزال : Reduction :

الاختزال هي عملية اكتساب العنصر إلكترونات واحداً أو أكثر، أي أن الاختزال هو نقصان في عدد الأكسدة.


مثال :



٣. العامل المؤكسد والعامل المختزل :Oxidizing and reducing agents

٣. ١ العامل المؤكسد :Oxidizing agent

العامل المؤكسد هو المادة التي لها ميل لاكتساب الإلكترونات أي أنها تؤكسد المواد المتفاعلة معها و يحدث له اختزال في نفس الوقت و سوف نستعرض بعض الأمثلة الشائعة في المعايير في الفقرات القادمة.



٣. ٢ العامل المختزل :Reducing agent

العامل المختزل هو المادة التي لها ميل لفقد إلكترونات أي أنها تختزل المواد المتفاعلة معها و يحدث له أكسدة.



٤. عدد الأكسدة :Oxidation number

عدد الأكسدة يساوي الشحنة الموجودة على الأيون و من السهل تحديد عدد الأكسدة في الأيونات أحادية الذرة مثل Fe^{2+} و S^{2-} غير أن تحديد عدد الأكسدة ليس بهذه السهولة بالنسبة للأيونات متعددة الذرات. لتحديد عدد الأكسدة نتبع القواعد التالية:

- عدد الأكسدة للعناصر النقية على أي حال كانت هو دائماً يساوي صفراً مثال ذلك Ar, Cl_2, P_4 و S_8 .
- عدد الأكسدة لعنصر الأوكسجين في جميع مركباته يساوي (-2) ماعداً في فوق الأكاسيد (Peroxides) فهو (-1).

أمثلة لـ (-2): H_2O, Fe_2O_3

أمثلة لـ (-1): H_2O_2, Na_2O_2

- عدد الأكسدة للهيدروجين في جميع مركباته يساوي (+1) ماعداً في مركباته مع الفلزات فهو (-1).

أمثلة لـ (+1): H_2S, NH_3

أمثلة لـ (-1): BaH_2, LiH

د. يتم حساب عدد الأكسدة لجميع العناصر الأخرى بحيث يكون مجموع أعداد الأكسدة للذرات المكونة للمركب أو الأيون مساويا لشحنة المركب أو الأيون.

مثال ١: احسب عدد الأكسدة لـ Cl في أيون البيروكلورات ClO_4^- Perchlorate.

الحل:

نفترض $x =$ عدد الأكسدة لـ Cl.

$$(4 \times -2) + x = -1$$

$$(-8) + x = -1$$

$$x = +7$$

مثال ٢: احسب عدد الأكسدة لـ Cr في أيون البيكرومات $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ Dichromate.

الحل:

نفترض $x =$ عدد الأكسدة لـ Cr.

$$(2x) + (7 \times -2) = -2$$

$$2x - 14 = -2$$






$$2x = -2 + 14$$

$$2x = +12$$

$$x = +6$$




٥. المعادلات النصفية Half-equations:

٥. ١ أمثلة لمعادلات نصفية:






٥. ٢ في وسط حمضي:

- أيون البرمنجنات (MnO_4^-) Permanganate ion:






- أيون البيكرومات (Dichromate ion ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$):




٥ - ٣ استخدام المعادلات النصفية للحصول على معادلة كاملة:



مثال ١: اكتب المعادلة الكاملة فيما يلي:



بجمع (i) و (ii) نتحصل على:



مثال ٢: اكتب المعادلة الكاملة فيما يلي:




الحل:





بضرب (ii) في ٥ نتحصل على الآتي:




و بجمع (i) و (iii) نتحصل على الآتي:




مثال ٣: اكتب المعادلة الكاملة فيما يلي:




الحل:





بضرب (i) في ٢ و بضرب (ii) في ٥ نتحصل على الآتي:




بجمع (iii) و (iv) نتحصل على:



مثال ٤: اكتب التفاعل الكامل فيما يلي:




الحل:



بضرب (ii) في ٦ نتحصل على:



بجمع (i) و (iii) نتحصل على:



٦. منحنيات معايرات الأكسدة والاختزال:


نأخذ مثلاً معايرة 100 مل من Fe^{2+} تركيزه ٠,١ مولار مع Ce^{4+} تركيزه ٠,١ مولار. أحجام السيريوم المضافة هي: ١٠، ٥٠، ٩٠، ٩٩، ٩٩,٩٩، ١٠٠,١، ١٠١، ١١٠، ١٩٠ (مل). لمناقشة ورسم هذا النوع من المنحنيات لابد من الرجوع لمعادلة نيرنست Nernst equation.

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]^a}{[\text{Red}]^b}$$

$$E = E^0 + \frac{0.0591}{n} \log \frac{[\text{Ox}]^a}{[\text{Red}]^b}$$

E = الجهد في التركيز المعين، E^0 = الجهد القياسي، R = ثابت الغاز $8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ ، $[\text{Ox}]$ = تركيز الجزء المؤكسد، $[\text{Red}]$ = تركيز الجزء المختزل، F = ثابت فراداي (coulombs) 96485 C، T = درجة الحرارة المطلقة (298)، \ln = اللوغاريتم الطبيعي $\log_{2.303}$ ، n = عدد الإلكترونات.

في هذا المثال:



في هذا المثال لدينا نظامين:

١. النظام $[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}]$


$$E_1 = E_1^0 + \frac{0.0591}{1} \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

٣. النظام $[Ce^{4+}]/[Ce^{3+}]$

$$E_1 = E_2^0 + \frac{0.0591}{1} \log \left[\frac{Ce^{4+}}{Ce^{3+}} \right]$$

لجهد E_1	حجم السيريوم الرباعي (مل)
$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}] = 10/90, E_1 = 0.69$	10
$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}] = 50/50, E_1 = 0.75$	50
$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}] = 90/10, E_1 = 0.81$	90
$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}] = 99/1, E_1 = 0.87$	99
$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}] = 99.99/0.1, E_1 = 0.93$	99.99

عند نقطة النهاية:




$$\frac{E_1^0 + E_2^0}{2} = \frac{0.75 + 1.45}{2} = 1.10 \text{ V}$$

- عند إضافة Ce^{4+} من السحاحة بعد نقطة النهاية يرتفع $[Ce^{4+}]/[Ce^{3+}]$.

الجهد E_2	حجم السيريوم الرباعي (مل)
$[Ce^{4+}]/[Ce^{3+}] = 0.1/100, E_2 = 1.27$	100.1
$[Ce^{4+}]/[Ce^{3+}] = 1/100, E_2 = 1.33$	101
$[Ce^{4+}]/[Ce^{3+}] = 10/100, E_2 = 1.39$	110
$[Ce^{4+}]/[Ce^{3+}] = 90/100, E_2 = 1.45$	190

من نتائج الحسابات السابقة يمكن الحصول على رسم المنحنى التالي (الشكل ١):




الشكل ١: العلاقة بين حجم Ce^{4+} المضاف و جهد المعايرة

٧. العوامل المؤكسدة وطبيعتها:


٧. ١ برمنجنات البوتاسيوم Potassium permanganate:

برمنجنات البوتاسيوم هو عامل مؤكسد قوي و هو من أكثر العوامل المؤكسدة و المستخدمة في المختبرات لكنه في نفس الوقت لا يعتبر مادة قياسية أولية ، و ذلك لأنها تحتوي على 2 % من ثاني أكسيد المنجنيز كشوائب كما أنه يتحلل تدريجيا عند التخزين. لذا يجب تعييره Standardization بواسطة حمض الأوكساليك أو الحديد الثنائي Fe^{2+} . ويتم اختزال البرمنجنات إلى مكونات مختلفة حسب وسط التفاعل.


أ. في وسط حمضي:



ب. في وسط متعادل يميل قليلا للقاعدية:



ج. في وسط قاعدي قوي:




طريقة تحضير محلول برمنجنات البوتاسيوم:

١. توزن الكمية المطلوبة في ساعة زجاجة و يتم نقلها إلى كأس سعة 1500 مل.
٢. يضاف حوالي لتر من الماء ثم يتم التسخين حتى الغليان لفترة نصف ساعة.
٣. يبرد المحلول ثم يرشّح خلال صوف زجاجي أو بوتقة زجاجية ملبدة لإزالة الشوائب (لا يتم ترشيحه خلال ورق الترشيح لأنه يقوم باختزال البرمنجنات).
٤. يجمع الرشيح في وعاء تم غسله مسبقا بمخلوط حمض الكروم.
٥. يحفظ محلول البرمنجنات في مكان بعيد عن ضوء الشمس و الأفضل استخدام زجاجة بنية اللون.
٦. يتم تعيير محلول البرمنجنات للتأكد من مولاريتة الحقيقية (مادة قياسية ثانوية) باستخدام حمض الأوكساليك أو الحديد الثنائي.

٢.٧ السيريوم الرباعي (Cerium IV):


السيريوم الرباعي عامل مؤكسد قوي في وسط حمض الكبريتيك و يتم اختزاله حسب التفاعل التالي:



يمتاز عن البرمنجنات في أنه لا يؤكسد أيون الكلوريد و أن ناتج تفاعله كما في المعادلة أعلاه فقط بصرف النظر عن الرقم الهيدروجيني للمحلول. تطبيقات البرمنجنات و السيريوم متشابهة و بالذات في الوسط الحمضي ، حيث يستخدمان في معايرة U , Ti , W , Mo , V , Fe , H₂O₂ , Sn و حمض الأكساليك.

٣.٧ بيكرومات البوتاسيوم Potassium dichromate:

قوة أكسدة بيكرومات البوتاسيوم K₂Cr₂O₇ أقل من البرمنجنات و لكنها تعتبر مادة قياسية أولية و تستخدم في وسط حمضي (حمض كبريتيك مخفف أو حمض كلوريد الهيدروجين). و يتم اختزاله حسب التفاعل التالي:




من تطبيقاته الهامة تقدير الحديد في وسط حمض الهيدروكلوريك.

٧. ٤ برومات البوتاسيوم Potassium bromate:

تعتبر برومات البوتاسيوم KBrO_3 مادة قياسية أولية و لكنها غالبا ما تستخدم في المعايرات الغير مباشرة و يعتبر مصدراً مهماً للبروم Br_2 حسب التفاعل التالي:




من التطبيقات الهامة لهذه المادة تحليل المواد العضوية التي تتفاعل مع البروم Br_2 ، حيث تضاف كمية زائدة من محلول قياسي من برومات البوتاسيوم لمحلول المادة المراد تحليلها و يضاف أيضا كمية زائدة من بروميد البوتاسيوم KBr ، و بعد تحويل الوسط إلى حمض يُترك المحلول لفترة زمنية حتى تمام تفاعل البروم مع المادة العضوية المراد تحليلها. لتقدير البروم الزائد بعد التفاعل يضاف إلى وسط التفاعل كمية زائدة من يوديد البوتاسيوم KI و يحدث التفاعل التالي:



اليود الناتج يتم تقديره بواسطة ثيوكبريتات الصوديوم $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ حيث يكون تركيز اليود معادلاً لتركيز البروم و الذي بدوره يعادل تركيز الحمض العضوي المراد تحليله.

٧. ٥ اليود Iodine:

يعتبر اليود مادة أولية و يمكن تنقيته عند الضرورة بواسطة التسامي و لأن اليود شحيح الذوبان فيضاف إليه يوديد البوتاسيوم Potassium iodide, KI مما يساعد على ذوبانه مكوناً أيون اليود الثلاثي I_3^- و يمكن استخدام اليود في المعايرات بطريقتين و هما: الطرق المباشرة و الغير مباشرة.




أ. الطرق المباشرة (Iodimetric methods) Direct methods:

لكونه عاملاً مؤكسداً ضعيفاً فإن تطبيقاته محدودة و من هذه التطبيقات تقدير As(III) ، Sb(III) ، Sn(II) ، H_2S ، SO_3^{2-} و أيضاً تقدير الماء في المواد العضوية بواسطة طريقة كارل - فيشر و يتم تطبيقاته المباشرة في وسط متعادل أو حمضي.


ب. الطرق الغير مباشرة (Iodometric methods):

في هذه الحالة يضاف زيادة من محلول يوديد البوتاسيوم KI إلى المادة المراد تحليلها في وسط حمضي ، ثم يعاير اليود المتحرر بواسطة محلول قياسي من ثيوكبريتات الصوديوم حسب التفاعل التالي:



علما بأن A يمثل المادة المراد تحليلها.

ثم يعاير اليود المتحرر مع ثيوكبريتات الصوديوم كما في التفاعل التالي:





و من تطبيقات هذه الطريقة تقدير تركيز Cr^{3+} و Cu^{2+} ، ClO^- ، Br_2 ، Cl_2 ، $Cr_2O_7^{2-}$.

مثال على طرق اليود الغير مباشرة:


عينة وزنها 0.2 جم بها مادة الكروم Cr^{3+} تمت أكسدتها إلى البيكرومات $Cr_2O_7^{2-}$ ، ثم أضيف إليها كمية زائدة من يوديد البوتاسيوم KI ، اليود المتحرر (لتفاعل اليوديد I^- مع البيكرومات) تمت معايرته مع الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$ القياسي تركيزه 0.1 مولار فإن كان حجم الثيوكبريتات عند نقطة التكافؤ يساوي 22.15 مل ، احسب عدد مولات الكروم ثم احسب النسبة المئوية.

الحل:

قبل البدء بالحل لابد من كتابة المعادلات و وزنها لمعرفة عدد المولات المتفاعلة:



بضرب المعادلة (ii) $\times 3$ و جمعها نحصل على المعادلة التالية:




المعادلة رقم (iii) تمثل تفاعل البيكرومات مع يوديد البوتاسيوم KI قبل المعايرة. أما المعادلة التالية فتمثل تفاعل المعايرة:




بجمع (iv) و (v) نحصل على:



نسب التفاعل قبل المعايرة و بعدها يكون كما يلي:



و عليه يكون:



لحساب عدد مولات الكروم نحسب أولاً عدد مولات $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

$$\text{number of } \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ moles} = \frac{22.15}{1000} \times 0.1$$

$$\text{number of } \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ moles} = 2.215 \times 10^{-3} \text{ moles}$$

ثانياً نحسب عدد مولات Cr^{3+} .

$$\text{number of } \text{Cr}^{3+} \text{ moles} = \frac{1}{3} \times \text{number of } \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ moles}$$

$$\text{number of } \text{Cr}^{3+} \text{ moles} = \frac{1}{3} \times 2.215 \times 10^{-3}$$

$$\text{number of } \text{Cr}^{3+} \text{ moles} = 7.38 \times 10^{-4} \text{ moles}$$

نحسب الآن النسبة المئوية للكروم:

$$\text{Cr}^{3+} (\%) = \frac{\text{number of moles} \times \text{atomic weight} \times 100}{\text{sample weight (g)}}$$

$$\text{Cr}^{3+} (\%) = \frac{7.38 \times 10^{-4} \times 52.0 \times 100}{0.2}$$

$$\text{Cr}^{3+} (\%) = 19.19\%$$

٨. العوامل المختزلة وتطبيقاتها Reducing agents and their applications:

يجب ملاحظة أن معظم العوامل المختزلة تتفاعل مع الأكسجين الجوي و تتم أكسدتها ، أي أنها غير ثابتة. لذا لا تستخدم في التقدير المباشر للعوامل المؤكسدة بل تستخدم غالبا في طرق التقدير الغير مباشرة و من هذه العوامل:

٨. ١ محاليل الحديد الثنائي (II) Iron:

يتم تحضيره غالبا من كبريتات الحديد الثنائي الأمونية $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ و لأن Fe^{2+} يتأكسد بسهولة بالأكسجين في المحاليل المتعادلة لذا يتم تحضيره في وسط حمضي (0.5 مولار من حمض الكبريتيك) علما بأن هذا يكون ثابتا ربما ليوم واحد فقط. من تطبيقاته الغير مباشرة، تقدير تركيز الكثير من المواد المؤكسدة مثل الكرومات، السيريوم، الألمنيوم و النترات، حيث تضاف كمية زائدة من Fe^{2+} القياسي للمادة المراد تقديرها ثم يتبعها معايرة ما زاد عن التفاعل مع كرومات البوتاسيوم مثلا و من ثم يتم معرفة تركيز المادة.

٨. ٢ ثيوكبريتات البوتاسيوم Potassium thiosulfate:

لا يعتبر ثيوكبريتات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_3$ من المواد القياسية الأولية بسبب (١) وجود ماء التبلور (٢) و لكونه يتحلل ببطء عند تخزينه. و تتم أكسدته إلى $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ بفعل العوامل المؤكسدة:




يتم استخدامه في الطرق الغير مباشرة حيث يستخدم في معايرات المواد المؤكسدة التي تتحرر فيها اليود.

٩. أدلة معايرات الأكسدة والاختزال Redox titration indicators:

من الواضح أنه في معايرات الأكسدة والاختزال يمكن تعيين نقطة النهاية للمعايرات عن طريق رسم العلاقة بين الجهد وحجم المحلول كما تم توضيحه من قبل. إلا أنه من الأسهل استخدام الأدلة الكيميائية، وهناك ثلاثة أنواع: الدليل الذاتي، الأدلة النوعية و أدلة الأكسدة و الاختزال الحقيقية.

٩ - ١ الدليل الذاتي Self indicator :

برمنجنات البوتاسيوم KMnO_4 يمتاز بلونه البنفسجي الغامق و الذي يتحول بفعل العوامل المختزلة مثل Fe^{2+} إلى Mn^{2+} عديم اللون حسب التفاعل التالي:




لذا عند استخدام برمنجنات البوتاسيوم كعامل مؤكسد في معايرات الأكسدة و الاختزال لا نحتاج إلى دليل خارجي بل نستخدم الخاصية المذكورة أعلاه كدليل ذاتي. فعند إضافة البرمنجنات (من السحاحة) إلى محلول المادة المختزلة مثل Fe^{2+} (في الدورق) في وسط حمضي فإن المحلول سيظل عديم اللون و ذلك لتحول MnO_4^- إلى Mn^{2+} حسب التفاعل أعلاه و لكن عند نقطة النهاية (اختفاء Fe^{2+} و تحويله إلى Fe^{3+}) فإن أول قطرة زائدة من MnO_4^- سوف تحول لون المحلول إلى لون MnO_4^- البنفسجي دالا على نهاية المعايرة.

٩ - ٢ الأدلة النوعية Specific indicators :

يعتبر النشا من أشهر الأمثلة لهذا النوع من الأدلة و الذي يعطي مركباً معقداً ذا لون أسود مزرق مع اليود. هذا اللون الناتج يعطي دلالة على نهاية التفاعل في المعايرات التي يتحرر أو يختفي فيها اليود عند نقطة التكافؤ.


و من الأمثلة الأخرى أيون الثيوسيانات SCN^- . فمثلاً في معايرة الحديد الثلاثي Fe^{3+} (في الدورق) مع محلول التيتانيوم Ti^{3+} (في السحاحة) نشاهد اختفاء لون الدليل الأحمر القاتم المعقد للحديد الثلاثي مع الدليل $\text{Fe}(\text{SCN})^{2-}$ عند نقطة النهاية و ذلك بسبب أن أول قطرة زائدة من Ti^{3+} بعد نقطة التكافؤ تتفاعل مع Fe^{3+} المرتبط بـ SCN^- لذا يتفكك معقد الدليل مع Fe^{3+} حسب التفاعل التالي:



يجب ملاحظة أن الأدلة النوعية و الدليل الذاتي يعتمدان في عمليهما (تغيير لون الدليل) على طبيعة المادة المعايرة و المراد تحليلها و لا يعتمدان على جهد محلول المعايرة عند نقطة النهاية.


٩-٣ أدلة الأكسدة والاختزال الحقيقية True oxidation-reduction indicators :

هذه مواد يتغير لونها من خلال أكسدتها أو اختزالها ، أي أن لون هذه الأدلة يعتمد على جهد محلول المعايرة ، علما بأن لون شكلها المؤكسد يختلف عن لون شكلها المختزل.



من أهم أنواع هذه الأدلة ، دليل معقد 10,1 فنانثرولين الحديد (II) و يسمى اختصارا بـ فروين و يعطى الرمز $(\text{Phen})_3\text{Fe}^{2+}$.

هذا الدليل يتحول من شكله المؤكسد إلى شكله المختزل في جهد قدره 1.06 V و يتغير لونه من أزرق إلى أحمر.



و لغرض اختيار أدلة الأكسدة و الاختزال الحقيقية لابد من توفر شرطين و هما (١) معرفة جهد قطب الدليل القياسي و (٢) معرفة جهد تفاعل المعايرة E. فمثلا في معايرة الحديد الثنائي Fe^{2+} مع السيريوم الرباعي Ce^{4+} نجد أن جهد الخلية (المعايرة) عند نقطة التكافؤ يساوي 1.10 V ، و من الجدول التالي نجد أن الدليل المناسب لهذه المعايرة هو دليل معقد 10,1 فنانثرولين الحديد (II) (فروين).

الجدول (١) : أمثلة لأدلة الأكسدة و الاختزال الحقيقية

اسم الدليل	لون الشكل المؤكسد	لون الشكل المختزل	$E^0\text{In}$
معقد ١٠,١ فنانثرولين الحديد II	أزرق	أحمر	+1.1V
حامض ثنائي فينيل أمين	أحمر بنفسجي	عديم اللون	+0.85V
المثيلين الأزرق	أزرق	عديم اللون	+0.28V

الفصل الخامس: المعايرات التي تتضمن تكوين مركب معقد

Complexometric Titrations

١. مقدمة:

معظم أيونات الفلزات قادرة على التفاعل مع مواد معينة تسمى بالعوامل المعقدة Complexing agents لتكوّن مركبات مُعقّدة تناسقية و تتضمن هذه التفاعلات إحلال واحد أو أكثر لجزيئات مذيب منسق مع الفلز بمجموعات أخرى تسمى المُعقّدات (L) Ligands.



المُعقّد L يكوّن إما جزيئاً متعادلاً أو أيوناً ويكون هنالك إحلالات متبادلة حتى يتكون المركب المُعقّد ML_n .


يستفاد من المعايرات التي تتضمن تكوين مركب معقد في تقدير عدد كبير من الفلزات و يتم ذلك بعد عملية انتقائية إما بواسطة التحكم في الرقم الهيدروجيني أو استخدام عامل حجب الذي يتفاعل مع الفلز المتداخل. و من أهم العوامل المُعقّدة المستخدمة في هذا النوع من المعايرات العامل المُعقّد إدتا و يصف هذا الفصل أنواع المُعقّدات ، تأثير الرقم الهيدروجيني على معايرات إدتا EDTA ، أنواع الأدلة و كذلك أنواع معايرات إدتا.

٢. أنواع المُعقّدات:

عدد كبير من الفلزات تُكوّن مركبات معقدة في المحاليل مع مواد قابلة لمنح زوج واحد أو أكثر من الإلكترونات. يسمى الفلز المستقبل لأزواج الإلكترونات بحمض لويس Lewis acid ، و المادة المانحة لأزواج الإلكترونات بقاعدة لويس Lewis base و التي تسمى أيضا بالمُعقّدات Ligands.

٢. ١ المُعقّدات أحادية السن Unidentate ligands:

المُعقّدات التي تحتوي على مجموعة واحدة فقط قادرة على منح زوج من الإلكترونات تسمى بالمُعقّدات أحادية السن مثال ذلك H_2O و NH_3 : و ترتبط بالأيون الفلزي بواسطة رابطة تناسقية واحدة فقط.




٢. ٢ المعقدات ثنائية السن Bidentate ligands:

المُعقدات التي تحتوي على مجموعتين مانحتين للإلكترونات تسمى بالمعقدات ثنائية السن. مثال ذلك إثيلين ثنائي أمين Ethylenediamine (الشكل ١) و الذي يرتبط بالأيون الفلزي بواسطة رابطتين تناسقيتين (الشكل ٢). تسمى عملية تكوين حلقة حول أيون الفلز بالكلاية Chelation و تسمى العوامل القابلة على منح زوجين أو أكثر من الإلكترونات بالعوامل الكلاية Chelating agents.




الشكل ١: التركيب الكيميائي لإثيلين ثنائي أمين Ethylenediamine.



الشكل ٢: طريقة ارتباط إثيلين ثنائي أمين بفلز الكوبالت بواسطة رابطة تناسقية

٢ - ٣ المعقدات متعددة السن Polydentate ligands:

هناك أمثلة لمعقدات ثلاثية ورباعية وخماسية السن ولكن أهم المعقدات هي سداسية السن ومثال ذلك إيثيلين ثنائي أمين رباعي حمض الخليك Ethylenediamine tetraacetic acid و يُختصر إلى إدتا EDTA (الشكل ٣).




الشكل ٣: التركيب الكيميائي للعامل المعقد إدتا

يكون إدتا ستة روابط تناسقية Coordination covalent bonds مع الأيون الفلزي عن طريق الأربع مجموعات الكربوكسيلية Carboxyl group, COOH وذرتي النيتروجين.


٤. المعايير التي يستخدم فيها إدتا:

١. يعتبر EDTA حمضاً عضوياً ضعيفاً و هو من أهم عوامل التعقيد المستخدمة في المعايير التي تتضمن تكوين معقد وذلك لأنه يكون معقدات كلابية مع عدد كبير من الفلزات باستثناء الفلزات القاعدية.

٢. بما أن EDTA سداسي الأسنان فإنه دائماً يتفاعل مع أيونات الفلزات بنسبة ١:١.




٣. الحمض الحر H_4Y عديم الذوبان في الماء و لكن ملحه الصوديومي الثنائي $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ (الشكل ٤) يذوب في الماء و لذلك فهو الأكثر استعمالاً في تحضير محاليل EDTA القياسية.



الشكل ٤ : التركيب الكيميائي لملاح إديتا الصوديومي الثنائي $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$

٤. تأثير الرقم الهيدروجيني على معايرات EDTA :

يلاحظ أنه أثناء معايرة أيونات الفلزات مع محلول قياسي من الملاح الصوديومي الثنائي لـ EDTA تتحرر أيونات الهيدروجين:




لهذا فإنه لا بد من إضافة محلول منظم لمنع تغير الرقم الهيدروجيني أثناء المعايرة حيث يُثبت الرقم الهيدروجيني عند الرقم المناسب وذلك حسب نوع الأيون الفلزي المعيار لأن ثبات المركبات المعقدة لـ إديتا يعتمد على (١) نوع الأيون الفلزي و (٢) الرقم الهيدروجيني pH . و يوضح الجدول (١) ثبات معقدات إديتا K_{MY} مع بعض أيونات الفلزات.

الجدول (١): أمثلة لثبات معقدات إديتا K_{MY} مع بعض أيونات الفلزات

أيون الفلز	K_{MY}	أيون الفلز	K_{MY}	أيون الفلز	K_{MY}
Bi^{3+}	1.0×10^{23}	Ni^{2+}	4.2×10^{18}	Ca^{2+}	5.0×10^{10}
Fe^{3+}	1.3×10^{25}	Zn^{2+}	3.2×10^{16}	Mg^{2+}	4.9×10^8

إن وجود أيونات الهيدروجين بكثرة في المحلول تضعف قوة المركب المعقد MY أي تقلل من ثباته عن طريق تفاعل الهيدروجين مع الأنيون Y الذي يقل تركيزه في المحلول نتيجة ذلك.



أي أن أيونات الهيدروجين تنافس أيونات الفلز على الارتباط بالأيون Y ومن هذا نستنتج الآتي:

- أ. الوسط القاعدي يناسب معايرة بعض الأيونات الفلزية مثل الكالسيوم و المغنيسيوم، التي تكون مركبات معقدة ضعيفة مع إدتا حيث أنه في هذا الوسط لا توجد منافسة من أيونات الهيدروجين.
- ب. وسط متوسط الحمضية يناسب معايرة الخارصين والنيكل حيث أن أيونات الهيدروجين في هذه الحالة لن تؤثر كثيرا بسبب قوة المعقد.
- ج. الأوساط الأكثر حموضة يناسب معايرة Fe^{3+} ، Bi^{3+} حيث أن الهيدروجين لا تؤثر على هذه الأيونات.

لهذا نجد أن معايير إدتا كلها تعتمد على استعمال المحاليل المنظمة Buffer solutions لجعلها انتقائية.

٥. أدلة معايير المركبات المعقدة:

الأدلة الشائعة الاستعمال في معايير EDTA هي الأدلة الفلزية، وهي عبارة عن أصباغ أو مواد عضوية ملونة تتفاعل مع بعض أيون الفلزات لتعطي مركبات معقدة ذات لون يختلف عن لون الدليل نفسه.

٥ - ١ خصائص أدلة معايير المركبات المعقدة:

١. مركبات صبغية قابلة للذوبان في الماء.
٢. مركبات لها المقدرة لتكوين مركبات معقدة مع أيون الفلز.
٣. المركب المعقد المتكون بين الدليل والفلز يختلف لونه عن لون الدليل الحر.
٤. ثابت المركب المعقد (إدتا - الفلز) أعلى بكثير عن ثابت المركب المعقد (الدليل - الفلز).

٥ - ٢ أمثلة الأدلة المستخدمة:

أ. إريوكروم بلاكتي Eriochrome black T:

١. يسمى هذا الدليل مختصرا ب Erio-T (الشكل ٥).

٢. رمزه الكيميائي NaH_2D .


٣. ويمكن تمثيل اتران هذا الدليل كالآتي:



أحمر

أزرق

برتقالي




الشكل ٥ : التركيب الكيميائي لدليل إريوكروم بلاكتي Eriochrome black T


ب . طريقة عمل دليل Erio-T :

لنأخذ مثلاً معايرة Mg^{2+} مع EDTA باستخدام Erio-T في $pH = 10$ (الشكل ٦) :


١ . قبل بدء المعايرة وعند إضافة Erio-T إلى الدورق سوف يتلون المحلول باللون الأحمر بسبب التفاعل التالي :




أثناء المعايرة يتفاعل إدتا المضاف من السحاحة مع Mg^{2+} (الغير متفاعل مع Erio-T).



عند نقطة التكافؤ سوف يتفاعل إدتا ذو ثابت الاتزان الأعلى مع المركب $MgIn^{-}$.




تحول اللون من الأحمر إلى الأزرق يعني انتهاء المعايرة.



الشكل ٦: معايرة Mg^{2+} مع EDTA باستخدام Erio-T في $pH = 10$.

ج. دليل الميروكسيد Murexide indicator:

دليل الميروكسيد عبارة عن ملح أمونيوم الحمض البريوريك Ammonium salt of purpuric acid ولونه يعتمد على الرقم الهيدروجيني هكذا:



هذا الدليل يعطي معقدا ذا لون وردي محمر مع الكالسيوم بينما لا يعطي أي لون مع المغنيسيوم لذلك فإنه يناسب تحديد تركيز الكالسيوم في خليط يحتوي على المغنيسيوم. وهناك أدلة أخرى مثل كالمقايت Calmagite و كالسيكروم Calcichrome.

٦. أنواع معايرات EDTA :

٦. ١ المعايرة المباشرة Direct titration :

في هذه الطريقة يتم أولاً تثبيت الرقم الهيدروجيني للمحلول الذي يحتوي على أيون الفلز عند الرقم المطلوب وذلك باستخدام محلول منظم معين و بعد ذلك يعاير هذا المحلول مباشرة بواسطة محلول قياسي من EDTA في وجود الدليل المناسب. و الأيونات التي يمكن معايرتها بهذا الطريقة هي أيونات الفلزات التي (١) يوجد لها دليل مناسب و (٢) تتفاعل مع EDTA بسرعة.

٦. ٢ المعايرة الخلفية Back titration :

كثير من أيونات الفلزات لا يمكن معايرتها بالطريقة المباشرة لعدة أسباب منها :

١. قد تترسب هذه الأيونات عند الرقم الهيدروجيني المطلوب للمعايرة على هيئة هيدروكسيدات.
٢. قد تترسب مع بعض الأنيونات تحت هذه الظروف.
٣. تفاعلها مع EDTA يكون بطيئاً كما في حالة الألومنيوم.
٤. عدم توفر دليل مناسب للفلز.


في تلك الحالات يضاف إلى محلول الأيون كمية زائدة من EDTA ثم يُثبت الرقم الهيدروجيني وبعد ذلك تعاير الكمية الزائدة من EDTA في وجود الدليل Erio-T.

مثال للمعايرات الخلفية :

الزركونيوم Zr^{4+} يتفاعل مع إدا ببطء لذا يتم تقديره بواسطة إدا بالمعايرة الخلفية.
مثال: تمت إضافة 10 مل من محلول إدا القياسي (0.0502 مولار) إلى محلول يحتوي على الزركونيوم Zr^{4+} بعد تمام التفاعل تمت معايرة الكمية الزائدة من إدا بمعايرة خلفية باستخدام البزموت القياسي (تركيزه 0.0540 مولار) فإذا كان حجم البزموت عند نقطة التكافؤ يساوي 2.08 مل احسب عدد ملمولات millimoles الزركونيوم ، ثم احسب تركيزه بالملجم.

الحل :

. معادلة التفاعل قبل المعايرة الخلفية :



- لأن نسبة التفاعل ١:١ فيمكن كتابة الآتي:

Number of mmoles of Zr^{4+} = number of mmoles of EDTA (before reaction) - number of millimoles of Bi^{3+}

Number of mmoles of Zr^{4+} = (vol. of EDTA \times molarity of EDTA) - (vol. of Bi^{3+} \times molarity of Bi^{3+})

Number of mmoles of Zr^{4+} = $(10.00 \times 0.0502) - (2.08 \times 0.0540)$

Number of mmoles of Zr^{4+} = $0.502 - 0.112$

Number of mmoles of Zr^{4+} = 0.39 mmoles

- التركيز بالملجم:

Concentration of Zr^{4+} (mg) = 0.39×91.22

Concentration of Zr^{4+} (mg) = 35.5 mg

٦ - ٣ معايرات المخاليط Mixture titration:

إدتا يعتبر عامل غير انتقائي لأنه يكون مركبات معقدة مع أعداد كبيرة من أيونات الفلزات ولكي يصبح انتقائيا يمكن اتباع أحد الطرق التالية:


أ. التحكم في الرقم الهيدروجي:

فمثلا خليط يحتوي على Bi ، Pb يمكن معايرتها دون تدخل أحدهما على الآخر وذلك بضبط الرقم الهيدروجي على $\text{pH} = 2$ ويعاير Bi (البزموث) ثم يتم ضبط الرقم الهيدروجي إلى $\text{pH} = 5$ ويتم معايرة Pb .

ب. استعمال عوامل الحجب و اللاحجب Masking and demasking agents:

يستعمل مثلا عامل الحجب أيون السيانييد CN^- Cyanide ion، حيث أن CN^- يكون مركبات ثابتة مع Co ، Cu ، Hg ، Zn ، Cd ، Ni ولكن لا يحجب (لا يتفاعل) أيونات مثل Pb ، Mg .

فإذا كان لدينا خليطا يحتوي على Co, Mg يضاف للخليط CN^- فيتفاعل مع Co (يحبس Co).



ثم يعاير Mg بـ إدا و بعد ذلك يضاف عامل اللاحب مثل فورم ألدهيد Formaldehyde, HCHO ثم يعاير Co مع محلول إدا.



امتحان ذاتي رقم (١)

أجب على الأسئلة التالية.

١. اذكر متطلبات المعايرة.
٢. اذكر أنواع معايرات التحليل الحجمي.
٣. فرق بين نقطة التكافؤ و نقطة النهاية.
٤. لماذا يجب أن يكون الوزن الجزيئي كبيراً في المادة القياسية الأولية.
٥. تمت معايرة 10 مل من حمض الهيدروكلوريك مع 15 مل من محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.04 مولار. احسب تركيز حمض الخليك.

امتحان ذاتي رقم (٢)

أجب على الأسئلة التالية:

١. احسب pH عند معايرة 50 مل من حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.1 مولار بواسطة هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.1 مولار. أحجام NaOH المضافة هي: 0 ، 5 ، 50 ، 55 مل.
٢. كيف يكون وسط المعايرة متعادلاً أو حمضياً أو قاعدياً في أنواع المعايرات التالية و لماذا. اذكر الأدلة المناسبة للكشف عن نقطة النهاية.
- أ. معايرة حمض قوي مع قاعدة ضعيفة.
- ب. معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية.
- ج. معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية.

امتحان ذاتي رقم (٣)

أجب على الأسئلة التالية:

١. املأ الفراغات فيما يلي:

يستخدم في طريقة موهر دليل أيون (أ) و الذي يتفاعل مع أيون (ب) عند نقطة التكافؤ و يكون راسباً أحمر مع أول قطرة زائدة من (ج) و تصلح هذه الطريقة لمعايرة أيونات (د) و (هـ) بواسطة محلول قياسي من (و)

٢. في أي وسط تجرى طريقة موهر (متعادل ، حمضي أو قاعدي) و لماذا.

٣. أجب على الآتي:

أ. اذكر اسم الكاشف ، الدليل و المجهول في طريقة فولهارد المباشرة.

ب. اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

ج. اكتب معادلة تفاعل الدليل.

٤. اشرح كيفية عمل دليل الامتزاز في طريقة فاجان (مثال تقدير الكلوريد بواسطة نترات الفضة مع وجود دليل الفلوريسين).

امتحان ذاتي رقم (٤)

أجب على الأسئلة التالية:

١. فرق بين الأكسدة الاختزال.

٢. فرق بين العامل المؤكسد و العامل المختزل.


٣. احسب عدد الأكسدة لكل عنصر فيما يلي:

(أ) FeCl_3 ، (ب) KNO_3 ، (ج) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ، (د) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ، (هـ) H_2O_2 .

٤. وضح نوع التغيرات التالية أكسدة أم اختزال:

(أ) $\text{MnO}_2 \rightarrow \text{MnO}_4$ ، (ب) $\text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3$ ، (ج) $\text{OCl}^- \rightarrow \text{ClO}_3^-$ ، (د) $\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{N}_2\text{O}$

٥. اكتب التفاعل الكامل فيما يلي علماً بأن هذا التفاعل يجري في وسط حمضي:



٦. أجب على ما يلي:

(أ) اذكر اسم مادة تستخدم كدليل ذاتي في معايرات الأكسدة و الاختزال.

(ب) اذكر اسم مادة شائعة تستخدم كدليل نوعي في معايرات الأكسدة و الاختزال.

(ج) اذكر (باختصار) كيفية استخدام اليود I_2 في طرق التحليل الغير مباشرة.

امتحان ذاتي رقم (٥)

١. املأ الفراغات فيما يلي:

عدد كبير من الفلزات تكون مركبات معقدة في المحاليل مع مواد قابلة لمنح (أ) واحد أو أكثر من الإلكترونات. يسمى الفلز بـ (ب) لويس ، وهو (ج) أزواج الإلكترونات ، و تسمى المادة المانحة لأزواج الإلكترونات بـ (د) لويس. و تسمى المجموعات المانحة لأزواج الإلكترونات بـ (هـ)

٢. اذكر أسماء و عدد المجموعات المانحة لأزواج الإلكترونات في إدتا.

٣. ارسم التركيبة الكيميائية لأدتا و ملح الصوديومي الثنائي.

٤. لماذا يقال بأن إدتا غير انتقائي و كيف يمكن جعل معايرات إدتا انتقائية؟

٥. اشرح كيفية عمل دليل إيروكروم بلاك تي.

إجابة الامتحان الذاتي رقم (١)

١. متطلبات المعايرة:

١. أن يكون التفاعل بين المحلولين بسيطاً ويمكن تمثيله بمعادلة كيميائية موزونة.

٢. يحب أن يكون التفاعل سريعاً.

٣. أن يكون من الممكن الاستدلال علي لحظة انتهاء التفاعل (نقطة النهاية).

٤. عدم ظهور تفاعلات جانبية.


٥. يحب أن يكون التفاعل كمياً بحيث يكون توازن التفاعل متجهاً باتجاه أقصى اليمين.

٢. أنواع معايرات التحليل الحجمي هي:

١. معايرات الأحماض والقواعد.
٢. معايرات الترسيب .
٣. المعايرات التي تتضمن تكوين مركب مقعد.
٤. معايرات الأكسدة و الاختزال.
٣. نقطة النهاية هي النقطة التي يظهر عندها تغير مرئي في المحلول أما نقطة التكافؤ هي اللحظة التي يكون عندها التفاعل كاملا و اتحاديا Stoichiometric بين الكاشف و المجهول.
٤. للتقليل من نسبة الخطأ عند الوزن.
٥. 0.06 مولار.


إجابة الامتحان الذاتي رقم (٢)

١. عند 0 مل من NaOH ، pH = 1.00 .
- عند 5 مل من NaOH ، pH = 1.09 .
- عند 50 مل من NaOH ، pH = 7.00 .
- عند 55 مل من NaOH ، pH = 11.68 .
٢. أ. في معايرة حمض قوي بقاعدة ضعيفة يكون وسط المعايرة عند نقطة التكافؤ حمضي و ذلك لتكون ملح كلوريد الأمونيوم NH_4Cl الذي يتفكك في الماء و ينتج عن ذلك ارتفاع في تركيز H^+ كما هو موضح في المعادلة التالية:



و الدليل المناسب هو دليل الميثيل البرتقالي.


- ب. معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية. يكون pH متعادلاً عند نقطة التكافؤ نظراً لتواجد كلوريد الصوديوم الذي لا يؤثر على الرقم الهيدروجيني والأدلة المناسبة هنا هي الفينولفثالين والميثيل البرتقالي.
- ج. في معايرة حمض ضعيف و عند نقطة التكافؤ يتحول الحمض الضعيف حمض الخليك إلى ملح خلات الصوديوم CH_3COONa الذي يذوب في الماء كما يلي:




و من هذه المعادلة نستنتج أن نقطة التكافؤ ستقع في الجزء القاعدي. و الدليل المناسب هنا هو الفينولفثالين.

إجابة الامتحان الذاتي رقم (٣)

١. (أ). الكرومات ، (ب). الفضة ، (ج). الفضة ، (د). الكلوريد ، (هـ). البروميد ، (و). نترات الفضة.
 ٢. يجب إنجاز هذه الطريقة في رقم هيدروجيني $\text{pH} = 8$ و ذلك للأسباب التالية:
- أ. إذا كان المحلول حمضياً يحدث التفاعل الجانبي التالي حيث يتحول الدليل إلى مادة أخرى و هي البيكرومات مما يقلل من الدليل.





- ب. و إذا كان المحلول قاعدياً نجد أن أيونات الفضة تترسب على هيئة هيدروكسيد الفضة. و هذا بالطبع يؤثر على أداء المحلول المعايير و يعطي نتائج سلبية. و يمكن إضافة كربونات الكالسيوم للحفاظ على الرقم الهيدروجيني.



٣.

١. الكاشف: أيون الثيوسيانات ، الدليل: الحديد الثلاثي ، المجهول: أيون الفضة.





٤. الدليل المستخدم هنا (دليل الفلوريسين) Fluorescein indicator من الأدلة التي تمتاز على سطح الراسب عند نقطة التكافؤ ولا يحدث له تفاعل مع المحلول المعايير كما في حالة أدلة طريقة موهر وفولهارد.

- يضاف محلول نترات الفضة القياسي من السحاحة على محلول الكلوريد مثلاً في دورق المعايرة والذي يحتوي أيضاً على أنيون الدليل In^- .

- قبل نقطة التكافؤ: يوجد الكلوريد بكثرة في دورق المعايرة لذا يكون Cl^- هي الطبقة الأولية الممتزة Adsorbed على سطح راسب كلوريد الفضة والتي تتناثر مع أنيون الدليل ، و عليه تكون الطبقة الثانوية الممتزة هي أيونات موجبة كالصوديوم.

- بعد نقطة التكافؤ مباشرة و عند تفاعل كل الكلوريد و ترسيبه على شكل AgCl فإن أول قطرة زائدة مضافة من Ag^+ من السحاحة تكون في حالة زائدة و يصبح سطح الراسب مشحوناً بشحنة موجبة ، لذا تكون أيونات الدليل In^- هي الطبقة الثانوية الممتزة.

و بما أن لون الدليل الممتز يختلف عن لون الدليل غير الممتز ، نجد أن الفرق بين اللونين يمثل نقطة التكافؤ.

إجابة الامتحان الذاتي رقم (٤)


١. الأكسدة هي عملية فقدان العنصر إلكترونات أو أكثر أما الاختزال فهي عملية اكتساب العنصر إلكترونات أو أكثر.

٢. العامل المؤكسد يكسب إلكترونات أما العامل المختزل يفقد إلكترونات.

٣. (أ) $\text{Cl} = -1$ ، $\text{Fe} = +3$ ، (ب) $\text{K} = +1$ ، $\text{O} = -2$ ، $\text{N} = +5$ ، (ج) $\text{O} = -2$ ، $\text{Fe} = +3$ ، $\text{S} = +6$ ،

(د) $\text{O} = -2$ ، $\text{Cr} = +6$ ، (هـ) $\text{O} = -1$ ، $\text{H} = +1$.

٤. (أ) أكسدة ، (ب) أكسدة ، (ج) اختزال ، (د) اختزال.




٦. (أ) برمنجنات البوتاسيوم ، (ب) النشا ، (ج) في معايرات اليود الغير مباشرة يضاف زيادة من محلول يوديد البوتاسيوم KI إلى المادة المراد تحليلها في وسط حمضي ، ثم يعاير اليود المتحرر بواسطة محلول قياسي من ثيوكبريتات الصوديوم.

إجابة الامتحان الذاتي رقم (٥)


١. (أ) زوج ، (ب) حمض ، (ج) يستقبل ، (د) قاعدة ، (هـ) المعقدات.

٢. أربع مجموعات كربوكسيلية Carboxyl group, COOH وذرتا النيتروجين.

٣.




إدتا




ملح إدتا الصوديومي

٤. إدتا غير انتقائي لأنه يتفاعل مع عدد كبير من أيونات الفلزات و لجعل معايرات إدتا انتقائية نعتمد على (أ) ضبط الرقم الهيدروجيني (ب) استخدام عوامل الحجب و اللاحجب.


٥. قبل البدء المعايرة و عند إضافة Erio-T إلى الدورق سوف يتلون المحلول باللون الأحمر بسبب التفاعل التالي:



أثناء المعايرة يتفاعل إدتا المضاف من السحاحة مع Mg^{2+} (الغير متفاعل مع Erio-T).



عند نقطة التكافؤ سوف يتفاعل إدتا ذو ثابت الاتزان الأعلى مع المركب MgIn^- .



تحويل اللون من الأحمر إلى الأزرق يعني انتهاء المعايرة (نقطة التكافؤ).

أساسيات الكيمياء التحليلية

التحليل الوزني

الجدارة:

أن يكون الطالب قادرا على وصف الأسس النظرية للتحليل الكمي الوزني و تطبيق الحسابات المتعلقة بهذا النوع من التحليل الكيميائي.

الأهداف:

- عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:
١. وصف خطوات التحليل الوزني.
 ٢. وصف العوامل التي تؤدي إلى ذوبانية الرواسب.
 ٣. تطبيق قاعدة حاصل الإذابة على المركبات شحيحة الذوبان و حساب الذوبانية.
 ٤. حساب المعامل الوزني.
 ٥. حساب وزن المادة المراد تقديرها و نسبتها المئوية في العينة المحللة.

الوقت المتوقع:

٥ ساعات.

متطلبات الجدارة:

معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائب السابقة".

التحليل الوزني Gravimetric Analysis

١. مقدمة:

طريقة التحليل الوزني هي إحدى الطرق التقليدية للتحليل الكمي ذات دقة و مصداقية عالية والتي تعتمد على ترسيب الأيون المراد تقديره على شكل مادة شحيحة الذوبان. يوزن الراسب بدقة بعد تجفيفه أو حرقه و يحسب وزن الأيون المراد تقديره مستعملا وزن الراسب و صيغته الكيميائية. يوصف في هذا الفصل الخطوات الخاصة بالتحليل الكمي الوزني بما فيها تحضير العينة بالطريقة الصحيحة لعملية ترسيب المادة المراد تقديرها ، كيفية الحصول على راسب على شكل نقي و قابل للترشيح و عملية الترشيح و التجفيف أو الحرق لتحويل الراسب إلى شكل الصورة الموزونة. كما يراجع الطالب قاعدة حاصل الإذابة و تطبيقاتها للمركبات الشحيحة الذوبان. و أخيرا يتعرف الطالب على العمليات الحسابية لحساب كمية المادة المراد تقديرها مستخدما وزن الراسب و صيغته الكيميائية.

٢. خطوات التحليل الوزني:

يمكن تلخيص خطوات التحليل الوزني كما يلي:

٢. ١ إذابة العينة Sample dissolution:

- تجفف العينة لمدة ساعتين على الأقل عند درجة حرارة 100 . 120 درجة مئوية.
- تحسب تغيرات الوزن مثل فقدان الماء أو بعض المكونات المتطايرة.
- تذاب العينة في المذيب المناسب.

٢. ٢ المعالجة الأولية للمحلول:

أثناء هذه الخطوة تختار الظروف المناسبة لعملية الترسيب، مثلا:

١. الرقم الهيدروجيني.

٢. حجم المحلول.

٣. درجة الحرارة التي تقلل من ذوبانية الراسب.

٤. فصل المتدخلات.

٢. ٣ الترسيب Precipitation:

الترسيب هو عزل المكون المطلوب تقديره عن بقية المكونات الموجودة في المحلول و ذلك عن طريق


تكوين راسب.

٢. ٤ التجفيف Drying أو الحرق Ignition:

يتم التجفيف عند درجة حرارة 100 - 120 درجة مئوية و لكن أثناء هذه العملية يمكن أن تتغير الصيغة الكيميائية لجزء من بعض الرواسب إلى صيغة أخرى و هذا يؤدي إلى تكوين مزيج من صيغتين كيميائيتين غير معروفتين و هذا بدوره يؤدي إلى خطأ في الحسابات.

مثال:

لتقدير الحديد و الألمنيوم يتم ترسيب هذه العناصر على هيئة هيدروكسيد الحديد $Fe(OH)_3$ وهيدروكسيد الألمنيوم $Al(OH)_3$ على التوالي. و تسمى هذه الهيدروكسيدات الصورة المترسبة Precipitated form أي بعبارة أخرى هي صيغة الراسب قبل التجفيف. أثناء التجفيف يتحول جزء من هذه الهيدروكسيدات إلى أكسيدات الحديد Fe_2O_3 و الألمنيوم Al_2O_3 كما يلي:




لتجنب تكوين مزيج من صيغتين كيميائيتين (هيدروكسيدات الحديد و الألمنيوم و أكاسيد الحديد و الألمنيوم في هذه المثال) يتم حرق Ignition هذه الرواسب عند درجة حرارة عالية لكي يتحول الراسب من الصورة المترسبة إلى صورة واحدة ثابتة و تعرف هذه الصيغة بالصورة الموزونة Weighed form. و تمثل Fe_2O_3 و Al_2O_3 الصورة الموزونة في هذا المثال.

٣. صفات الرواسب في طرق التحليل الوزني:

١. يجب أن تكون قابلية ذوبان الراسب قليلة جدا (راسب شحيح الذوبان).
٢. يجب أن تكون بلورات الراسب ذات حجم مناسب، بحيث يمكن ترشيحها و لكن يجب أن لا تكون صغيرة جدا بحيث يمكن أن تمر عبر ثغرات بوتقة الترشيح.
٣. يجب أن يبقى الراسب مستقرا.
٤. يجب أن يكون العامل المرسل المستخدم خاصا إذ يعمل على ترسيب المادة المراد ترسيبها فقط.

٤. قاعدة حاصل الإذابة Solubility Product Rule:

قاعدة حاصل الإذابة: إن حاصل ضرب التراكيز المولارية لمحلل إلكتروليت مشبع شحيح الذوبان مرفوع كل منهما إلى أس يساوي عدد أيوناته في صيغته الكيميائية، يكون ثابتا عند درجة حرارة ثابتة. نفترض أن لدينا محلول إلكتروليت $AaBb$ مشبعا فإنه يحدث إتران بين الأيونات الموجودة في المادة و تلك الذائبة في المحلول.



عند تطبيق قانون فعل الكتلة (أو الاتزان الكيميائي) نجد أن ثابت الاتزان الكيميائي K يساوي:

$$K = \frac{[A^{m+}]^a \times [B^{n-}]^b}{[AaBb]} \quad (1)$$

$$[A^{m+}]^a \times [B^{n-}]^b = K[AaBb] \quad (2)$$

بما أن المادة $AaBb$ شحيحة الذوبان فإن تركيزها يبقى ثابتاً تقريباً. لنفترض أن k يساوي

$[AaBb]$:


المعادلة (2) تصبح:

$$[A^{m+}]^a [B^{n-}]^b = kK \quad (3)$$

بما أن K و k ثابتان نحصل على ثابت جديد K_{sp} و هو ثابت حاصل الإذابة Solubility product constant:

$$K_{sp} = [A^{m+}]^a \times [B^{n-}]^b \quad (4)$$

مثال: طبق قاعدة حاصل الإذابة على الآتي:



بتطبيق قاعدة حاصل الإذابة نجد أن K_{sp} يساوي:

$$K_{sp} = [Ba^{2+}] \times [IO_3^-]^2$$

تمرين ١: احسب الذوبانية S لمركب كلوريد الفضة $AgCl$ علما بأن ثابت حاصل الإذابة لـ $AgCl$ يساوي:

$$K_{sp} = 1.02 \times 10^{-10}$$

الحل: نفترض أن الذوبانية $Ag^+ = S$ و $Cl^- = S$

$$K_{sp} = [Ag^+] \times [Cl^-]$$

$$K_{sp} = S \times S$$

$$K_{sp} = S^2$$

$$K_{sp} = 1.02 \times 10^{-10} = S^2$$

$$S = \sqrt{1.02 \times 10^{-10}} = 1.01 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$


٥. العوامل التي تؤدي إلى ذوبانية المواد المترسبة:

٥ - ١ درجة الحرارة:

في معظم المواد نجد أن الارتفاع في درجة الحرارة تزيد في ذوبانية الراسب و بالتالي في حاصل الإذابة.

٥ - ٢ تأثير الأيون المشترك:

نفترض أننا أضفنا H_2SO_4 إلى $BaSO_4$ في محلوله المشبع.



الأيون المشترك في هذا المثال هو أيون الكبريتات SO_4^{2-} و الذي يتفاعل مع Ba^{2+} ليعطي كبريتات الباريوم غير المتفكك و لهذا يقلل الأيون المشترك من ذوبانية المادة المترسبة (كبريتات الباريوم).

٥ - ٣ حجم الجسيمات:

كلما كانت الجسيمات صغيرة الحجم كلما كانت الذوبانية عالية.

٥ - ٤ إضافة المواد العضوية المذيبة القابلة للامتزاج:

مثال الإيثانول و الميثانول: تقلل هذه المذيبات من ذوبانية المادة المترسبة الغير عضوية و السبب في ذلك هو أن المذيبات العضوية لها قطبية أقل من قطبية الماء.

٦ . حسابات التحليل الوزني:

يمكن إيجاد كمية المادة المجهولة سواء كانت عنصرا أو مركبا أو أيونا عن طريق حساب كمية المادة من وزن الراسب و المعامل الوزني Gravimetric factor.

٦ - ١ المعامل الوزني Gravimetric factor:

يحسب المعامل الوزني (GF) Gravimetric factor كما يلي:

$$GF = \frac{MW \text{ (or atomic weight) of analyte}}{MW \text{ of weighed substance}} \times \frac{a}{b}$$

علما بأن:

MW : الوزن الجزيئي.

analyte : المادة المراد تقديرها.

Weighed substance : المادة الموزونة.

a : عدد مولات المادة المراد تقديرها.

b : عدد مولات المادة الموزونة.

يوضح الجدول (١) كيفية حساب المعامل الوزني لبعض الأمثلة.

الجدول (١): أمثلة عن كيفية حساب المعامل الوزني

المادة المراد تقديرها	المادة الموزونة	المعامل الوزني
Cl^-	AgCl	$\frac{\text{Cl}^-}{\text{AgCl}}$
Fe^{3+}	Fe_2O_3	$\frac{2 \times \text{Fe}}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$
HgO	$\text{Hg}_5(\text{IO}_6)_2$	$\frac{5 \times \text{HgO}}{\text{Hg}_5(\text{IO}_6)_2}$

٢.٦ تقدير كمية المادة المراد تقديرها:

ت حسب كمية المادة المراد تقديرها كالآتي:

$$\text{Weight of analyzed substance (g)} = \text{GF} \times \text{weight of precipitate (g)}$$

٣.٦ طريقة حساب النسبة المئوية للمادة المراد تقديرها:

ت حسب النسبة المئوية للمادة المراد تقديرها كالآتي:

$$\text{Weight \% of analyzed substance} = \frac{\text{GF} \times \text{weight of precipitate (g)}}{\text{weight of sample (g)}} \times 100$$

تمرين: احسب وزن أيون الكلوريد في 0.204 جرام من راسب كلوريد الفضة (AgCl) علما بأن الوزن الجزيئي لـ AgCl يساوي 143.3 و الوزن الذري لـ Cl يساوي 35.5 و وزن العينة يساوي 0.5 جرام ثم احسب النسبة المئوية للكلوريد في العينة.

الحل:

$$GF = \frac{35.5}{143.3}$$

$$GF = 0.2478$$

$$\text{Weight of Cl}^- = 0.2478 \times 0.204$$

$$\text{Weight of Cl}^- = 0.05 \text{ g}$$

$$\text{Cl}^- (\%) = \frac{0.2478 \times 0.204}{0.5} \times 100 = 10.11\%$$

امتحان ذاتي

أجب على الأسئلة التالية :

١. اذكر خطوات التحليل الوزني.
٢. اذكر صفات الرواسب في التحليل الوزني.
٣. احسب الذوبانية (S) لكرومات الفضة Ag_2CrO_4 علما بأن ثابت حاصل الإذابة لهذا المركب الشحيح الذوبان يساوي $K_{sp} = 1.9 \times 10^{-12}$.
٤. أذيت عينة وزنها 0.2010 جرام و تم ترسيب Fe على شكل Fe_2O_3 و وجد أن وزنه يساوي 0.1106 جرام. احسب وزن عنصر الحديد و نسبته المئوية في العينة المذابة.

إجابة الامتحان الذاتي

١. (أ) إذابة العينة ، (ب) المعالجة الأولية للمحلول ، (ج) الترسيب ، (د) التجفيف أو الحرق.
- ٢.
١. يجب أن تكون قابلية ذوبان الراسب قليلة جدا (راسب شحيح الذوبان).
٢. يجب أن تكون بلورات الراسب ذات حجم مناسب، بحيث يمكن ترسيبها و لكن يجب أن لا تكون صغيرة جدا بحيث يمكن أن تمر عبر ثغرات بوتقة الترشيح (Filter).
٣. يجب أن يبقى الراسب مستقرا عند درجة حرارة المعايرة.
٤. يجب أن يكون العامل المرسل المستخدم خاصا إذ يعمل على ترسيب المادة المراد ترسيبها فقط.

$$S = 7.8 \times 10^{-5} \text{ مولار.} \quad ٣.$$

$$\text{وزن الحديد} = 0.07735 \text{ جرام ، النسبة المئوية للحديد} = 38.49 \% . \quad ٤.$$

أساسيات الكيمياء التحليلية

مبادئ التحليل النوعي النظرية

الجدارة:

أن يكون الطالب قادرا على وصف الأسس النظرية للتحليل النوعي.

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:
وصف طرق تكوين الرواسب لكاتيونات المجموعات الأولى إلى الخامسة.
وصف كيفية إذابة الرواسب.

الوقت المتوقع:

٦ ساعات.

متطلبات الجدارة:

١. معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائق السابقة".
٢. مراجعة قاعدة حاصل الإذابة.
٣. مراجعة قانون الاتزان الكيميائي.

مبادئ التحليل النوعي النظرية

١. مقدمة:

إن الضرورة تستدعي إلى التعرف على المواد الكيميائية في مجالات متعددة كالزراعة و الصناعة والصحة و البيئة. و فرع الكيمياء المتخصص في التعرف على مكونات المواد هو التحليل النوعي الذي يهتم بالمبادئ النظرية والخطوات العملية وجميع التقنيات التي تستخدم للتعرف على مكونات المادة عناصر كانت أو مركبات نقية بسيطة أو خليط.

إن العمليات التي تُتبع في التحاليل النوعية قد تكون سهلة نسبياً مثل التعرف على الأيونات غير العضوية الشائعة، وقد تكون في منتهى التعقيد مثل التحليل النوعي الدقيق للسبائك والمعادن والخامات والمنتجات الصناعية والطبيعية وغيرها من المخاليط المعقدة. و يستخدم الدارس للتحاليل الكيميائية النوعية، بصورة أساسية، حاسة البصر للاستدلال على حدوث التفاعلات الكيميائية و ذلك بمشاهدة تكوين الرواسب في محاليل الاختبار أو تغير ألوانها أو تصاعد الغازات الملونة أو عديمة اللون منها. وقد تستخدم حاسة الشم ولكن بحذر شديد للتعرف على هذه الغازات المتصاعدة.

الهدف الأساسي من هذه الوحدة هو تعريف الطالب بالأسس النظرية للتحليل النوعي.

٢. قاعدة حاصل الإذابة Solubility product rule:


راجع "قاعدة حاصل الإذابة" (الوحدة الثالثة).

٣. تأثير الأيون المشترك Common ion effect:

نفترض أن لدينا مركب كلوريد الفضة AgCl في اتزان كيميائي مع أيوناته (في ماء مقطر):



أضيف لهذا المحلول ملح كلوريد الصوديوم NaCl.



بسبب إضافة كلوريد الصوديوم، يزداد تركيز الكلوريد في التفاعل العكسي (1) الذي يندفع من اليمين إلى اليسار مسببا بذلك زيادة تركيز كلوريد الفضة غير المتفكك. الأيون Cl^- في هذا المثال يسمى بالأيون المشترك.

مثال:

احسب الذوبانية S لمركب يوديد الرصاص PbI_2 بعد إذابته في محلول نترات الرصاص $Pb(NO_3)_2$ تركيزه 0.1 مولار. $K_{sp}(PbI_2) = 1.4 \times 10^{-8}$.

الحل:

التركيز قبل إضافة يوديد الرصاص	التركيز المضافة من يوديد الرصاص	التركيز في محلول نترات الرصاص بعد إضافة يوديد الرصاص	
0.1	+S	$0.1 + S \approx 0.1^*$	Pb^{2+}
0.0	+2S	2S	I^-

* هنا نفترض أن S صغير جدا مقارنة مع 0.1.

حسب قاعدة حاصل الإذابة $K_{sp}(PbI_2)$ يساوي:

$$K_{sp} = [Pb^{2+}] [I^-]^2$$

نعوض K_{sp} وتركيز كل من Pb^{2+} و I^- من الجدول أعلاه:

$$K_{sp} = (0.1)(2S)^2 = 1.4 \times 10^{-8}$$

$$4S^2 = 1.4 \times 10^{-7}$$

$$S^2 = 3.5 \times 10^{-8}$$

$$S = 1.9 \times 10^{-4} M$$

٤. تكوين الرواسب :Formation of precipitates

نستخلص من قاعدة حاصل الإذابة أن تكوين راسب يحدث في حالة كون قيمة حاصل ضرب تراكيز الأيونات الذائبة أعلى من قيمة ثابت حاصل الإذابة K_{sp} .

$$[A^{m+}]^a \times [B^{n-}]^b > K_{sp}$$

مثال: هل يترسب كلوريد الفضة (عند 25 درجة مئوية) إذا كان تركيز كل من Ag^+ و Cl^- يساوي 1×10^{-4} مولار.

الحل:

من الملحق (١) نجد أن $K_{spAgCl} = 1.7 \times 10^{-10}$ عند 25 درجة مئوية.

$$[Ag^+] \times [Cl^-] = (1 \times 10^{-4}) \times (1 \times 10^{-4})$$

$$[Ag^+] \times [Cl^-] = 1 \times 10^{-8}$$

بما أن قيمة $[Ag^+] \times [Cl^-]$ أعلى من K_{spAgCl} ، يحدث ترسيب لكلوريد الفضة.

٤ - ١ ترسيب الكلوريدات :Precipitation of chlorides

يستخدم حمض الهيدروكلوريد المخفف لترسيب كلوريدات فلزات المجموعة الأولى: Pb^{2+} , Ag^+ , Hg_2^{2+} .

مثال : ترسيب الفضة.

نعلم من الملحق (١) أن ثابت حاصل الإذابة لكلوريد الفضة يساوي 1.7×10^{-10} و لكي يترسب أيون الفضة

على شكل كلوريد يجب أن يكون $[Ag^+] \times [Cl^-]$ أكبر من 1.7×10^{-10} .

نفترض أننا أضفنا كمية من HCl المخفف إلى 0.1 مولار من أيونات الفضة حتى أصبح تركيز أيونات

Cl^- يساوي 0.01 مولار. في هذا المثال أيون الكلوريد هو الأيون المشترك.

نحسب $K(Ag^+, Cl^-)$:


$$K(\text{Ag}^+, \text{Cl}^-) = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = 0.1 \times 0.01$$

$$K(\text{Ag}^+, \text{Cl}^-) = 1 \times 10^{-3}$$

نجد أن $K(\text{Ag}^+, \text{Cl}^-) > K_{sp}(\text{AgCl})$ وبالتالي نستنتج أنه يحدث ترسيب لأيون الفضة.

٢.٤ ترسيب الكبريتيدات: Precipitation of sulfides

يستخدم كبريتيد الهيدروجين لترسيب كاتيونات المجموعة الثانية، Cu^{2+} , Cd^{2+} , As^{3+} , Sb^{3+} ، في وسط حامضي كما يستخدم كذلك لترسيب كاتيونات المجموعة الرابعة، Zn^{2+} , Sn^{4+} , Hg^{2+} , Bi^{3+} في وسط قاعدي. يتفكك كبريتيد الهيدروجين H_2S كالآتي:



ثابت التفكك لـ H_2S يساوي:

$$K = \frac{[\text{H}^+]^2 \times [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]} \quad (2)$$

لقد وجد أن K يساوي 1.1×10^{-22} كما أن تركيز المحلول المشبع لكبريتيد الهيدروجين عند درجة حرارة 25 درجة مئوية يساوي 0.1 مولار.

$$K = \frac{[\text{H}^+]^2 \times [\text{S}^{2-}]}{0.1} = 1.1 \times 10^{-22}$$

$$[\text{H}^+]^2 \times [\text{S}^{2-}] = 1.1 \times 10^{-23}$$

نجد أن $[\text{S}^{2-}]$ يساوي:

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{1.1 \times 10^{-23}}{[\text{H}^+]^2} \quad (3)$$

و يظهر واضح من المعادلة السابقة أن تركيز S^{2-} يزداد حين ينخفض تركيز H^+ و ينخفض عندما يزداد تركيز H^+ .


١.٢.٤ ترسيب كاتيونات المجموعة الثانية:

لكي تترسب كاتيونات المجموعة الثانية يجب تخفيض تركيز S^{2-} لأن ثابت حاصل الإذابة لكبريتيدات هذه المجموعة صغيرة جدا:

مثال:

$$\begin{aligned} K_{sp}(CdS) &= 1 \times 10^{-28} \\ K_{sp}(Bi_2S_3) &= 1 \times 10^{-97} \\ K_{sp}(CuS) &= 9 \times 10^{-36} \\ K_{sp}(HgS) &= 4 \times 10^{-53} \end{aligned}$$

يتم ترسيب كاتيونات هذه المجموعة بإضافة HCl المخفف.



حسب مبدأ لي شاتيليه Le Chatelier Principle، عند إضافة HCl المخفف يزداد تركيز H^+ و يندفع التفاعل من اليمين إلى اليسار، في التفاعل (١)، و ينخفض تركيز أيون الكبريتيد. سنشرح فيما يلي سبب تخفيض تركيز S^{2-} . لنفترض أن تركيز المحلول أصبح يساوي 0.3 مولار بعد إضافة الكاشف HCl . نجد أن تركيز S^{2-} في المعادلة (3) يساوي:

$$\begin{aligned} [S^{2-}] &= \frac{1.1 \times 10^{-23}}{0.3^2} \\ [S^{2-}] &= 1.2 \times 10^{-22} \end{aligned}$$

نحسب حاصل ضرب تراكيز كبريتيدات لفلزات المجموعة الثانية علما بأن، من التجارب التطبيقية، عند ترسيب فلزات هذه المجموعة يكون تركيز الفلز أقل من 1.0×10^{-4} مولار. نفترض أن M^{2+} هو الفلز المترسب و MS هو كبريتيد هذا الفلز:

$$K_{sp(MS)} = [M^{2+}] \times [S^{2-}]$$

$$K_{sp(MS)} = (1 \times 10^{-4}) \times (1.2 \times 10^{-22})$$

$$K_{sp(MS)} = 1.2 \times 10^{-26}$$

تترسب كبريتيدات المجموعة الثانية لأن قيمة حاصل ضرب تراكيز الأيونات أكبر من ثابت حاصل الإذابة.

ملاحظة: لا تترسب كبريتيدات المجموعة الرابعة لأن ثابت حاصل الإذابة لهذه المركبات أكبر من 1.2×10^{-26} .

٢.٢.٤ ترسيب المجموعة الرابعة:

لكي تترسب كاتيونات المجموعة الرابعة (على شكل كبريتيدات) يجب رفع تركيز S^{2-} لأن ثابت حاصل الإذابة لهذه الكبريتيدات عالي جدا:


$$K_{sp(ZnS)} = 1 \times 10^{-21}$$

$$K_{sp(MnS)} = 1.4 \times 10^{-15}$$

$$K_{sp(NiS)} = 3.0 \times 10^{-19}$$

$$K_{sp(CoS)} = 5.0 \times 10^{-22}$$

يتم رفع تركيز الكبريتيد نتيجة تخفيض تركيز H^+ عند إضافة محلول منظم يحتوي على هيدروكسيد الأمونيوم و كلوريد الأمونيوم $NH_4OH + HN_4Cl$:
يتفكك NH_4OH كالآتي:



و يتفكك H_2S كالآتي:



عند إضافة NH_4OH إلى محلول كبريتيد الهيدروجين ينخفض تركيز H^+ (بسبب تفاعل H^+ مع OH^-) و يندفع التفاعل في (2) من اليسار إلى اليمين و هذا يؤدي إلى زيادة تأين كبريتيد الهيدروجين و بالتالي إلى زيادة تركيز الكبريتيد S^{2-} مما يجعل الحاصل الأيوني لفلزات المجموعة الرابعة يفوق ثابت حاصل ذوبانها و بذلك يتم توفير شروط الترسيب فتترسب كبريتيدات فلزات هذه المجموعة.

ملاحظة: يتسبب إضافة هيدروكسيد الأمونيوم في ترسيب فلزات المجموعة الرابعة و كذلك المغنيسيوم (المجموعة السادسة) على شكل هيدروكسيدات و لذلك يضاف محلول كلوريد الأمونيوم (في المحلول المنظم) لتخفيض تركيز أيونات الهيدروكسيد لمستوى لا يسمح بترسيب هذه الهيدروكسيدات.

٤ - ٣ ترسيب الهيدروكسيدات: Precipitation of hydroxides

يستفاد كذلك من قاعدة حاصل الإذابة في ترسيب فلزات المجموعة الثالثة على شكل هيدروكسيدات: Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Fe^{2+} . يستخدم محلول منظم من $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$ لترسيب فلزات هذه المجموعة.

بالرغم من صغر درجة التأين لهيدروكسيد الأمونيوم إلا أن تركيز أيون الهيدروكسيد يكفي لترسيب فلزات المجموعة الثالثة و الرابعة و الخامسة و كذلك المغنيسيوم. لذا يضاف كلوريد الأمونيوم بهدف تخفيض تركيز OH^- إلى الحد الذي تترسب فيه إلا فلزات المجموعة الثالثة.


٤ - ٤ ترسيب الكربونات: Precipitation of carbonates

يستخدم كربونات الأمونيوم Ammonium carbonate لترسيب كاتيونات المجموعة الخامسة (Ca^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+}) على هيئة كربونات في وجود محلول منظم يتكون من هيدروكسيد الأمونيوم وكلوريد الأمونيوم.


يتفكك كربونات الأمونيوم كالآتي:




كما يتفكك كلوريد الأمونيوم كالآتي:



من المعادلات (1) و (2) نلاحظ أن تأثير الأيون المشترك NH_4^+ يجعل تركيز أيون CO_3^{2-} منخفضاً لكي يتجاوز الحاصل الأيوني ثابت حاصل الإذابة لكربونات المجموعة الخامسة فقط و يعجز للوصول إلى الحد الذي يترسب فيه كربونات المغنيسيوم، و يبقى كربونات المغنيسيوم ذائبا في المحلول كما هو موضح في المعادلات التالية:



للأيون المشترك كذلك تأثير آخر على تركيز أيون الهيدروكسيد حيث يجعل تركيزه منخفضاً و لا يتجاوز التركيز الأيوني قيمة ثابت حاصل الإذابة لهيدروكسيد المغنيسيوم فلا يترسب كما هو موضح في المعادلات التالية:



٥. إذابة الرواسب:

إذابة الرواسب يعتمد على تخفيض قيمة حاصل ضرب تراكيز الأيونات حتى يصبح أقل من ثابت حاصل الإذابة K_{sp} للمركب.

$$[\text{A}^{m+}]^a \times [\text{B}^{n-}]^b < K_{\text{sp}}$$

فإذا أردنا إذابة راسب ما في محلوله المشبع يجب تخفيف تركيز إحدى الأيونات أو كليهما. كما يمكن إذابة الراسب بواسطة تخفيف المحلول بإضافة المزيد من المذيب غير أن هذا غير ممكن من الناحية العملية في غالب الحالات.

و في التحليل النوعي نلجأ إلى تطبيق إحدى الطرق التالية لإذابة الرواسب:

١. تكوين إلكتروليت ضعيف.

٢. تكوين راسب.


٣. تكوين أيون معقد.

٤. تغيير تكافؤ الأيون.


٥. ١. تكوين إلكتروليت ضعيف :Formation of a weak electrolyte

مثال: الكشف عن أيونات الفوسفات بإضافة نترات الفضة.

عند إضافة الكاشف AgNO_3 يترسب الفوسفات على هيئة Ag_3PO_4 :




و يكون الراسب Ag_3PO_4 في اتزان مع أيوناته كالآتي:




يذوب الراسب Ag_3PO_4 في حمض النيتريك المخفف كالآتي: يتفاعل أيون الفوسفات PO_4^{3-} مع

H^+ ليعطي H_3PO_4 كما هو موضح في المعادلة:



فينخفض تركيز PO_4^{3-} وبالتالي $[\text{PO}_4^{3-}] \times [\text{Ag}^+]^3$ الذي يصبح أقل من K_{sp} وهكذا نوفر

شروط إذابة الراسب Ag_3PO_4 . ويمكن كتابة عملية إذابة هذا الراسب كالآتي:






٥. ٢. تكوين راسب :Formation of a precipitate



مثال: إذابة فوسفات الفضة Ag_3PO_4 في محلول كلوريد البوتاسيوم KCl تركيزه 0.2 مولار.

عند إضافة KCl للمحلول المشبع من فوسفات الفضة ، يتكون راسب كلوريد الفضة كما هو موضح في

المعادلات التالية:



و لإذابة الراسب AgCl يضاف محلول يوديد الصوديوم NaI و يترسب يوديد الفضة:




يذوب AgCl و يترسب AgI للسبب التالي: K_{sp} ليوديد الفضة (8.5×10^{-17}) أقل من K_{sp} لكلوريد الفضة (1.7×10^{-10}).


٥ - ٣ تكوين أيون معقد Formation of a complex ion:

مثال: إذابة الراسب كلوريد الفضة AgCl.


يترسب أيون الفضة بواسطة كاشف حمض HCl المخفف كما يلي:




و يكون الراسب كلوريد الفضة في اتزان مع أيوناته:



لا يذوب AgCl في حمض النيتريك و لكن يذوب في هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH وفق المعادلة التالية:



و يتم الحصول على الأمونيا من محلول هيدروكسيد الأمونيوم حسب المعادلة:



و في هذه العملية يقل تركيز Ag^+ إلى الحد الذي يكون فيه حاصل ضرب تراكيز أيونات الكلوريد و الفضة أقل من K_{sp} لكلوريد الفضة:



$$[\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] < K_{sp}(\text{AgCl})$$

٥ . ٤ تغيير تكافؤ الأيون Valence change of an ion:

في بعض الحالات لا يمكن الحصول على مذيب مناسب يمكن أن يتفاعل مع أحد أيونات المادة المراد إذابتها كما هو الحال في طرق إذابة الرواسب في الأمثلة السابقة. و في هذه الحالات يلجأ إلى حدوث تفاعل بهدف التخلص من أحد أيونات الراسب.

مثال: إذابة كبريتيدات النحاس و الرصاص و البزموت (معدا كبريتيد الزئبق):

تذوب هذه الكبريتيدات في حمض النيتريك و في هذه العملية يتأكسد أيون الكبريتيد S^{2-} ليعطي عنصر الكبريت S و تذوب الكبريتيدات كما هو موضح في المعادلات الآتية:



امتحان ذاتي

أجب على الأسئلة التالية:

١. عبر عن K_{sp} لمركب هيدروكسيد الألومنيوم $Al(OH)_3$.
٢. هل يترسب كلوريد الفضة إذا كان تركيز كل من الفضة و الكلوريد يساوي 0.001 مولار؟
٣. أجب بـ (صح) أو (خطأ).
 - أ. تترسب المجموعة الأولى على هيئة كلوريدات.
 - ب. تترسب كبريتيدات المجموعة الثانية في وسط قاعدي.
 - ج. تترسب المجموعة الثالثة في وسط حامضي.
 - د. يذوب الراسب إذا كان حاصل ضرب تراكيز أيوناته أقل من K_{sp} لهذا الراسب.
 - هـ. يحدث ترسيب إذا كان K_{sp} أعلى من حاصل ضرب تراكيز الأيونات المكونة للراسب.
٤. ما هو الغرض من إضافة كلوريد الأمونيوم أثناء ترسيب كاتيونات المجموعة الثالثة؟
٥. اذكر طرق إذابة الرواسب.

إجابة الامتحان الذاتي

١. $K_{sp} = [Al^{3+}] \times [OH^-]^3$
٢. لكي يرسب كلوريد الفضة يجب أن تكون قيمة $[Ag^+] \times [Cl^-]$ أكبر من K_{sp} .
- من الملحق (١) نجد أن K_{sp} لكلوريد الفضة يساوي 1.7×10^{-10} وبما أن قيمة $[Ag^+] \times [Cl^-]$ (التي تساوي 1.0×10^{-6}) هي أكبر من قيمة K_{sp} فيحدث ترسيب لكلوريد الفضة.
٣. أ. صح ، ب. خطأ ، ج. خطأ ، د. صح ، هـ. خطأ.
٤. بالرغم من صغر درجة التأين لهيدروكسيد الأمونيوم إلا أن تركيز أيون الهيدروكسيد يكفي لترسيب فلزات المجموعة الثالثة و الرابعة و الخامسة و كذلك المغنيسيوم. لذا يضاف كلوريد الأمونيوم بسبب تخفيض تركيز OH^- إلى الحد الذي تترسب فيه إلا فلزات المجموعة الثالثة.
٥. (١) تكوين إلكتروليت ضعيف ، (٢) تكوين راسب (٣) تكوين أيون معقد و (٤) تغيير تكافؤ الأيون.

الملحق (١): ثوابت حاصل الإذابة K_{sp} (عند 25 درجة مئوية)

الآنيون	المركب	K_{sp}
الكلوريدات	AgCl	1.7×10^{-10}
	PbCl ₂	1.6×10^{-5}
	Hg ₂ Cl ₂	2.0×10^{-18}
	AuCl ₂	3.2×10^{-25}
البروميدات	AgBr	5.0×10^{-15}
	PbBr ₂	2.1×10^{-6}
اليوديدات	AgI	8.5×10^{-17}
	PbI ₂	1.4×10^{-8}
الكربونات	MgCO ₃	3.5×10^{-8}
	CaCO ₃	9.0×10^{-9}
	SrCO ₃	9.3×10^{-10}
	BaCO ₃	8.9×10^{-9}
	PbCO ₃	7.4×10^{-14}
الكبريتيدات	Bi ₂ S ₃	1.0×10^{-97}
	CdS	1.0×10^{-28}
	CuS	9.0×10^{-36}
	PbS	8.0×10^{-28}
	MnS	1.4×10^{-15}
	HgS	4.0×10^{-53}
	Ag ₂ S	1.0×10^{-49}
	ZnS	1.0×10^{-21}
الهيدروكسيدات	Mg(OH) ₂	7.1×10^{-12}
	Ca(OH) ₂	6.5×10^{-6}
	Fe(OH) ₂	2.0×10^{-15}
	Fe(OH) ₃	1.1×10^{-36}
	Al(OH) ₃	2.0×10^{-33}
	Sn(OH) ₂	5.0×10^{-26}
	Mn(OH) ₂	1.2×10^{-11}
	Ni(OH) ₂	1.6×10^{-14}
	Cu(OH) ₂	4.8×10^{-20}
	Zn(OH) ₂	4.5×10^{-19}
الكبريتات	CaSO ₄	2.0×10^{-4}
	SrSO ₄	3.2×10^{-7}
	BaSO ₄	1.5×10^{-9}
	PbSO ₄	6.3×10^{-7}
	Ag ₂ SO ₄	1.5×10^{-5}
الكرومات	CaCrO ₄	1.0×10^{-4}
	BaCrO ₄	2.4×10^{-10}
	Ag ₂ CrO ₄	1.9×10^{-12}
	PbCrO ₄	1.8×10^{-14}
	AgC ₂ H ₃ O ₂	2.3×10^{-3}

الملحق (٣): الكاتيونات و الأنيونات الشائعة

Anion	Name of Anion
Br ⁻	Bromide البروميد
Cl ⁻	Chloride الكلوريد
F ⁻	Fluoride الفلوريد
H ⁻	Hydride الهيدريد
I ⁻	Iodide اليوديد
N ³⁻	Nitride النيتريد
S ²⁻	Sulfide الكبريتيد
O ²⁻	Oxide الأوكسيد
S ₂ ⁻	Phosphide الفوسفيد

Cation	Name of Cation
Al ³⁺	Aluminum
Ba ²⁺	Barium
Bi ³⁺	Bismuth
Cd ²⁺	Cadmium
Ca ²⁺	Calcium
Cu ⁺	Copper(I) or cuprous
Cu ²⁺	Copper(II) or cupric
Au ³⁺	Gold(III)
H ⁺	Hydrogen
Fe ²⁺	Iron(II) or ferrous
Fe ³⁺	Iron (III) or ferric
Pb ²⁺	Lead(II) or plumbous
Pb ⁴⁺	Lead(IV) or plumbic
Li ⁺	Lithium
Mg ²⁺	Magnesium
Hg ₂ ²⁺	Mercury(I) or mercurous
Hg ²⁺	Mercury(II) or mercuric
Ni ²⁺	Nickel(II)
K ⁺	Potassium
Ag ⁺	Silver
Na ⁺	Sodium
Sr ²⁺	Strontium
Sn ²⁺	Tin (II) or stannous
Sn ⁴⁺	Tin(IV) or stannic
Zn ²⁺	Zinc

Anion	Name of polyatomic anion
C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	Acetate الخليك
NH ₄ ⁺	Ammonium الأمونيوم
CO ₃ ²⁻	Carbonate الكربونات
ClO ₃ ⁻	Chlorate الكلورات
ClO ₂ ⁻	Chlorite الكلورايت
CrO ₄ ²⁻	Chromate الكرومات
CN ⁻	Cyanide السيانيد
SCN ⁻	Thiocyanate الثايوسيانات
Cr ₂ O ₇ ²⁻	Dichromate البيكرومات
HCO ₃ ⁻	Hydrogen carbonate or bicarbonate البيكربونات
HSO ₄ ⁻	Hydrogen sulfate or bisulfate كبريتات الهيدروجين
HSO ₃ ⁻	Hydrogen sulfite or bisulfite كبريتيت الهيدروجين
OH ⁻	Hydroxide الهيدروكسيد
ClO ⁻	Hypochlorite الهيبوكلورات
NO ₃ ⁻	Nitrate النترات
NO ₂ ⁻	Nitrite النتريت
C ₂ O ₄ ²⁻	Oxalate الأوكسالات
ClO ₄ ⁻	Perchlorate البيروكلورات
MnO ₄ ⁻	Permanganate البرمنجنات
PO ₄ ³⁻	Phosphate الفوسفات
SO ₄ ²⁻	Sulfate الكبريتات
SO ₃ ²⁻	Sulfite الكبريتيت
S ₂ O ₃ ²⁻	Thiosulfate الثيوكبريتات
S ₄ O ₆ ²⁻	Persulfate فوق الثيوكبريتات
IO ₃ ⁻	Iodate اليودات
IO ₄ ⁻	Periodate فوق اليودات
CNO ⁻	Cyanate السينات

المراجع:

١. إبراهيم زامل الزامل ، محمد عبد العزيز الحجاجي ، سعد عبد العزيز الطمرة و محمود محمد بان :
الكيمياء التحليلية (التحليل الحجمي و التحليل الوزني) ، الطبعة الثالثة ، دار الخريجي للنشر و التوزيع ،
١٤١٩ هـ.
٢. عواض الحصادي ، سهل النقاش ، بدر الدين ابراهيم أحمد ، عبد المنعم عبدالرؤوف ، محمد المختار
عبدالعزیز و مرعي العجيلي: الأسس النظرية و العملية للتحليل النوعي ، الطبعة الأولى ، جامعة قار
يونس ، بنغازي ، ١٩٩٤ م .
3. G.D Christian: Analytical Chemistry, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc,
International edition, 1994.
4. G.H. Jeffrey, J. Bassett, J. Mendham, R.C. Denney: Vogel's Textbook of
Quantitative Chemical Analysis, 5th edition, Longman Scientific & Technical,
1989.
5. D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, Analytical Chemistry – An
Introduction, Saunders College Publishing 6th edition, International edition,
1994

المحتويات

- ٢ -	عمليات التحليل الكيميائي
- ٨ -	امتحان ذاتي
- ٩ -	إجابة الامتحان الذاتي
- ١١ -	الفصل الأول : مدخل إلى التحليل الحجمي
- ١٨ -	الفصل الثاني : معايرات الأحماض والقواعد (معايرات التعادل)
- ٢٩ -	الفصل الثالث : معايرات الترسيب
- ٣٧ -	الفصل الرابع : معايرات الأكسدة والاختزال
- ٥٢ -	الفصل الخامس : المعايرات التي تتضمن تكوين مركب معقد
- ٦٢ -	امتحان ذاتي رقم (١)
- ٦٢ -	امتحان ذاتي رقم (٢)
- ٦٢ -	امتحان ذاتي رقم (٣)
- ٦٣ -	امتحان ذاتي رقم (٤)
- ٦٤ -	امتحان ذاتي رقم (٥)
- ٦٤ -	إجابة الامتحان الذاتي رقم (١)
- ٦٥ -	إجابة الامتحان الذاتي رقم (٢)
- ٦٦ -	إجابة الامتحان الذاتي رقم (٣)
- ٦٧ -	إجابة الامتحان الذاتي رقم (٤)
- ٦٨ -	إجابة الامتحان الذاتي رقم (٥)
- ٧١ -	التحليل الوزني
- ٧١ -	Gravimetric Analysis
- ٧٨ -	امتحان ذاتي
- ٧٨ -	إجابة الامتحان الذاتي
- ٨٠ -	مبادئ التحليل النوعي النظرية
- ٩١ -	امتحان ذاتي
- ٩١ -	إجابة الامتحان الذاتي
- ٩٥ -	المراجع :



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



تخصص مختبرات كيميائية

أساسيات الكيمياء التحليلية
(عملي)

١٦٥ كيم

طبعة ١٤٢٩ هـ

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد :

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التتموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " أساسيات الكيمياء التحليلية (عملي) " لمتدربي تخصص " مختبرات كيميائية " في الكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالإستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تمهيد

يحتوي الجزء العملي من مقرر أساسيات الكيمياء التحليلية على جزأين رئيسين : الجزء الأول يختص بالتحليل الكمي بقسميه الحجمي و الوزني والجزء الثاني يختص بالتحليل الوصفي أو الكيفي أو النوعي و يشتمل على الكشف عن كل من الشق الحمضي والقاعدي في المركبات البسيطة الصلبة أو في المخاليط فهو يقدم معظم التفاعلات المهمة لمعظم الكاتيونات و الأنيونات الشائعة ولقد روعي في هذا الجزء العملي إن يقدم للطالب شرحاً وافياً للأسس النظرية للتجارب المختلفة التي يقوم بها حتى يتمكن الطالب من إدراك أهمية هذه التجارب وعلاقتها بالدراسة النظرية .

الأهداف الرئيسية لهذه الحقيبة هي:

١. التدريب على إجراء تجارب في التحليل الحجمي و الحسابات الخاصة بالمعايير.
٢. التدريب على إجراء تجارب في التحليل الوزني و الحسابات الخاصة به.
٣. التدريب على الكشف عن الكاتيونات و الأنيونات في المحاليل البسيطة أو المخاليط (التحليل النوعي).

و تشمل هذه الحقيبة الوحدات التالية:

الوحدة الأولى: معايير الأحماض والقواعد.

الوحدة الثانية: معايير الترسيب.

الوحدة الثالثة: معايير الأكسدة والاختزال.

الوحدة الرابعة: معايير المركبات المعقدة.

الوحدة الخامسة: التحليل الوزني.

الوحدة السادسة: الكشف عن الشقوق القاعدية (الكاتيونات).

الوحدة السابعة: الكشف عن الأنيونات (الشقوق الحمضية).

يشتمل على الكشف عن المجموعات التالية من الأنيونات:

١. الكشف عن أنيونات المجموعة الفرعية (أ.١) وتسمى مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف .
٢. الكشف عن أنيونات المجموعة الفرعية (أ.٢) وتسمى مجموعة حمض الكبريتيك المركز .
٣. الكشف عن أنيونات المجموعة الفرعية (ب).

أساسيات الكيمياء التحليلية (عملي)

معايير الأحماض و القواعد

الجدارة:

أن يكون الطالب قادراً على تنفيذ تجارب الأحماض و القواعد.

الأهداف:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة التدريبية يكون الطالب قادراً على:

١. تعيين مولارية هيدروكسيد الصوديوم.
٢. تعيين مولارية حمض الهيدروكلوريك.
٣. تعيين مولارية كربونات الصوديوم و بيكربونات الصوديوم في خليط.
٤. تطبيق حسابات المعايرة و استنتاج تركيز المجهول.

الوقت المتوقع:

٤ ساعات.

متطلبات الجدارة:

١. مقرر "نظم وتقنيات مختبرية".
٢. مقرر "الأمان والسلامة في المختبرات الكيميائية".
٣. مقرر "الكيمياء العامة".

معايير الأحماض والقواعد


١. الخلفية النظرية:

قبل البدء بتقدير تركيز الأحماض أو القواعد يتعين الحصول على محاليل قياسية لها لا يمكن استخدام الأحماض والقواعد الشائعة بشكل مباشر لتحضير محاليل قياسية لأنها متغيرة التركيب للأسباب التالية:


١. حامض الهيدروكلوريك: يتطاير في التركيز العالية.
٢. حامض الكبريتيك: يمتص الماء لكنه لا يصبح رطباً.
٣. حامض النتريك: متطاير وعرضه للتفكك.

علاوة على ذلك فإن الأحماض المسماة بالأحماض المعدنية النقية ليست مواد نقية حيث أنها تحتوي على كميات متفاوتة من الماء.

هيدروكسيدات الصوديوم و البوتاسيوم: تمتص الرطوبة وتصبح رطبة ، تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء:



هيدروكسيد الكالسيوم: لا تذوب بشكل كامل كما أنها تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء:



الأمونيا: متطاير وهو محلول متغير التركيز.

١ - ١ خواص المادة القياسية الأولية:

هي المادة التي يعد محلولها بالوزن المباشر للمادة نفسها ثم إذابتها في محلول معلوم من المذيب و الشروط الواجب توافرها للمادة القياسية الأولية هي:

١. تكون ذات درجة عالية من النقاء.
٢. أن تكون مستقرة غير متأثرة بالهواء الجوي .

٣. أن تكون قادرة على التفاعل كميًا مع المادة المراد تقديرها.

٤. قابلة للذوبان في المذيبات المختلفة.

٥. أن تكون سهلة التجفيف والوزن.

٦. أن تكون ذات وزن جزيئي كبير لتقليل نسبة الخطأ في عملية الوزن.

٢.١ تقييس الأحماض:

لتقييس الأحماض يمكن استخدام المواد الشائعة التالية:

١. كربونات الصوديوم النقية. تحضر بتسخين كربونات الصوديوم الهيدروجينية أو

كربونات الصوديوم اللامائية.

٢. البوراكس $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (ميتا بورات الصوديوم).

٣. كربونات الكالسيوم النقية.

٣.١ تقييس القواعد:

يمكن تقييس المحاليل القاعدية باستخدام الأحماض العضوية المتبلورة الصلبة مثل حامض

الأوكساليك أو حامض السكسينيك والتي يمكن الحصول عليها بدرجة عالية من النقاوة.


٤.١ نظرية الأدلة:

معظم الأدلة المستخدمة في معايرات الأحماض والقواعد هي عبارة عن أحماض ضعيفة حيث أن

درجة تفككها تتأثر بشكل كبير جداً بتغير تركيز أيون الهيدروجين في المحلول مؤدياً ذلك إلى التغير في

اللون، على سبيل المثال الفينولفثالين حامض عضوي ضعيف جداً HA حيث أنه يتفكك إلى أيون

الهيدروجين وأيون سالب الشحنة:



فعند إضافة محلول حمضي فإن تركيز أيون الهيدروجين الناتج من الحمض كبير جداً بالمقارنة

بتركيز H^+ الناتج من تفكك الدليل وهذا يؤدي إلى تثبيط (تقليل) تفكك الدليل لذا فإن الدليل سوف

لن يتأين ولن يلاحظ لون عند إضافة محلول قلوي فإن أيونات الهيدروجين الناتجة من الدليل تتفاعل مع

بعض أيونات الهيدروكسيل لتكوين الماء وبالتالي سوف يزداد تفكك الحامض الضعيف ويصاحب ذلك

زيادة في أيونات A^- الملونة والتي تجعل المحلول وردياً، إن التغيرات في اللون هذه تحدث عند تركيزات

مختلفة مع الأدلة المختلفة.

فيما يلي قائمة لبعض الأدلة الشائعة الاستعمال مع مدى pH الذي تحدث خلاله التغيرات في اللون:

مدى pH	الدليل	تغير اللون	
		القاعدة	الحامض
3- 4.4	الميثيل البرتقالي	أصفر	أحمر
4.4-6.3	الميثيل الأحمر	أصفر	أحمر
6-7.6	برمو ثايمول الأزرق	أزرق	أصفر
6-8	تباع الشمس	أزرق	أحمر
8.2-10	فينولفثالين	أحمر	عديم اللون

١ - ٤ - ١ خواص الدليل المناسب:


١. يجب أن يكون التغير في لون الدليل واضحاً ، بعبارة أخرى يجب أن يكون الدليل حساساً ، وهذا يعني عدم صلاحية الدليل إذا كان التغير في اللون يحتاج إلى 2 أو 3 مل من الكاشف.

٢. يجب أن يكون مدى pH والذي يحدث خلاله التغير في اللون دالاً على تمام التفاعل.

التجربة رقم (١): تعيين مولارية هيدروكسيد الصوديوم

١. مقدمة:

يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم طبقاً للمعادلة التالية:



ونظراً لأن كلاً من الحمض والقاعدة المذكورين قويان فإنه يمكن استخدام أي دليل يمكن استعماله في هذه الحالة (المثيل البرتقالي أو الفينولفثالين).

٢. السلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.

٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة:

١. سحاحة Burette.

٢. ماصة Pipette.

٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.

٤. دورق مخروطي Conical flask.

٥. كأسين Beakers.

٦. قمع Funnel.

٧. محلول قياسي من حمض الهيدروكلوريك HCl, Hydrochloric acid.

٨. محلول هيدروكسيد الصوديوم Sodium hydroxide مجهول التركيز.

٩. دليل فينولفثالين Phenolphthalein Indicator.

٤. خطوات التجربة:

١. تملأ السحاحة بمحلول حمض الهيدروكلوريك و تأخذ القراءة الابتدائية للسحاحة.

٢. يؤخذ ١٠ مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم بواسطة ماصة و ينقل بعناية إلى دورق مخروطي.

٣. تضاف قطرة أو قطرتين من دليل الفينولفثالين إلى محلول هيدروكسيد الصوديوم.


٤. يضاف محلول HCl تدريجياً إلى محلول NaOH مع تحريك محتويات الدورق في شكل دائري.

٥. عند اقتراب نقطة النهاية يضاف HCl قطرة قطرة حتى يتغير لون الدليل من أحمر وردي إلى عديم اللون. و تؤخذ القراءة النهائية للسحاحة.
٦. تعاد الخطوات (١ - ٥) ٣ مرات و يؤخذ متوسط الحجم.


التجربة رقم (٢) : تعيين مولارية حمض الهيدروكلوريك

١. مقدمة :

تتفاعل كربونات الصوديوم مع الأحماض القوية على مرحلتين كما يلي:



عند نقطة التكافؤ في المرحلة (١) يكون الرقم الهيدروجيني يساوي ٨,٣ لذا يمكن استخدام دليل الفينولفثالين لتعيين هذه المرحلة ، أما في المرحلة (٢) حيث يكون الرقم الهيدروجيني يساوي ٣,٨ فلا يمكن استخدام الفينولفثالين بل يجب استخدام الميثيل البرتقالي. في هذه التجربة يستخدم الميثيل البرتقالي لوحده ، لذا فإن معادلة التفاعل ما بين حمض الهيدروكلوريك و كربونات الصوديوم تكون كالتالي:



٢. الأمان والسلامة :

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة :

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كأسين Beakers.
٦. قمع Funnel.
٧. محلول قياسي من كربونات الصوديوم.
٨. دليل الميثيل البرتقالي Methyl orange Indicator.

٤. خطوات التجربة :

١. تملأ السحاحة بمحلول حمض الهيدروكلوريك و تأخذ القراءة الابتدائية للسحاحة
٢. يؤخذ ١٠ مل من محلول كربونات الصوديوم القياسي بواسطة ماصة و ينقل بعناية إلى دورق مخروطي
٣. تضاف قطرة أو قطرتين من دليل الميثيل البرتقالي إلى محلول كربونات الصوديوم في الدورق
٤. يضاف محلول حمض الهيدروكلوريك تدريجياً إلى محلول كربونات الصوديوم مع تحريك الدورق في شكل دائري
٥. عند اقتراب نقطة النهاية يضاف الحمض قطرة قطرة حتى يتغير لون الدليل من أصفر إلى أحمر. و تؤخذ القراءة النهائية للسحاحة.
٦. تعاد الخطوات (١ - ٥) ٣ مرات و يؤخذ متوسط الحجم.

التجربة رقم (٣): تعيين مولارية كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم

١. مقدمة:

عند إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى محلول الخليط في وجود الفينولفثالين فإن التغير في اللون يحدث عندما تتحول الكربونات إلى البيكربونات لذا فإن كمية الحامض المضافة تكافئ نصف الكربونات عندما يضاف بعد ذلك الميثيل البرتقالي إلى نفس المحلول فإن التغير في اللون يحدث عندما يتحول النصف المتبقي من الكربونات (البيكربونات المتكونة) و البيكربونات الأصلية إلى الكلوريد، لذا فإن:



$$V_1 = \text{حجم الحامض المستخدم في الخطوة الأولى (الفينولفثالين).}$$

$$V_2 = \text{حجم الحامض المستخدم في الخطوة الثانية (الميثيل البرتقالي).}$$

$$2V_1 = \text{حجم الحامض المكافئ للكربونات.}$$

$$V_2 - V_1 = \text{حجم الحامض المكافئ للبيكربونات.}$$

معادلات التفاعل:



٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.

٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة:

١. سحاحة Burette.

٢. ماصة Pipette.

٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.

٤. دورق مخروطي Conical flask.

٥. كأسين Beakers.

٦. قمع Funnel.

٧. محلول قياسي من حمض الهيدروكلوريك خليط من كربونات الصوديوم و بيكربونات الصوديوم مجهول التركيز.
٨. دليل الميثيل البرتقالي Methyl orange Indicator.

٤. خطوات التجربة:

١. تملأ السحاحة بمحلول حمض الهيدروكلوريك و تأخذ القراءة الابتدائية للسحاحة.
٢. تخذ ١٠ مل من خليط الكربونات و البيكربونات بواسطة ماصة إلى دورق مخروطي.
٣. تضاف قطرة أو قطرتين من دليل الفينولفثالين إلى محلول الخليط في الدورق.
٤. يضاف حمض الهيدروكلوريك تدريجيا إلى محلول الخليط مع تحريك محتويات الدورق في شكل دائري.
٥. عند اقتراب نقطة التعادل يضاف الحمض قطرة قطرة حتى يتغير لون الدليل من بنفسجي إلى عديم اللون ثم تأخذ القراءة النهائية V_1 .
٦. يضاف قطرة أو قطرتين من دليل الميثيل البرتقالي لنفس محتويات الدورق المخروطي و تسجل القراءة الابتدائية للمعايرة الجديدة.
٧. يستمر في إضافة حمض الهيدروكلوريك حتى يتغير لون الدليل من أصفر إلى أحمر تؤخذ قراءة السحاحة و تسجل القراءة النهائية V_2 .
٨. تعاد الخطوات من ١ إلى ٧ ثلاثة مرات.
٩. يؤخذ معدل حجم القياسات الثلاث للدليلين كل على حده.

امتحان ذاتي

أجب على الأسئلة التالية ثم تأكد من صحة إجابتك بالنظر للحل النموذجي.

١. أذكر أسباب تغير التركيب في المواد الآتية:

أ. حمض الهيدروكلوريك.

ب. حمض النتريك.

ج. حمض الكبريتيك.

د. هيدروكسيد الصوديوم و هيدروكسيد البوتاسيوم.

هـ. هيدروكسيد الكالسيوم.

و. الأمونيا.

٢. حضر محلول بإذابة 4 جرام من هيدروكسيد الصوديوم NaOH في 500 مل من الماء المقطر ،

أخذ 10 مل من هذا المحلول وتمت معايرته بواسطة حامض الهيدروكلوريك HCl تركيزه 0.1

مولار باستخدام دليل الفينولفثالين. احسب حجم محلول الحامض اللازم للوصول إلى نقطة

التعادل.

إجابة الامتحان الذاتي

١. أ. حامض الهيدروكلوريك: يتطاير في التركيز العالية.

ب. حامض الكبريتيك: يمتص الماء لكنه لا يصبح رطباً.

ج. حامض النتريك: متطاير وعرضه للتفكك.

د. هيدروكسيدات الصوديوم و البوتاسيوم: تمتص الرطوبة وتصبح رطبة ، تتفاعل مع ثاني أكسيد

الكربون الموجودة في الهواء.

هـ. هيدروكسيد الكالسيوم: لا تذوب بشكل كامل كما أنها تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون

الموجود في الهواء.

و. الأمونيا: متطاير وهو محلول متغير التركيز.

٢. 20 مل.

أساسيات الكيمياء التحليلية (عملي)

معايير الترسيب

الجدارة:

أن يكون الطالب قادراً على تنفيذ تجارب معايير الترسيب.

الأهداف:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة يكون الطالب قادراً على:

١. تنفيذ معايير الترسيب.
٢. تطبيق الأدلة المختلفة.
٣. استنتاج تركيز المجهول في طريقة موهر، فولهارد و فاجان.

الوقت المتوقع:

٨ ساعات.


متطلبات الجدارة:

١. مقرر نظم وتقنيات مختبرية.
٢. مقرر الأمان والسلامة.
٣. مقرر الكيمياء العامة.

التجربة رقم ١ : تعيين تركيز محلول كلوريد الصوديوم (طريقة موهر)


١. الخلفية النظرية:

تتفاعل نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم طبقاً للمعادلة التالية:



راسب أبيض

كذلك فإن نترات الفضة تتفاعل مع K_2CrO_4 معطية راسب لا يذوب من كرومات الفضة:



راسب أحمر بني

ولكن على الرغم من ذلك فعندما يتواجد CrO_4^{2-} و Cl^- مع بعضهما فسوف يترسب أولاً كلوريد الفضة بفضل انخفاض ذوبانيته عن ذوبانية كرومات الفضة، لذا فإن Ag_2CrO_4 سوف تترسب بعد الترسيب الكامل لـ Cl^- على هيئة AgCl عند نقطة النهاية عندما يحدث هذا فسوف يلاحظ تكون راسب أحمر بني يدل على نقطة النهاية.

ملاحظة:


هناك شرط يجب أن يستوفى وهو إن وسط المعايرة يجب أن يكون متعادلاً أو قاعدي ضعيف $\text{pH} =$

8 - 7 لأنه في الوسط الحمضي:


- فإن أيون CrO_4^{2-} يتحول إلى $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$:



- فإن كرومات الفضة تذوب في المحاليل الحمضية بفضل تكوين الكرومات الهيدروجينية:



في الوسط القاعدي تترسب الفضة على هيئة هيدروكسيد كما هو واضح من المعادلة:



٣. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعمل: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة:

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كأسين Beakers.
٦. قمع Funnel.
٧. محلول قياسي من نترات الفضة Silver nitrate AgNO_3 .
٨. محلول كلوريد الصوديوم (مجهول التركيز) Sodium Chloride NaCl .
٩. دليل كرومات البوتاسيوم Potassium Chromate Indicator K_2CrO_4 .

٤. خطوات التجربة:


١. تملأ السحاحة بمحلول نترات الفضة القياسي (معلوم المولارية).
٢. يوضع ١٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم في دورق مخروطي بواسطة الماصة و يضاف إليه نصف مل من محلول كرومات البوتاسيوم Potassium Chromate K_2CrO_4 .
٣. تضاف نترات الفضة من السحاحة إلى الدورق بكميات قليلة و يدور بعناية للتأكد من اختلاط المتفاعلين.
٤. يستمر في إضافة نترات الفضة حتى يظهر راسب أحمر أو بني غامض.

٥. يدور الخليط فإذا ذهب اللون الأحمر أضيفت قطرة واحدة من النترات و يستمر العمل على هذا المنوال حتى يتكون راسب احمر لا يزول برج الدورق.
٦. تؤخذ قراءة السحاحة و تسجل كحجم نهائي.
٧. تكرر التجربة ٣ مرات.

التجربة رقم (٢) : تعيين تركيز محلول نترات الفضة (طريقة فولهارد)

١. الخلفية النظرية:

في هذه الطريقة يستخدم الشب الحديدى أو نترات الحديد كدليل في وسط حمضي. لذا فعندما يضاف محلول الثيوسيانات إلى محلول $AgNO_3$ المحمض بوجود الشب الحديدى كدليل (بعبارة أخرى أيونات Fe^{3+}) فسوف يحدث التفاعل التالي:



فالتفاعل رقم (1) يجب أن يحدث أولاً لأن المركب الناتج منه أقل ذوباناً من المركب الناتج من التفاعل رقم (2) لذا فإن تكوين معقد ثيوسيانات الحديد سوف يبدأ حالاً بعد استنفاد Ag^+ من المحلول في هذا الوضع فإن أيون Fe^{3+} أو الشب الحديدى يمكن استخدامه لإيجاد نقطة النهاية للمعايرة ما بين أيونات Ag^+ , CNS^- .

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعمل: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة:

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كأسين Beakers - قمع Funnel.
٦. محلول قياسي من نترات الفضة $AgNO_3$ Silver nitrate.
٧. محلول ثيوسيانات البوتاسيوم Potassium Thiocyanate KSCN.

٨. حمض النتريك المخفف Diluted Sulphuric Acid.

٤. خطوات التجربة :

١. تملأ السحاحة بمحلول ثيوسيانات البوتاسيوم (معلوم التركيز).
٢. يوضع ١٠ مل من محلول نترات الفضة (مجهول التركيز).
٣. يضاف ٢ مل من حمض النتريك المخفف و المعد للتجربة.
٤. يضاف ٢ مل من نترات الحديد الذي يستخدم كدليل و تخلط مكونات الدورق بتدويره بعناية.
٥. يضاف محلول الثيوسيانات من السحاحة إلى الدورق بعناية و بكميات قليلة حتى يبدأ لون المحلول (و هو الذي عديم اللون) في التغير إلى اللون الأحمر.
٦. تؤخذ قراءة السحاحة و تسجل كحجم نهائي.
٧. تعاد التجربة ٣ مرات.

التجربة رقم ٣ : تعيين تركيز محلول كلوريد الصوديوم (طريقة فاجان)

١. الخلفية النظرية:

تعتمد هذه الطريقة على استخدام أدلة الامتزاز (أدلة الادمصاص) حيث تمتاز أيونات الدليل عند نقطة النهاية على سطح الراسب و يصاحب عملية الامتزاز تغيير في لون الدليل. و من أدلة الامتزاز الشائعة دليل الفلوريسين و دليل اليوسين.

في معايرة أيون الكلوريد بواسطة كاشف الفضة يجذب دليل الفلوريسين (السالب الشحنة) إلى رقيقة $AgCl: Ag^+$ المشحونة بالشحنة الموجبة (مباشرة بعد نقطة النهاية) مكوناً فلوريسينات الفضة الوردية اللون على سطح رقائق $AgCl$.

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة:

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كأسين Beakers - قمع Funnel.
٦. محلول قياسي من نترات الفضة $AgNO_3$ Silver nitrate.
٧. محلول كلوريد الصوديوم (مجهول التركيز) Sodium Chloride $NaCl$.
٨. دكسترين - حمض الخليك Acetic Acid CH_3COOH .
٩. أسيتات الصوديوم Sodium Acetate CH_3COONa .
١٠. دليل الفلوريسين.

٤. خطوات التجربة :

١. تملأ السحاحة بمحلول نترات الفضة القياسي (معلوم المولارية).

٢. يوضع ١٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم في دورق مخروطي بواسطة الماصة و يضاف إليه ١ مل من خليط حمض الخليك و خلات الصوديوم (٠,٥ مولار حمض و ٠,٥ مولار ملح الحمض) ثم يضاف ٠,١ جرام من دكسترين.

٣. تضاف نترات الفضة بعناية مع خلط محتويات الدورق بتحريك الدورق في اتجاه دائري و يستمر في إضافة نترات الفضة حتى يتبقى لنقطة التعادل ١ مل ، تضاف ٥ قطرات من محلول ثنائي كلوريد الفلوريسين (الدليل).

٤. يواصل التعيير حتى يتغير لون الراسب من أبيض إلى وردي فاتح.

٥. تؤخذ قراءة السحاحة و تسجل كحجم نهائي.


٦. تكرر التجربة ٣ مرات و يؤخذ متوسط الحجم.

التجربة رقم (٤) : تقدير مولارية محلول كلوريد الصوديوم بطريقة فولهارد غير مباشرة


١. الخلفية النظرية :

يمكن تطبيق طريقة فولهارد بصورة غير مباشرة لتقدير الكلوريدات أو البروميدات في الوسط الحمضي. في هذا الخصوص تضاف زيادة من محلول نترات الفضة القياسي إلى محلول الهاليد ثم تعاير الزيادة خلفيا (رجوعيا) بواسطة محلول الثيوسيانات القياسي. تظهر الصعوبة في هذه الطريقة نتيجة لتفاعل كلوريد الفضة المترسب مع ثيوسيانات البوتاسيوم المضافة من السحاحة مؤديا ذلك لتكون ثيوسيانات الفضة قليلة الذوبان. كما أن كلوريد الفضة المترسب هذا أكثر ذوبانا من ثيوسيانات الفضة و بالتالي فهو يميل للتفاعل مع معقد ثيوسيانات الحديدك، لهذه الأسباب فإنه يجب في مثل هذه الحالة ترشيح كلوريد الفضة المترسب.


تفاعل ما قبل المعايرة :



تفاعل المعايرة الخلفية :



تفاعل نقطة النهاية (تفاعل الدليل) :




مثال :

أضيفت ١٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم الحمض بحامض النتريك المركز إلى ٢٥ مل من محلول نترات الفضة تركيزه ٠,٠٥ مولار. رُشَّح الخليط ثم أضيف دليل نترات الحديدك إلى الرشيع و تمت معايرة الرشيع مع محلول ثيوسيانات البوتاسيوم تركيزه ٠,٠٤٥ مولار فتم استعمال ١٢ مل من محلول الثيوسيانات للوصول إلى نقطة التكافؤ. أحسب مولارية محلول كلوريد الصوديوم.

الحل:

التفاعلات الحادثة:




نحسب عدد مولات نترات الفضة الكلي:

$$\text{Total AgNO}_3 = 0.05 \times \frac{25}{1000}$$

$$\text{Total AgNO}_3 = 1.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

نحسب عدد مولات نترات الفضة المتفاعلة مع الثيوسيانات:

نسبة التفاعل هي كالآتي:



$$\frac{0.045 \times \frac{12}{1000}}{\text{mol AgNO}_3 \text{ (reacted with KCNS)}} = \frac{1}{1}$$


$$\text{mol AgNO}_3 \text{ (reacted with KCNS)} = 5.4 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{Total volume of titration} = 10 + 25 + 12$$

$$\text{Total volume of titration} = 47 \text{ ml}$$

$$\text{mol AgNO}_3 \text{ (reacted with NaCl)} = 1.25 \times 10^{-3} - 5.4 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{mol AgNO}_3 \text{ (reacted with NaCl)} = 7.1 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

نسبة التفاعل بين AgNO_3 و NaCl هي:

$$\frac{7.1 \times 10^{-4}}{M_{NaCl} \times \frac{10}{1000}} = \frac{1}{1}$$

$$M_{NaCl} = 0.071 M$$

٢. الأدوات المستخدمة :

١. سحاحة.
٢. ماصة.
٣. دورق قياسي.
٤. دورق مخروطي.
٥. كأس.
٦. قمع.
٧. ورق ترشيح.
٨. مخبر مدرج.

٣. المحاليل والكيمائيات

١. محلول كلوريد الصوديوم مجهول التركيز.
٢. محلول قياسي من نترات الفضة.
٣. محلول قياسي من ثيوسيانات البوتاسيوم.
٤. حامض النتريك المركز.
٥. دليل نترات الحديدك (١٠٪).

٤. خطوات العمل

١. أضف ٤٠ مل (مأخوذة بدقة) من محلول نترات الفضة إلى ١٠ مل (مأخوذة بدقة) من محلول كلوريد الصوديوم.
٢. أضف إلى الخليط (٢ - ٣) مل من حامض النتريك المركز.
٣. رشح الخليط باستخدام ورقة ترشيح جافة (ترشيح بالجازبية).

٤. أضيف إلى الرشيع (٢ - ٣) مل من دليل نترات الحديدك.
٥. املاً السحاحة بمحلول ثيوسيانات البوتاسيوم.
٦. عاير الرشيع مع محلول ثيوسيانات البوتاسيوم حتى ظهور اللون الأحمر.
٧. أحسب التركيز المولاري لكلوريد الصوديوم.

امتحان ذاتي

أجب على الأسئلة التالية ثم تأكد من صحة إجابتك بالنظر للحل النموذجي.

١. لماذا تستخدم طريقة موهر في الوسط المتعادل ؟

٢. لماذا تستخدم طريقة فولهارد في وسط حامضي ؟


٣. لدينا أيونات Cl^- و CrO_4^{2-} في تنافس للتفاعل مع الفضة Ag^+ . من الذي يترسب أولاً : كلوريد الفضة أم كرومات الفضة ؟ لماذا ؟

٤. اكتب الصيغة الكيميائية فيما يلي: كلوريد الفضة، كرومات الفضة، أيون الكرومات، أيون البيكرومات، أيون الثيوسيانات ، ثيوسيانات الفضة.


إجابة الامتحان الذاتي

١. وذلك للأسباب التالية :

أ. تذوب كرومات الفضة في الأوساط الحمضية :



كما أن الوسط الحمضي يحول الكرومات إلى الدايمكرومات :



ب. في الوسط القاعدي تترسب الفضة على هيئة هيدروكسيد :



٢. لأنه في الوسط القاعدي يترسب الحديد الثلاثي (الدليل) على شكل هيدروكسيد $Fe(OH)_3$.

٣. يترسب كلوريد الفضة لأن ذوبانيته أقل من ذوبانية كرومات الفضة.

٤. كلوريد الفضة: $AgCl$ ، كرومات الفضة: Ag_2CrO_4 ، أيون الكرومات: CrO_4^{2-} ، أيون البيكرومات: $Cr_2O_7^{2-}$ ، أيون الثيوسيانات: SCN^- ، ثيوسيانات الفضة: $AgSCN$.

أساسيات الكيمياء التحليلية (عملي)

معايير الأكسدة و الاختزال

الجدارة :

أن يكون الطالب قادراً على تنفيذ تجارب معايير الأكسدة و الاختزال.

الأهداف :

بعد الانتهاء من هذه الوحدة التدريبية يكون الطالب قادراً على:

١. كتابة المعادلة الكاملة و الموزونة لتفاعلات الأكسدة والاختزال.
٢. تنفيذ تجارب الأكسدة و الاختزال بطريقة صحيحة.
٣. استنتاج تركيز المجهول.

الوقت المتوقع :

٦ ساعات.

متطلبات الجدارة :

١. مقرر نظم وتقنيات مختبرية .
٢. مقرر الأمان والسلامة .
٣. مقرر الكيمياء العامة .


التجربة رقم (١) : تعيين مولارية برمنجنات البوتاسيوم

١. الخلفية النظرية :

أن برمنجنات البوتاسيوم عامل مؤكسد قوي خصوصاً في الوسط الحمضي تصل برمنجنات البوتاسيوم إلى قوتها التأكسدية القصوى كما هو واضح من خلال المعادلة التالية :



أو من خلال المعادلة الإلكترونية التالية :




يتضح من المعادلة الأخيرة أن عدد الأكسدة للمنجيز يتغير من +7 إلى +2.


يعتبر حامض الكبريتيك وسط حمضي مناسب وذلك لعدم تأثيره على البرمنجنات في المحاليل المخففة و لا يوصى باستخدام حمض الهيدروكلوريك لأن بعضاً من البرمنجنات سوف تستهلك في أكسدة حمض الهيدروكلوريك إلى الكلور حسب التفاعل التالي :



في هذه التجربة فإن التفاعل مابين حمض الأوكساليك و برمنجنات البوتاسيوم يكون كالتالي :



أو بالصيغة الأيونية :



يراعى في هذه المعايرة تسخين محلول حامض الأوكساليك إلى حوالي 90 – 60 درجة مئوية حتى لا يتكون راسب بني أثناء المعايرة .

٢. الأمان والسلامة :

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة :

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كأسين Beakers.
٦. قمع Funnel.
٧. محلول قياسي من حمض الأكساليك $H_2C_2O_4$ Oxalic Acid.
٨. محلول برمنجنات البوتاسيوم (مجهول التركيز) $KMnO_4$ Potassium Permanganate.
٩. حمض الكبريتيك المخفف Dilute Sulphuric Acid.

٤. خطوات التجربة :


١. يوضع ١٠ مل من محلول حمض الأكساليك (مادة سامة!) بعناية في دورق مخروطي بواسطة الماصة ثم يضاف إليه ٥ مل من حمض الكبريتيك المخفف المعد لهذه التجربة.
٢. تملأ السحاحة بمحلول برمنجنات البوتاسيوم.
٣. يضاف برمنجنات البوتاسيوم بعناية مع خلط محتويات الدورق بتحريك الدورق في اتجاه دائري (يلاحظ اختفاء لون البرمنجنات من جراء التفاعل).
٤. يستمر في إضافة البرمنجنات بعناية حتى ظهور لونه ثانيا في محلول التعيير.
٥. تؤخذ قراءة السحاحة وتسجل كقراءة نهائية.
٦. تعاد التجربة ٣ مرات و يؤخذ متوسط الحجم.
٧. تعاد الخطوات السابقة بتسخين محلول الأكساليك إلى درجة حرارة حوالي 70 درجة مئوية ثم يعاير قبل أن يبرد.

التجربة رقم (٢) : تعيين مولارية ثيوكبريتات الصوديوم


١. الخلفية النظرية :

في هذه التجربة (معايير اليود المباشرة) يستخدم اليود (عامل مؤكسد ضعيف) لمعايرة عامل مختزل قوي و هو ثيوكبريتات الصوديوم. الطرق المباشرة ليود عادة ما تجرى في وسط متعادل أو قاعدي ضعيف أو حمضي ضعيف و ذلك للأسباب التالية :

١. في الوسط القاعدي القوي يتحول اليود إلى ايون الهيبوأيدات IO^- و اليوديد I^- :



٢. في الوسط الحمضي القوي يتأثر النشا الذي يستخدم كدليل في هذه المعايرة حيث يحدث له تميؤ و يتحلل مما يؤثر على نقطة النهاية. كما يتأكسد أيضا اليوديد بفعل أكسجين الهواء في الوسط الحمضي القوي :



٢. الأمان والسلامة :

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة :

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كأسين Beakers.
٦. قمع Funnel.
٧. محلول اليود (مجهول التركيز).
٨. محلول قياسي من ثيوكبريتات الصوديوم Sodium Thiosulfate $Na_2S_2O_3$.
٩. دليل النشا Starch Indicator.

٤. خطوات التجربة :



١. تملأ السحاحة بمحلول اليود.
٢. تنقل ١٠ مل من محلول ثيوكبريتات الصوديوم القياسي إلى دورق مخروطي و يضاف إليها ٣ مل من محلول النشا المعد لهذه التجربة و يحرك محتويات الدورق في شكل دائري ليتم خلط محتوياته.
٣. يضاف محلول اليود من السحاحة مع استمرار تحريك الدورق في شكل دائري حتى يظهر لون أزرق باهت.
٤. تؤخذ قراءة السحاحة و تسجل كقراءة نهائية.
٥. تعاد التجربة ٣ مرات و يؤخذ متوسط الحجم.

التجربة رقم (٣) : تقييس محلول ثيوكبريتات الصوديوم باستخدام محلول قياسي من يودات البوتاسيوم النقية

١. الخلفية النظرية :

في هذه التجربة تستخدم الطريقة الأيودومترية لتقييس (تعيين) محلول ثيوكبريتات الصوديوم حيث يتفاعل محلول يودات البوتاسيوم القياسي KIO_3 مع زيادة من يوديد البوتاسيوم في المحلول الحمض ثم يعاير اليود المتحرر مع محلول ثيوكبريتات الصوديوم المضاف من السحاحة حتى يتغير اللون البني لمحلول اليود المتحرر إلى الأصفر الباهت ثم تضاف بضعة قطرات من محلول النشا معطية محلولاً أزرق. بعد ذلك تستمر إضافة محلول الثيوكبريتات نقطة نقطة حتى يختفي اللون الأزرق.

التفاعلات الحادثة كما يلي:




مثال:


أضيف ١ جرام من يوديد البوتاسيوم إلى ١٠ مل من محلول يودات البوتاسيوم تركيزه ٠,٠٢٥ مولار الحمض بحامض الكبريتيك المخفف. تمت معايرة اليود المتحرر من هذا التفاعل مع محلول ثيوكبريتات الصوديوم فكان الحجم المستعمل من الثيوكبريتات للوصول إلى نقطة التعادل ١٥ مل. أحسب التركيز المولاري لمحلول ثيوكبريتات الصوديوم.


الحل:

التفاعلات الحادثة هي كالآتي:




نسب التفاعل هي كالآتي:





أي أن:



و يحسب تركيز الثيوكبريتات كالاتي:

$$\frac{0.025 \times \frac{10}{1000}}{M_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \times \frac{15}{1000}} = \frac{1}{6}$$

$$M_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 0.1M$$

٢. الأدوات

١. ساحة.
٢. ماصة.
٣. دورق قياسي.
٤. دورق مخروطي.
٥. كأس.
٦. مخبر مدرج.
٧. ملعقة وزن.
٨. ميزان حساس.

٣. الكيمائيات والمحاليل

١. يوديد البوتاسيوم الصلب.
٢. محلول ثيوكبريتات الصوديوم مجهول التركيز.
٣. محلول قياسي من يودات البوتاسيوم.
٤. محلول مخفف من حامض الكبريتيك
٥. دليل النشا.

٤. طريقة العمل

١. انقل بالماصة ٥ مل من محلول يودات البوتاسيوم إلى دورق مخروطي.
٢. أضف إلى الدورق ١ جرام من يوديد البوتاسيوم.
٣. حمّض محلول الدورق بحمض الكبريتيك المخفف.
٤. املاً السحاحة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم.
٥. عاير اليود المتحرر مع محلول ثيوكبريتات الصوديوم حتى يصبح محلول الدورق ذو لون أصفر باهت.
٦. أضف دليل النشا إلى محلول الدورق فينتج لون أزرق غامق.
٧. استمر بالمعايرة حتى زوال اللون الأزرق.


امتحان ذاتي

أجب على الأسئلة التالية ثم تأكد من صحة إجابتك بالنظر للحل النموذجي.

- لماذا لا يستخدم حامض الهيدروكلوريك أو حامض النتريك كوسط حمضي عند استخدام برمنجنات البوتاسيوم في المعايرة .
- استخدمت 35 سم³ من محلول برمنجنات البوتاسيوم لأكسدة 0.2145 جرام من عينة لحامض الأوكساليك ثنائي المائية احسب تركيز محلول برمنجنات البوتاسيوم.

إجابة الامتحان الذاتي

- وذلك للأسباب التالية:
- أ. بعض البرمنجنات تستهلك في أكسدة حامض HCl إلى الكلور:



- ب. حامض HNO_3 عامل مؤكسد ويمكن أن يتداخل مع التأثير المؤكسد للبرمنجنات .

٢. 0.01952 مولار.

أساسيات الكيمياء التحليلية (عملي)

معايير المركبات التي تتضمن تكوين مركب معقد

الجدارة:

أن يكون الطالب قادراً على تنفيذ معايير المركبات التي تتضمن تكوين مركب معقد.

الأهداف :

بعد الانتهاء من هذه الوحدة يكون الطالب قادراً على الآتي:

تنفيذ هذه المعايير .

استنتاج التركيز المجهول.

الوقت المتوقع للتدريب :

ساعتان.

متطلبات الجدارة:

١ . مقرر نظم وتقنيات مختبرية.

٢ . مقرر الأمان والسلامة في المختبرات الكيميائية.

٣ . مقرر الكيمياء العامة.

التجربة رقم (١) : تعيين تركيز الكالسيوم والمغنيسيوم في خليط

١. الخلفية النظرية :


يطلق لفظ الماء المعسر عندما تكون عينة الماء محتوية عادة على Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} أو أي أيون آخر له القدرة على تكوين ستيرات Stearates غير ذائبة. و الماء العسر نوعان :

١. الماء ذو العسرة المؤقتة : سببه وجود بيكربونات الكالسيوم و المغنيسيوم والحديد يمكن التخلص من هذه الأملاح إما بالغليان أو إضافة ماء الجير (هيدروكسيد الكالسيوم) .

٢. الماء ذو العسرة الدائمة : سببه وجود كبريتات الكالسيوم و المغنيسيوم والحديد وأحياناً كلوريدات هذه المعادن لا يمكن إزالة هذه الأملاح بالغليان ، بل يجب إتباع الطرق التالية :

- إضافة كربونات الصوديوم .
- استخدام مزيلات العسرة التجارية مثل Permutit حيث أن هذا المركب ينتمي لطائفة من المركبات تسمى الزيوليتات Zeolites وهي سليكات معدنية طبيعة المنشأ.
- استخدام المبادلات الأيونية Ion exchange resins.


يمكن تقدير أيونات الكالسيوم و المغنيسيوم الموجودة في المحاليل بالمعايرة مع محلول EDTA حيث يكون كل منهما معقداً مخلبياً Chelate Complex طبقاً للمعادلة :



حيث أن :

M^{2+} : تمثل Ca^{2+} أو Mg^{2+} .

H_2Y^{2-} : هو ملح ثنائي الصوديوم لـ إدتا (الشكل ١).



الشكل (١) : التركيب الكيميائي للعامل المعقد ملح إدتا (اثيلين ثنائي امين رباعي حمض الخليك ثنائي

الصوديوم Na_2H_2Y)

يتكون مركب معقد نتيجة لتفاعل محلول EDTA مع أيون العنصر بنسبة ١:١ بغض النظر عن تكافؤ العنصر ، ففي حالة تفاعل EDTA مع Ca^{2+} يتم ضبط الرقم الهيدروجيني عند $pH=12$ ثم يضاف دليل الميروكسيد الذي يكون مركبا معقداً مع Ca^{2+} ثم يجري المعايرة باستخدام محلول EDTA حتى نقطة النهاية.

عندما يتفاعل إدتا مع Mg^{2+} و Ca^{2+} يتم ضبط الرقم الهيدروجيني عند $pH=10$ ثم يضاف دليل أيريكروم بلاك تي الذي يكون مركبا معقداً مع Mg^{2+} و Ca^{2+} ثم تجري المعايرة باستخدام محلول EDTA حتى نقطة النهاية.

٢. الأمان والسلامة :

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. الأدوات والمواد المستخدمة :

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كأسين Beakers.
٦. قمع Funnel.
٧. محلول إدتا القياسي.
٨. محلول خليط من Ca^{2+} و Mg^{2+} (مجهول التركيز).
٩. محلول منظم من هيدروكسيد الأمونيوم و كلوريد الأمونيوم ($pH = 10$ و $pH = 12$).
١٠. محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (٢٠٪) - دليل إيريوكروم بلاك تي Eriochrome Black T و الميروكسيد.
١١. ورق pH قياسي.

٤. خطوات التجربة:

أ - تعيين تركيز الكالسيوم:

١. خذ ١٠ مل من محلول الخليط إلى دورق مخروطي بالماسة.
٢. أضف قطرات من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم للحصول على $\text{pH} = 12$ و يمكن التأكد من ذلك باستخدام ورق pH القياسي.
٣. أضف دليل الميروكسيد.
٤. أضف محلول إدتا من السحاحة حتى يتغير لون المحلول من الأحمر القرمزي إلى اللون البنفسجي.
٥. تؤخذ قراءة السحاحة وتسجل كقراءة نهائية (و يكون حجم EDTA في هذه الحالة مكافئ للكالسيوم V_1).
٦. تعاد الخطوات السابقة ٣ مرات.

ب - تعيين تركيز المغنيسيوم:

١. خذ ١٠ مل من محلول الخليط إلى دورق مخروطي بالماسة.
٢. أضف قطرات من المحلول المنظم (هيدروكسيد الأمونيوم + كلوريد الأمونيوم) للحصول على $\text{pH} = 10$.
٣. أضف قطرات من دليل إيريوكروم بلاكتي.
٤. أضف محلول إدتا من السحاحة حتى يتغير لون المحلول من الأحمر إلى اللون الأزرق.
٥. تؤخذ قراءة السحاحة وتسجل كقراءة نهائية (يكافئ الحجم في هذه الحالة الحجم المكافئ للكالسيوم و للمغنيسيوم V_2).
٦. تعاد الخطوات السابقة ٣ مرات و يؤخذ متوسط الحجم. يحسب الحجم المكافئ للمغنيسيوم $V = V_1 - V_2$.

امتحان ذاتي

- أجب على الأسئلة التالية ثم تأكد من صحة إجابتك بالنظر للحل النموذجي.
١. اشرح مما ينشأ عسر الماء ؟ اذكر أنواعه وأسباب تكوين كل نوع .
 ٢. أضيف محلول منظم وبضع قطرات من دليل إيروكروم بلاك تي إلى 50 سم³ من الماء الحنفية احتاج المحلول للمعايرة الكاملة إلى 9.8 سم³ من ٠.٠١ مولار من محلول إدتا. احسب عسرة الماء مقدرة ب ppm من الكالسيوم مفترضاً بأن سبب العسرة هي أملاح الكالسيوم.

إجابة الامتحان الذاتي

١. يطلق لفظ الماء المعسر عندما تكون عينة الماء محتوية عادة على Ca, Mg, Fe أو أي أيون آخر له القدرة على تكوين ستيترات $stearates$ غير ذائبة.

الماء العسر نوعان :

- الماء ذو العسرة المؤقتة : سببه وجود بيكربونات الكالسيوم و المغنيسيوم والحديد يمكن التخلص من هذه الأملاح إما بالغليان أو إضافة ماء الجير (هيدروكسيد الكالسيوم) .
 - الماء ذو العسرة الدائمة : سببه وجود كبريتات الكالسيوم و المغنيسيوم والحديد وأحياناً كلوريدات هذه المعادن لا يمكن إزالة هذه الأملاح بالغليان ، بل يجب إتباع الطرق التالية :
- إضافة كربونات الصوديوم .

استخدام مزيلات العسرة التجارية مثل permutit حيث أن هذا المركب ينتمي لطائفة من المركبات تسمى الزيوليتات Zeolites وهي سليكات معدنية طبيعة المنشأ .

استخدام المبادلات الأيونية Ion exchange resins .

٢. 78.6 ppm .

أساسيات الكيمياء التحليلية (عملي)

التحليل الوزني

الجدارة:

أن يكون الطالب قادراً تنفيذ تجارب التحليل الوزني بطريقة صحيحة.

الأهداف :

١. أن يكون الطالب قادراً على تنفيذ التجارب.
٢. أن يكون الطالب قادراً على إجراء الحسابات واستنتاج عدد جزيئات ماء التبلم الموجودة في كلوريد الباريوم المائي .
٣. أن يكون الطالب قادراً على إجراء الحسابات واستنتاج النسبة المئوية للصوديوم في العينة.

الوقت المتوقع :

٦ ساعات.

متطلبات الجدارة :

١. مقرر نظم وتقنيات مختبرية .
٢. مقرر الأمان والسلامة .
٣. مقرر الكيمياء العامة .

التحليل الوزني

١. مقدمة:

في التحليل الوزني يتم ترسيب العنصر المراد تقديره على شكل مركب شحيح الذوبان و بعد تجفيفه (أو حرقه) يمكن وزنه و بعد الحسابات تستنتج نسبته في العينة. و تتم عملية التحليل الوزني على عدة خطوات و هي:

١. المعالجة المبدئية.

٢. الترسيب.

٣. الترشيح.

٤. التجفيف أو الحرق.

٥. الوزن.

٦. الحسابات.

أ. المعالجة المبدئية:

في هذه المرحلة يتم ضبط الظروف المناسبة للتجربة كضبط درجة الحرارة و الرقم الهيدروجيني و الأحجام و التراكيز و فصل المتداخلات.

ب. الترسيب:

يتم اختيار الراسب المناسب بحيث يكون شحيح الذوبان.

ج. الترشيح:

يستخدم طريقتين في عملية الترشيح:

١. الترشيح بواسطة ورق الترشيح: يستخدم ورق الترشيح عديم الرماد بحيث أنه لا يتبقى من الورق

إلا كمية ضئيلة جدا يمكن إهمالها 1×10^{-5} جرام. تختار المسامات المناسبة لترشيح الراسب

بحيث لا تسمح بمرور الحبيبات من خلالها.

٢. الترشيح بواسطة بوتقة الترشيح: يتم الترشيح بهذه الطريقة في الحالات التي يجفف فيها

الراسب و لا يمكن حرقه في وجود الورقة.

ج - التجفيف أو الحرق:

يتم التجفيف عند درجة 110 درجة مئوية في فرن تجفيف لمدة ساعة تقريبا و بعد ذلك ينقل إلى المجفف لكي. يوزن الراسب بعد أن يبرد. للحصول على الصورة الموزونة نضطر في بعض التجارب إلى الحرق الذي يتم عند درجة عالية، عادة 450 - 900 ، يمكن أن تصل حتى 1200 درجة مئوية.

د - الوزن:

في عملية الوزن يستخدم ميزان حساس بحيث أن نحصل على دقة $0.00001 \pm$ جرام.

و - الحسابات:

يتم حساب أولا المعامل الوزني GF:

$$GF = \frac{\text{MW (or atomic weight) of analyte}}{\text{MW of weighed substance}} \times \frac{a}{b}$$

علما بأن:

MW : الوزن الجزيئي.

analyte : المادة المراد تقديرها.

Weighed substance : المادة الموزونة.

a : عدد مولات المادة المراد تقديرها.

b : عدد مولات المادة الموزونة.

و يحسب وزن المادة المراد تقديرها:

$$\text{Weight of analyzed substance (g)} = GF \times \text{weight of precipitate (g)}$$

و أخيرا تحسب النسبة لمئوية للمادة المراد تقديرها :

$$\text{Weight \% of analyzed substance} = \frac{\text{GF} \times \text{weight of precipitate (g)}}{\text{weight of sample (g)}} \times 100$$

مثال :

تم ترسيب عنصر الكالسيوم الموجود في عينة من ماء الصنبور (حجمها 200 مل) على شكل أكسالات الكالسيوم CaC_2O_4 . بعد الترسيب يتم ترشيح غسل و حرق الراسب في بوتقة وزنها 26.6002 جرام. وزن البوتقة + $\text{CaO} = 26.7134$ جرام. احسب وزن Ca الموجود في 100 مل من الماء.

الحل :

- أولا نحسب GF :

$$\text{GF} = \frac{40.08}{56.08} = 0.7147$$

علما بأن :

الوزن الذري للكالسيوم يساوي 40.08.

الوزن الجزيئي لـ $\text{CaO} = 56.08$.

- نحسب وزن Ca في العينة (200) مل :

$$\text{Weight of Ca (g)} = 0.7147 \times 0.1132 \text{ (g)} = 0.8094 \text{ g}$$

علما بأن وزن الراسب بعد الحرق (CaO) $0.1132 = 26.6002 - 26.7134$ جرام.

- نحسب وزن ca في 100 مل:

$$0.8094 \text{ g} \rightarrow 200 \text{ ml}$$

$$x \rightarrow 100 \text{ ml}$$

$$x = 0.4047 \text{ g}$$

التجربة رقم (١): تقدير جزيئات ماء التبخر في كلوريد الباريوم المائي

١. الخلفية النظرية:

يفقد كلوريد الباريوم المائي جزيئات ماء التبخر عند رفع درجة حرارته إلى حوالي 200°C لمدة نصف ساعة تقريباً ، وبذلك يمكن وزن عينة منه قبل وبعد التجفيف ، ومن النقص في الوزن يمكن حساب عدد جزيئات ماء التبخر .

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. المواد الكيميائية والأدوات:

١. كلوريد الباريوم المائي $\text{BaCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$.
٢. ماء مقطر Distilled water.
٣. فرن تجفيف Drying oven.
٤. مجفف Desiccator.
٥. بوتقة Crucible.
٦. ميزان حساس.

٤. خطوات التجربة:

١. زن بدقة 1.0000 جرام تقريباً من كلوريد الباريوم المائي في بوتقة جافة فارغة نظيفة معلوم وزنها.
٢. ضع البوتقة داخل فرن التجفيف لمدة 30 دقيقة.
٣. اخرج البوتقة من الفرن و ضعها في الحال داخل المجفف لمدة 20 دقيقة حتى تبرد تماماً.
٤. زن البوتقة و بداخلها كلوريد الباريوم اللامائي Anhydrate barium chloride و أوجد وزنه.
٥. أحسب عدد جزيئات ماء التبخر في العينة.

٥. الحسابات:

$$\begin{array}{lcl} \text{MW of BaCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O} & \rightarrow & \text{MW of BaCl}_2 \\ 208.246 + 18x & \rightarrow & 208.246 \\ \text{.....} & \rightarrow & \text{.....} \end{array}$$

و من هذه المعادلة يمكن إيجاد قيمة x و التي تعبر عن عدد جزيئات ماء التبلر.

التجربة رقم (٢) : تقدير الصوديوم**١. الخلفية النظرية :**

يتم تقدير الصوديوم على هيئة صوديوم خلات يورانييل الزنك $\text{NaZn(UO)}_2(\text{CH}_3\text{COO})_9 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ حيث يتم بترسيبه بواسطة محلول خلات يورانييل الزنك المحمضة بحمض الخل ، ونظراً لقابلية الراسب الشديدة للذوبان أثناء الترشيح يتم ترشيحه بالطريقة التالية :
يغسل الراسب بجزء صغير من المرصب لإزالة أي أملاح أخرى موجودة ثم يغسل بالإيثانول الذي يزيل الزيادة من المرصب ثم يغسل بالأسيتون الذي يسهل ويسرع من عملية التجفيف.

٣. الأمان والسلامة :

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. المواد الكيميائية والأدوات :

١. محلول كلوريد الصوديوم تركزه 2g/L.
- كاشف خلات يورانييل الزنك*.
٢. الإيثانول.
٣. الأسيتون.
٤. ماء مقطر.
٥. أدوات ترشيح (بوتقة ترشيح رقم ٤).
٦. ميزان حساس.
٧. كأس سعة 50 مل.
٨. ماصة.
٩. موقد بنزن.

* يحضر كاشف خلات يورانييل الزنك بخلط أحجام متساوية من المحلول (أ) و المحلول (ب). يترك الخليط لمدة 24 ساعة ثم يرشح).

- أ . المحلول (أ): ذوب 20 جرام من خلاات اليورانيل $\text{UO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ المبلور في 4 مل من حمض الخليك المركز و 100 مل من الماء (ربما يكون التسخين ضروري).
- ب . المحلول (ب): ذوب 60 جرام من خلاات الزنك $\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ في 3 مل من حمض الخليك المركز و 100 مل من الماء.

٤. خطوات التجربة:

١. انقل بدقة 10 مل من محلول كلوريد الصوديوم تركيزه 2g/L إلى كأس سعة 50 مل.
٢. بخر المحلول حتى الجفاف على لهب بنزن.
٣. أذب الملح المتبقي في حوالي 1 مل من الماء المقطر، ثم أضف 10 مل من كاشف خلاات يورانيل الزنك.
٤. اترك المحلول عند درجة حرارة الغرفة لمدة ٤٥ دقيقة.
٥. رشح المحلول خلال بوتقة الترشيح رقم ٤ المعلوم وزنها من قبل.
٦. أغسل الراسب خمس مرات - كل مرة بحوالي 2 مل من كاشف خلاات يورانيل الزنك.
٧. أغسل الراسب خمس مرات - كل مرة بحوالي 2 مل من الإيثانول.
٨. أغسل الراسب خمس مرات - كل مرة بحوالي 2 مل من الأسيتون.
٩. أترك الراسب ليجف عند درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة، و أوجد وزن الراسب.

٥. الحسابات:

يحسب المعامل الوزني GF كآتي:

$$GF = \frac{\text{atomic weight of sodium}}{\text{MW of NaZn(UO}_2)_3(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_9 \cdot 6\text{H}_2\text{O}}$$


و تحسب النسبة المئوية للصوديوم كآتي:

$$\%(\text{Na}) = \frac{\text{wt. of precipitate} \times GF}{\text{sample weight}} \times 100$$

التجربة رقم (٣) : تقدير الكلوريد

١. الخلفية النظرية

يتم تقدير الكلوريد (كمجموعة متأينة) بترسيبه على هيئة كلوريد الفضة الشحيح الذوبان بواسطة محلول نترات الفضة. و يلاحظ إضافة حمض النتريك المركز خلال التجربة ليساعد على تجميع الراسب و منع التداخل من بعض الأنيونات الأخرى مثل الكربونات و الفوسفات.



كما يلاحظ تجميع الراسب في مكان مظلم لا يتأثر بضوء الشمس.

مثال:

عينة غير نقية من ملح كلوريد الصوديوم وزنها ٥,٣٢ جرام أضيف لها محلول من نترات الفضة فترسب جميع الكلوريد الموجود في العينة على هيئة كلوريد الفضة وزنه ٥,٣٧ جرام. أحسب النسبة المئوية الوزنية للكلوريد في العينة.

الحل:

نحسب أولا المعامل الوزني (GF) Gravimetric Factor :

$$\text{GF} = \frac{\text{MW (or atomic weight) of analyte}}{\text{MW of weighed substance}} \times \frac{a}{b}$$

علما بأن:

MW : الوزن الجزيئي ، analyte : المادة المراد تقديرها ، Weighed substance : المادة الموزونة (وزن الراسب) ، a : عدد مولات المادة المراد تقديرها ، b : عدد مولات المادة الموزونة.

$$GF = \frac{35.5}{143.5}$$

$$GF = 0.2474$$

و أخيرا نحسب نسبة الكلوريد في العينة كالآتي:

$$\text{Weight \% of analyzed substance} = \frac{GF \times \text{weight of precipitate (g)}}{\text{weight of sample (g)}} \times 100$$

$$Cl\% = \frac{0.2474 \times 5.37}{5.32} \times 100$$

$$Cl\% = 25. \%$$

٢. الأدوات المستخدمة

١. كأس سعة ٤٠٠ مل.
٢. ميزان حساس.
٣. محراك زجاجي.
٤. جهاز ترشيح.
٥. بوتقة ترشيح.

٣. المحاليل الكيميائية والكيمائويات

١. كلوريد الصوديوم الجاف.
٢. حمض النيتريك المركز.
٣. حمض النيتريك (v/v) 1%.
٤. محلول نترات الفضة 0.2N.

٤. طريقة العمل:

١. أوزن بدقة ٠,٣ جرام من كلوريد الصوديوم الجاف و أنقلها إلى كأس سعة ٤٠٠ مل.
٢. أذب العينة في قليل من الماء المقطر ثم خفف المحلول بالماء إلى حوالي ١٥٠ مل.
٣. أضف حوالي ١٠ قطرات من حمض النيتريك المركز.
٤. أضف محلول نترات الفضة 0.2N مع التقليب ببطء حتى يكتمل الترسيب (يمكنك التأكد من ذلك بترك المحلول فترة ليستقر ثم أضف بضع قطرات أخرى من المرسب فلا يتكون راسب جديد).
٥. سخن المحلول المعلق حتى الغليان مع التقليب حتى يتجمع الراسب.
٦. أبعد الكأس عن اللهب، اترك الراسب ليستقر و اكشف مرة أخرى عن تمام الترسيب، فإذا لم يتكون راسب جديد كرر التسخين مع التقليب.
٧. ضع الكأس مغطي بزجاجة ساعة في مكان مظلم لمدة ٤٥ دقيقة.
٨. رشح المحلول خلال بوتقة ترشيح رقم ٤ سبق وزنها من قبل.
٩. أغسل الراسب بمحلول مخفف من حمض النترريك.
١٠. ضع البوتقة و بداخلها الراسب في فرن التجفيف عند ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ٤٥ دقيقة.
١١. أخرج البوتقة من الفرن و ضعها في المجفف لمدة ٢٠ دقيقة حتى تبرد تماما و أوزن الراسب.
١٢. أحسب النسبة المئوية للكوريد في العينة المعطاه لك.

النتائج:

وزن البوتقة + كلوريد الصوديوم =

وزن البوتقة فارغة =

وزن كلوريد الصوديوم =

وزن البوتقة + كلوريد الفضة =

وزن البوتقة فارغة =

وزن كلوريد الفضة =

امتحان ذاتي

أجب على الأسئلة التالية ثم تأكد من صحة إجابتك بالنظر للحل النموذجي.

١. اذكر خطوات التحليل الوزني.

٢. أحسب المعمل الوزني فيما يلي:

م.	المادة المراد تقديرها	الراسب
أ	P	Ag ₃ PO ₄
ب	K ₂ HPO ₄	Ag ₃ PO ₄
ج	Bi ₂ S ₃	BaSO ₄

٣. تم تقدير أيون الفوسفات PO_4^{3-} بعد ترسيبه على شكل مركب $(NH_4)_3PO_4 \cdot 12MoO_3$. وزن العينة يساوي ٠,٢٧١١ جرام و وزن الراسب يساوي ١,١٦٨٢ جرام. احسب النسبة المئوية للفوسفور P في العينة.

إجابة الامتحان الذاتي

١. خطوات التحليل الوزني هي:

١. المعالجة المبدئية.

٢. الترسيب.

٣. الترشيح.

٤. التجفيف أو الحرق.

٥. الوزن.

٦. الحسابات.

٢. (أ) ٠,٠٤٣٥٤ ، (ب) ٠,١٩١٣٥ ، (ج) ٠,٧٣٤٢٩ .

٣. ٧,١١١ % .

أساسيات الكيمياء التحليلية (عملي)

الكشف عن الشقوق القاعدية (الكاتيونات)

الجدارة:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة يكون الطالب قادراً على الكشف عن الشقوق القاعدية للأملاح البسيطة.

الأهداف:

أن يكون الطالب قادراً على تنفيذ تجارب الكشف عن الكاتيونات في الأملاح البسيطة و استنتاج وجود أو عدم وجود هذه الكاتيونات في المجاهيل.

الوقت المتوقع:

١٠ ساعات.

متطلبات الجدارة:

١. مقرر "نظم وتقنيات مختبرية".
٢. مقرر "الآمان والسلامة في المختبرات الكيميائي".
٣. مقرر "الكيمياء العامة".

الكشف عن الشقوق القاعدية (الكاتيونات)

١. مقدمة :

التحليل النوعي هو أحد أقسام الكيمياء التحليلية العملية وهدفه الرئيسي هو الكشف عن مكونات عينة ما معتمداً أساساً على خواصها الكيميائية أو الفيزيائية. ينقسم هذا النوع من التحليل الكيميائي إلى فرعين: تحليل المركبات الغير عضوية و تحليل المركبات العضوية. في هذا الجزء سنتعرف على طرق الكشف عن كاتيونات (الشقوق القاعدية) و أنيونات (الشقوق الحامضية) الأملاح البسيطة و المخاليط للمواد غير العضوية. و هناك العديد من الاختبارات التي تجرى على العينة و هي:

١. اللون.
٢. اختبار الذوبانية.
٣. الاختبارات الرطبة.
٤. الاختبارات الجافة.

أ. اللون:

قد يفيد في أخذ فكرة مبدئية عن الملح كما هو موضح في الجدول (١.٦):

الجدول (١.٦): العلاقة بين لون الملح و العنصر المحتمل

لون الملح أو محلوله	العنصر المحتمل
أزرق قاتم	احتمال وجود نحاس
أخضر باهت	احتمال وجود الحديدوز
أخضر	احتمال وجود نحاس أو نيكل
أخضر قاتم	احتمال وجود كروم
أصفر	احتمال وجود حديدك
لون البشرة	احتمال وجود منجنيز
أحمر وردي	احتمال وجود كوبلت

ب. اختبار الذوبانية:

تذوب كمية صغيرة من الملح في كمية مناسبة من الماء و ينتج محلولاً شفافاً (في حالة كون الملح قابل للذوبان). و الجدول التالي يوضح المركبات الشائعة الذوبان في الماء:

الجدول (٢.٦): قابلية ذوبان المركبات في الماء

المركبات التي تذوب في الماء	
المركبات	القابلية للذوبان
الكلوريدات، البروميدات و اليوديدات	كلها تذوب في الماء فيما عدا أملاح Ag^+ ، Hg_2^{2+} و Pb^{2+} - كلوريد و بروميد الرصاص يذوب في الماء الساخن - كلوريدات البزموت و الأنتمون يصعب إذابتها في الماء
البيكربونات	كلها تذوب في الماء
الكبريتات	كلها تذوب في الماء فيما عدا كبريتات Ba^{2+} و Sr^{2+} - أما كبريتات Pb^{2+} و Ca^{2+} فهي قليلة الذوبان في الماء
النترات	كلها تذوب في الماء فيما عدا نترات Ag^+
النترات	كلها تذوب في الماء
الكلورات	كلها تذوب في الماء
المركبات التي لا تذوب في الماء (شحيحة الذوبان)	
المركبات	القابلية للذوبان
الكربونات	لا تذوب في الماء فيما عدا كربونات Na^+ و K^+ و NH_4^+
الفوسفات و الأوكسالات	لا تذوب في الماء فيما عدا أملاح Na^+ و K^+ و NH_4^+
الكبريتات	لا تذوب في الماء فيما عدا كبريتات الفلزات القلوية
الكبريتيدات	لا تذوب في الماء فيما عدا كبريتيدات Na^+ و K^+ و NH_4^+ و Ca^{2+} و Sr^{2+} و Ba^{2+}
الأكسيدات و الهيدروكسيدات	لا تذوب في الماء فيما عدا مركبات Na^+ و K^+ - أما هيدروكسيدات Ca^{2+} و Sr^{2+} و Ba^{2+} فهي قليلة الذوبان في الماء

ج. الاختبارات الرطبة Wet tests:

تجرى على محاليل العينات و يمكن أن ينتج عنها:

١. تكون راسب ذو لون معين.
٢. تغير لون المحلول.
٣. تصاعد غاز يمكن التعرف عليه من خلال رائحته أو لونه.

د: الاختبارات الجافة Dry tests:

تجرى على المادة الصلبة مثل إحراقها على موقد بنزن Bunsen burner أو بغمس طرف من البلاتين

في محلول العينة و وضعه في اللهب حيث ينتج إشعاع ذو لون معين للعنصر المراد كشفه.

و تمتاز الكاتيونات بصفات مشتركة كما تمتاز الأنيونات بصفات مشتركة تختلف عن الكاتيونات و لذا تختلف طرق الكشف من مجموعة إلى أخرى.

٢. توزيع الكاتيونات :

صنفت الكاتيونات الشائعة إلى ستة مجموعات (الجدول ٦-٣) و كل مجموعة تمتاز بكاشفها الخاص بها و الذي يرسم كل الأيونات التي تحتويها و يسمى هذا الكاشف بكاشف المجموعة Group reagent، أما الكواشف التي تستعمل أثناء التجارب التأكيذية التي تجرى للتعرف عن أيونات مجموعة ما، فهي تسمى بالكواشف النوعية Specific reagents. و يجب الملاحظة أن كاتيونات كل مجموعة لا تتفاعل مع كواشف المجموعة السابقة و لكن يمكن أن تتفاعل مع كواشف المجموعات التالية. و يجب إتباع خطوات الكشف كما هو موضح هنا لكي تتم عملية الكشف بنجاح.

١. قبل الكشف عن كاتيونات أي مجموعة لابد من تنظيف أنابيب الاختبار و هذا باستعمال فرشاة تنظيف الأنابيب و ماء و صابون. كما تنظف الأنابيب المستعملة في نهاية كل حصص العملي.
٢. يجب الكشف عن المجموعات الست حسب الترتيب المذكور كما يجب إتباع طرق العمل بدقة للحصول على نتائج صحيحة.
٣. ضع في الأنبوبة النظيفة محلول العينة و أضف محلول كاشف المجموعة و إذا لم يحدث أي شيء انتقل إلى المجموعة التالية أما إذا تكون راسب فأجر التجارب التأكيذية مستعملًا جدول الكشف المناسب.

الجدول (٦ - ٣): جدول توزيع الكاتيونات

المجموعة	الكاتيونات	كاشف المجموعة	الصفات المشتركة
الأولى	فضة ، زئبقوز، رصاص	حمض الهيدروكلوريك المخفف	كلوريداتها لا تذوب في حامض الهيدروكلوريك
الثانية	زئبقيك، نحاس، بزموت كاديوم، زرنخ، أنتمون	كبريتيد الهيدروجين في وسط حامضي (استخدام حامض الهيدروكلوريك)	كبريتيداتها لا تذوب في حامض الهيدروكلوريك و لكن كبريتيدات العناصر الثلاثة الأخيرة تذوب في محلول كبريتيد الأمونيوم
الثالثة	حديد، ألنيوم، كروم	كلوريد الأمونيوم و هيدروكسيد الأمونيوم	تترسب على هيئة هيدروكسيدات
الرابعة	خارصين، منجنيز، نيكل، كوبلت	كلوريد الأمونيوم، هيدروكسيد الأمونيوم و كبريتيد الهيدروجين (الترسيب في وسط قاعدي)	تترسب على هيئة كبريتيدات في الوسط القاعدي
الخامسة	كالسيوم، سترنشيوم، باريوم	كلوريد الأمونيوم هيدروكسيد الأمونيوم و كاربونات الأمونيوم و كذلك كشف اللهب	تترسب على هيئة كاربونات تذوب في الحوامض المعدنية
السادسة	أمونيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم	ليس لها كاشف معين	لا تتكون رواسب ماعدا المغنيسيوم

التجربة رقم (١): الكشف عن كاتيونات المجموعة الأولى Ag^+ , Hg^{2+} , Pb^{2+}

١. الخلفية النظرية:

تتميز أيونات هذه المجموعة بتكوينها كلوريدات غير ذائبة عند معاملة محاليلها مع حامض الهيدروكلوريك المخفف، وهذه الأيونات هي الفضة Ag^+ الرصاص Pb^{2+} ، الزئبقوز Hg_2^{2+} . معظم أملاح الرصاص لا تذوب في الماء ما عدا النترات و الخلات لكن جميع أملاح الرصاص تذوب في حامض النتريك المخفف ما عدا الكبريتات.

- كاشف المجموعة: حمض الهيدروكلوريك المخفف HCl .

- هيئة الترسيب (المجموعة الأولى + الكاشف): كلوريدات (لون أبيض): كلوريد الرصاص $PbCl_2$ ، الفضة $AgCl$ ، الزئبقوز Hg_2Cl_2 .

- ميزات المجموعة (الكلوريدات): كل الكلوريدات تذوب في الماء فيما عدا كلوريدات Ag^+ ، Hg_2^{2+} و Pb^{2+} - كلوريد Pb يذوب في الماء الساخن - كلوريد Bi و Sb يصعب إذابتها في الماء.

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.

٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

ضع محلول العينة في أنبوبة اختبار و أضف محلول HCl المخفف .

١. إذا لم يتكون راسب قم بتجارب المجموعة التالية.

٢. إذا كان الأيون ينتمي إلى المجموعة الأولى يتكون راسب أبيض. تعرف على الكاتيون من

الجدول (٦ - ١ - ١).

الجدول (٦ - ١ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة الأولى

الاستنتاج	المشاهدة	التجارب
كاتيون المجموعة الأولى	راسب أبيض	<p>الرصاص Pb^{2+}</p> <ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + HCl $Pb^{2+} + 2Cl^- \rightarrow PbCl_2 \downarrow$ • محلول العينة + NaOH $Pb^{2+} + 2(OH)^- \rightarrow Pb(OH)_2 \downarrow$ $Pb(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2PbO_3 + 2H_2O$ • الراسب + ماء ساخن <p><u>التجارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 $Pb^{2+} + CrO_4^{2-} \rightarrow PbCrO_4 \downarrow$ • العينة + حمض الكبريتيك H_2SO_4 $Pb^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 \downarrow$
احتمال وجود Pb^{2+}	راسب أبيض يذوب في زيادة من الكاشف	
وجود Pb^{2+}	يذوب الراسب	
وجود Pb^{2+}	راسب أصفر	
وجود Pb^{2+}	راسب أبيض	
كاتيون المجموعة الأولى	راسب أبيض يصبح بنفسجي عندما يتعرض لضوء الشمس	<p>الفضة Ag^+</p> <ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + HCl $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ • محلول العينة + NaOH $2AgNO_3 + 2NaOH \rightarrow Ag_2O \downarrow + 2NaNO_3 + H_2O$ <p><u>التجارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + كرومات البوتاسيوم KCr_2O_4 $2Ag^+ + CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4 \downarrow$ • محلول العينة + يوديد البوتاسيوم KI $Ag^+ + I^- \rightarrow AgI \downarrow$
احتمال وجود Ag^+	راسب بني	
وجود Ag^+	راسب بني أحمر	
وجود Ag^+	راسب أصفر	

الجدول (٦ - ١ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة الأولى (تابع)

الزئبقوز Hg_2^{2+}		
كاتيون المجموعة الأولى	راسب أبيض	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + HCl $Hg_2^{2+} + 2Cl^- \rightarrow Hg_2Cl_2 \downarrow$
احتمال وجود Hg_2^{2+}	راسب أسود	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ $Hg_2(NO_3)_2 + 2NaOH \rightarrow Hg_2O \downarrow + 2NaNO_3 + H_2O$
وجود Hg_2^{2+}	راسب أسود	<p><u>التحارب التأكدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NH_4OH $Hg_2^{2+} + 2NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + [HgO.Hg(NH_2)]^+ \downarrow + H_2 \uparrow$
وجود Hg_2^{2+}	راسب أصفر يتحول إلى رمادي قاتم	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + كربونات الصوديوم Na_2CO_3 $Hg_2^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow Hg_2CO_3 \downarrow$

التجربة رقم (٢) : الكشف عن كاتيونات المجموعة الثانية $\text{Sn}^{2+}, \text{Sn}^{4+}, \text{Sb}^{3+}, \text{As}^{3+}, \text{Cd}^{2+}, \text{Bi}^{3+}, \text{Cu}^{2+}, \text{Hg}^{2+}$

١. الخلفية النظرية:

تتميز معادن هذه المجموعة بالإضافة إلى المجموعة الأولى بترسبها على هيئة كبريتيدات بواسطة غاز H_2S من محاليلها الساخنة المحمضة بحامض HCl وبعبارة أخرى يمكن القول بأن كبريتيدات لا تذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف، تتضمن هذه المجموعة الزئبق الثنائي (الزئبقيك)، البزموت، النحاس، الكاديوم و الزرنيخ، الأنثيمون والقصدير. تنقسم معادن المجموعة الثانية إلى مجموعتين فرعيتين، المجموعة الفرعية (أ٢) أو مجموعة النحاس: تشمل الزئبق الثنائي، النحاس و الكاديوم، كبريتيدات هذه المعادن لا تذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر. المجموعة الفرعية (ب٢) أو مجموعة الزرنيخ: تشمل الزرنيخ، الأنثيمون والقصدير حيث أن كبريتيداتها تذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر.

- كاشف المجموعة: كبريتيد الهيدروجين H_2S + حمض الهيدروكلوريك المخفف HCl .

- هيئة الترسيب: كبريتيدات ذات ألوان مختلفة: كبريتيد الزئبقيك (أسود) HgS ، كبريتيد النحاس (أسود) CuS ، كبريتيد البزموت (بني) Bi_2S_3 ، كبريتيد الكاديوم (أصفر) CdS ، كبريتيد الزرنيخ (أصفر) As_2S_3 ، كبريتيد الأنثيمون (برتقالي) Sb_2S_3 ، كبريتيد القصدير SnS_2 .

- ميزات المجموعة (الكبريتيدات): لا تذوب في الماء فيما عدا كبريتيدات Na و K و NH_4 و Ca و Ba و Sr .

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.

٢. الزي العملي: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

ضع محلول العينة في أنبوبة الاختبار و أضف HCl المخفف ثم أضف الثيوأستاميد المشبع ثم سخن المحلول (تدفئة) في حمام مائي.

١. إذا لم يتكون راسب أهمل المحلول و قم بتجارب المجموعة التالية.

٢. إذا ظهر راسب تعرف على المجموعة التي ينتمي إليها (الثانية "أ" أو الثانية "ب") بالطريقة

التالية: اسكب جزء من الراسب و اختبر ذوبانيته في كبريتيد الأمونيوم الأصفر الساخن

$(\text{NH}_4)_2\text{S}$: إذ لم يذوب الراسب فإن الكاتيون من المجموعة "أ٢" (تعرف عليه من الجدول ١ - ٢ - ٦) و إذا ذاب فهو من المجموعة "ب٢" (تعرف عليه من الجدول ٢ - ٢ - ٦).

الجدول (١ - ٢ - ٦): جدول الكشف عن المجموعة الثانية "أ٢"

الاستنتاج	المشاهدة	الكشف عن الكاتيونات
احتمال وجود Hg^{2+} أو Cu^{2+}	راسب أسود لا يذوب في HNO_3 المركز و لا يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر $(\text{NH}_4)_2\text{S}$	<p>النهاس Cu^{2+}</p> <ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + HCl + ثيوأستاميد $\text{Cu}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{CuS} \downarrow$
وجود Cu^{2+}	راسب أزرق لا يذوب في زيادة من الكاشف و يتحول لون الراسب إلى أسود بالتسخين	<ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + NaOH $\downarrow \text{Cu}^{2+} + 2(\text{OH})^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ $\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CuO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ <p><u>التحارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + هيدروكسيد الأمونيوم • محلول العينة + يوديد البوتاسيوم KI $2\text{Cu}_2\text{SO}_4 + 4\text{KI} \rightarrow \text{Cu}_2\text{I}_2 \downarrow + \text{I}_2 + 2\text{K}_2\text{SO}_4$
وجود Cu^{2+}	راسب أزرق أو محلول أزرق	
وجود Cu^{2+}	راسب بني	

الجدول (٦ - ٢ - ١): جدول الكشف عن المجموعة الثانية "أ٢" (تابع)

الاستنتاج	المشاهدة	التجارب
<p>Hg^{2+} احتمال وجود أو Cu^{2+}</p> <p>وجود Hg^{2+}</p> <p>وجود Hg^{2+}</p> <p>وجود Hg^{2+}</p>	<p>راسب أبيض يتحول إلى أسود لا يذوب في HNO_3 المركز ولا يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر $(NH_4)_2S$</p> <p>راسب بني أحمر لا يذوب في زيادة من الكاشف</p> <p>راسب أحمر يذوب في زيادة من KI</p> <p>راسب بني أحمر</p>	<p>الزئبق Hg^{2+}</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + HCl + ثيوأستاميد $HgCl_2 + H_2S \rightarrow HgS\downarrow + 2HCl$ محلول العينة + $NaOH$ <p><u>التجارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + يوديد البوتاسيوم KI (قطرة قطرة) $HgCl_2 + 2KI \rightarrow HgI_2\downarrow + 2KCl$ محلول العينة + كاربونات الصوديوم Na_2CO_3
<p>كاتيون المجموعة الثانية "أ"</p> <p>وجود Bi^{3+}</p> <p>وجود Bi^{3+}</p>	<p>راسب بني يذوب في حمض النتريك المخفف ولا يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر $(NH_4)_2S$</p> <p>راسب أبيض</p> <p>راسب أسود</p>	<p>البزموت Bi^{3+}</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + HCl + ثيوأستاميد $2Bi^{2+} + 3S^{2-} \rightarrow Bi_2S_3\downarrow$ <p><u>التجارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH محلول العينة + يوديد البوتاسيوم KI (قطرة قطرة)
<p>كاتيون المجموعة الثانية "أ"</p> <p>وجود Cd^{2+}</p> <p>وجود Cd^{2+}</p>	<p>راسب أصفر يذوب في HCl المخفف ولا يذوب في كبريتيد الأمونيوم الأصفر $(NH_4)_2S$</p> <p>راسب أبيض لا يذوب في زيادة من الكاشف $NaOH$</p> <p>راسب أبيض</p>	<p>كادميوم Cd^{2+}</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + HCl + ثيوأستاميد $Cd^{2+} + S^{2-} \rightarrow CdS\downarrow$ <p><u>التجارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + $NaOH$ $Cd^{2+} + 2(OH)^- \rightarrow Cd(OH)_2\downarrow$ محلول العينة + هيدروكسيد الأمونيوم

الجدول (٦ - ٢ - ٢): جدول الكشف عن المجموعة الثانية "ب"

الاستنتاج	المشاهدة	التجارب
احتمال وجود Sn^{2+}	راسب بني يذوب في HCl المركز و في كبريتيد الأمونيوم الأصفر	القصدير Sn^{2+} <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + HCl + ثيوأستاميد $\text{Sn}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{SnS} \downarrow$ <u>التجارب التأكسدية</u> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + كلوريد الزئبق HgCl_2 محلول العينة + NaOH
وجود Sn^{2+}	راسب أبيض يتحول إلى رمادي (خصوصا بالتدفئة) في زيادة من محلول Sn^{2+}	
وجود Sn^{2+}	راسب أبيض يذوب في زيادة من الكاشف	
احتمال وجود Sn^{4+}	راسب أصفر يذوب في HCl المركز و في كبريتيد الأمونيوم الأصفر أو العادي	القصدير Sn^{4+} <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + HCl + ثيوأستاميد $\text{SnCl}_4 + 2\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{SnS}_2 \downarrow + 4\text{HCl}$ <u>التجارب التأكسدية</u> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + كلوريد الزئبق HgCl_2 محلول العينة + NaOH $\text{SnCl}_4 + 4\text{NaOH} \rightarrow \text{Sn}(\text{OH})_4 \downarrow + 4\text{NaCl}$ $\text{Sn}(\text{OH})_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow 3\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{SnO}_3$
وجود Sn^{4+}	لا يتكون راسب	
وجود Sn^{4+}	راسب أبيض جيلاتيني يذوب في زيادة من الكاشف	
احتمال وجود Sb^{3+}	راسب أحمر برتقالي يذوب في HCl المركز بالتسخين	الأنثيمون Sb^{3+} <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + HCl + ثيوأستاميد $2\text{Sb}^{2+} + 3\text{S}^{2-} \rightarrow \text{Sb}_2\text{S}_3 \downarrow$ <u>التجارب التأكسدية</u> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول يوديد البوتاسيوم KI محلول العينة + NaOH $4\text{SbCl}_3 + 12\text{NaOH} \rightarrow \text{Sb}_4\text{O}_6 \downarrow + 12\text{NaCl} + 6\text{H}_2\text{O}$
وجود Sb^{3+}	راسب أصفر	
وجود Sb^{3+}	راسب أبيض يذوب في محلول هيدروكسيد الصوديوم المركز	

التجربة رقم (٣): الكشف عن كاتيونات المجموعة الثالثة Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{2+} , Fe^{3+}

١. الخلفية النظرية:

تشتمل هذه المجموعة على المعادن التي تترسب على هيئة هيدروكسيدات عند معاملة محاليلها مع مخلوط $NH_4OH + NH_4Cl$ هذه المعادن هي الألمنيوم الكروم والحديد ، كاشف المجموعة هو NH_4Cl + NH_4OH .

كاشف المجموعة: كلوريد الألمنيوم NH_4Cl + هيدروكسيد الألمنيوم NH_4OH .
هيئة الترسيب: هيدروكسيدات ذات ألوان مختلفة: هيدروكسيد الكروم (أخضر) $Cr(OH)_3$ ؛ هيدروكسيد الألمنيوم (أبيض) $Al(OH)_3$ ؛ هيدروكسيد الحديدوز (أخضر) $Fe(OH)_2$ ؛ هيدروكسيد الحديدك (بنى) $Fe(OH)_3$.

مميزات المجموعة (الهيدروكسيدات): لا تذوب في الماء فيما عدا مركبات Na و K - أما هيدروكسيدات Ca و Sr و Ba فهي قليلة الذوبان في الماء.

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

١. أضف إلى محلول العينة محلول كلوريد الألمنيوم ثم ٣ مل من محلول هيدروكسيد الألمنيوم حتى يصبح المحلول قاعديا.
٢. إذا لم يتكون راسب أهمل المحلول و انتقل إلى المجموعة التالية أما إذا تكون راسب تعرف على الكاتيون من الجدول (٦ - ٣ - ١).

الجدول (٦ - ٣ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة الثالثة

الاستنتاج	المشاهدة	الكشف عن الكاتيونات
<p>Fe^{2+} احتمال وجود</p> <p>Fe^{2+} احتمال وجود</p>	<p>راسب أخضر يذوب في الأحماض ولا يذوب في NaOH</p> <p>راسب أخضر</p>	<p>الحديدوز Fe^{2+}</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + ٣ مل من NH_4OH + NH_4Cl $Fe^{2+} + 2(OH)^- \rightarrow Fe(OH)_2 \downarrow$ محلول العينة + ٣ مل من NaOH $Fe^{2+} + 2(OH)^- \rightarrow Fe(OH)_2 \downarrow$ <p><u>التحارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + $K_4Fe(CN)_6$ $2Fe^{2+} + [Fe(CN)_6]^{4-} \rightarrow Fe_2[Fe(CN)_6] \downarrow$ محلول العينة + $KMnO_4 + H_2SO_4$
<p>Fe^{2+} وجود</p> <p>Fe^{2+} وجود</p>	<p>راسب ذو لون أبيض مزرق (أزرق باهت)</p> <p>يزول لون المحلول</p>	
<p>Fe^{3+} احتمال وجود</p> <p>Fe^{3+} احتمال وجود</p>	<p>راسب بني أحمر يذوب في الأحماض ولا يذوب في NaOH</p> <p>راسب بني جلاتيني لا يذوب في زيادة من الكاشف</p>	<p>الحديديك Fe^{3+}</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NH_4Cl + ٣ مل NH_4OH $Fe^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow$ محلول العينة + ٤ مل من NaOH $Fe^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow$ <p><u>التحارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + ١ مل من حديدو سيانيد البوتاسيوم $K_4Fe(CN)_6$ محلول العينة + ثيوسيانات الأمونيوم NH_4SCN
<p>Fe^{3+} وجود</p> <p>Fe^{3+} وجود</p>	<p>راسب أزرق غامق يذوب في زيادة من $K_4Fe(CN)_6$</p> <p>راسب أحمر قاتم</p>	

الجدول (٦ - ٣ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة الثالثة (تابع)

الاستنتاج	المشاهدة	التجارب
<p>احتمال وجود Al^{3+}</p> <p>احتمال وجود Al^3</p> <p>وجود Al^{3+}</p> <p>وجود Al^{3+}</p>	<p>راسب أبيض جلاتيني يذوب في الأحماض و NaOH</p> <p>راسب أبيض جلاتيني يذوب في زيادة من NaOH</p> <p>راسب أبيض جيلاتيني يذوب في الأحماض المعدنية ، في زيادة من الكاشف ولا يذوب في حامض الخليك</p> <p>راسب أبيض يذوب في زيادة من الكاشف</p>	<p>ألنيوم Al^{3+}</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NH_4Cl + ٣ مل من NH_4OH $Al^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow$ محلول العينة + NaOH $Al^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow$ <p><u>التجارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + ١ مل من فوسفات الصوديوم الحامضية Na_2HPO_4 $Al^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow AlPO_4 \downarrow$ محلول العينة + كربونات الصوديوم Na_2CO_3
<p>احتمال وجود Cr^{3+}</p> <p>وجود Cr^{3+}</p> <p>وجود Cr^{3+}</p> <p>وجود Cr^{3+}</p>	<p>راسب أخضر رمادي من هيدروكسيد الكروم يذوب في الأحماض المعدنية و NaOH</p> <p>راسب أخضر رمادي يذوب في زيادة من الكاشف</p> <p>راسب أخضر</p> <p>راسب أخضر</p>	<p>كروم Cr^{3+}</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NH_4Cl + ٣ مل من NH_4OH $Cr^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Cr(OH)_3 \downarrow$ محلول العينة + NaOH $Cr^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Cr(OH)_3 \downarrow$ <p><u>التجارب التأكيدية</u></p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + فوسفات الصوديوم الحامضية Na_2HPO_4 $Cr^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow AlPO_4 \downarrow$ محلول العينة + كربونات الصوديوم Na_2CO_3

التجربة رقم (٤): الكشف عن كاتيونات المجموعة الرابعة Ni^{2+} , Co^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+}

١. الخلفية النظرية:

تشتمل هذه المجموعة على الزنك، المنجنيز، الكوبالت والنيكل. تترسب هذه الأيونات على هيئة كبريتيدات في وسط قاعدي كاشف هذه المجموعة هو: $NH_4Cl + NH_4OH + (NH_4)_2 S$.

- كاشف المجموعة: كبريتيد الهيدروجين H_2S أو كبريتيد الأمونيوم $(NH_4)_2S$ + هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH + كلوريد الأمونيوم NH_4Cl .

- هيئة الترسيب: كبريتيدات ذات ألوان مختلفة: كبريتيد الخارصين (أبيض) ZnS ، كبريتيد المنجنيز (وردي) MnS ، كبريتيد النيكل (أسود) NiS ، كبريتيد الكوبالت (أسود) CoS .

- ميزات المجموعة (الكبريتيدات): لا تذوب في الماء فيما عدا كبريتيدات Na و K و NH_4 و Ca و Sr و Ba .

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.

٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

أضف إلى محلول العينة كلوريد الأمونيوم NH_4Cl ، ثم أضف هيدروكسيد الأمونيوم $NH_4(OH)$ ثم أضف محلول من ثيوأستاميد $Thyoacetamide$ و أخيرا سخن.

١. إذ لم يتكون راسب أهمل المحلول و انتقل إلى المجموعة التالية.

٢. إذا تكون راسب تعرف على الكاتيون من الجدول (٦ - ٤ - ١).

الجدول (٦ - ٤ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة الرابعة

الاستنتاج	المشاهدة	الكشف عن الكاتيونات
احتمال وجود Zn^{2+}	راسب أبيض يذوب في الأحماض المعدنية ولا يذوب في حمض الخليك المركز	<p>Zn^{2+} الخارصين</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + $NH_4OH + NH_4Cl$ + ثيوأستاميد $Zn^{2+} + S^{2-} \rightarrow ZnS \downarrow$
وجود Zn^{2+}	راسب أبيض جيلاتيني يذوب في زيادة من الكاشف $NaOH$	<p>التجارب التأكسدية</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + $NaOH$
وجود Zn^{2+}	راسب أبيض جيلاتيني يذوب في زيادة من الكاشف NH_4OH .	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NH_4OH
احتمال وجود Mn^{2+}	راسب أبيض وردي يشبه لون لحم الدجاج يذوب في حمض الخليك و الأحماض المعدنية	<p>Mn^{2+} المنجنيز</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + $NH_4OH + NH_4Cl$ + ثيوأستاميد $Mn^{2+} + S^{2-} \rightarrow MnS \downarrow$
وجود Mn^{2+}	راسب أبيض يتحول إلى بني عند تعرضه للهواء	<p>التجارب التأكسدية</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + $NaOH$ $MnCl_2 + 2NaOH \rightarrow Mn(OH)_2 \downarrow + 2NaCl$ $2Mn(OH)_2 + O_2 \rightarrow 2MnO(OH)_2 \downarrow$
وجود Mn^{2+}	راسب أسود يتحول إلى بني عند تعرضه للهواء	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NH_4OH

الجدول (٦ - ٤ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة الرابعة (تابع)

الاستنتاج	المشاهدة	الكشف عن الكاتيونات
احتمال وجود Ni^{2+} أو Co^{2+}	راسب أسود يذوب في الأحماض المعدنية ولا يذوب في حمض الخليك المركز	الكوبلت Co^{2+} <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NH_4OH + NH_4Cl + ثيوأسيتاميد $\text{Co}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{CoS} \downarrow$
وجود Co^{2+}	راسب أزرق يتحول معظمه إلى محلول وردي	<u>التحارب التأكسدية</u> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NaOH $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Co}(\text{OH})\text{NO}_3 \downarrow + \text{NaNO}_3$
وجود Co^{2+}	راسب أزرق	محلول العينة + هيدروكسيد الأمونيوم
احتمال وجود Ni^{2+} أو Co^{2+}	راسب أسود يذوب في الأحماض المعدنية ولا يذوب في حمض الخليك المركز	النكل Ni^{2+} <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NH_4OH + NH_4Cl + ثيوأسيتاميد $\text{Ni}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{NiS} \downarrow$
وجود Ni^{2+}	راسب أخضر لا يذوب في زيادة من الكاشف	<u>التحارب التأكسدية</u> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + NaOH $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})\text{NO}_3 \downarrow + \text{NaNO}_3$
وجود Ni^{2+}	راسب أخضر يذوب في زيادة من NH_4OH وفي حالة وجود أملاح NH_4^+ يتكون محلول أزرق	محلول العينة + NH_4OH $\text{NiCl}_2 + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})\text{Cl} + \text{NH}_4\text{Cl}$ $\text{Ni}(\text{OH})\text{Cl} \downarrow + 7\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ni}(\text{NH}_3)_6(\text{OH})_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
وجود Ni^{2+}	راسب أحمر	محلول العينة + DMG* $\text{NiCl}_2 + 2\text{HDMG} \rightarrow \text{Ni}(\text{DMG})_2 \downarrow + 2\text{HCl}$

DMG = ثنائي مثيل جليوكسيم Dimethyl glyoxime

التجربة رقم (٥): الكشف عن كاتيونات المجموعة الخامسة Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+}

١. الخلفية النظرية:

تشتمل هذه المجموعة على المعادن الثلاثة القلوية الأرضية: الكالسيوم، السترونشيوم و الباريوم. كاشف المجموعة هو كربونات الأمونيوم الذي يرسب كربونات هذه المعادن في المحلول الامونياكي حتى في وجود NH_4Cl .

- كاشف المجموعة: كلوريد الأمونيوم NH_4Cl + هيدروكسيد الأمونيوم $NH_4(OH)$ + كربونات الأمونيوم $(NH_4)_2CO_3$.

- هيئة الترسيب: كربونات (لون أبيض): كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ ، كربونات الباريوم $BaCO_3$ ، كربونات السترونشيوم $SrCO_3$.

- ميزات المجموعة (الكربونات): لا تذوب في الماء فيما عدا كربونات Na و K و NH_4 .

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.

٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

ضع محلول العينة في أنبوبة اختبار، أضف كلوريد الأمونيوم NH_4Cl ، ثم أضف هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH حتى يصبح المحلول قاعديا، و أخيرا أضف امل من كربونات الأمونيوم $(NH_4)_2CO_3$.

١. إذ لم يتكون راسب أهمل المحلول و انتقل إلى المجموعة التالية.

٢. إذا تكون راسب تعرف على الكاتيون من الجدول (٦ - ٥ - ١).

الجدول (٦ - ٥ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة الخامسة

الاستنتاج	المشاهدة	الكشف عن الكاتيونات
كاتيون المجموعة الخامسة احتمال وجود Ca^{2+}	راسب أبيض يذوب في حمض الخليك و الأحماض المعدنية لا يتكون راسب	الكالسيوم Ca^{2+} • محلول العينة + NH_4OH + NH_4Cl + $(NH_4)_2CO_3$ $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3 \downarrow$ • محلول العينة + كبريتات الكالسيوم $CaSO_4$ <u>التحارب التأكيدية</u> • محلول العينة + كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 ❖ اختبار اللهب • غمس طرف سلك من البلاتين في محلول الملح في لهب موقد بنزن Bunsen
وجود Ca^{2+} وجود Ca^{2+}	لا يتكون راسب لون أحمر طوبي	
كاتيون المجموعة الخامسة احتمال وجود Sr^{2+}	راسب أبيض يذوب في الأحماض المعدنية المخففة يتكون تدريجيا في زيادة من الكاشف راسب أبيض خفيف تزداد كميته بعد التسخين (الغليان)	السترونشيوم Sr^{2+} محلول العينة + NH_4OH + NH_4Cl + $(NH_4)_2CO_3$ $Sr^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow SrCO_3 \downarrow$ • محلول العينة + كبريتات الكالسيوم $CaSO_4$ $Sr^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow SrSO_4 \downarrow$ <div style="text-align: center;">□</div> <u>التحارب التأكيدية</u> محلول العينة + كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 $Sr^{2+} + CrO_4^{2-} \rightarrow SrCrO_4 \downarrow$ ❖ اختبار اللهب • غمس طرف سلك من البلاتين في محلول الملح و ضعه فوق لهب موقد بنزن Bunsen
وجود Sr^{2+} وجود Sr^{2+}	راسب أصفر بعد التسخين يذوب في الأحماض المخففة و نسبيا في حمض الخليك لون أحمر قرمزي	

الجدول (٦ . ٥ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة الخامسة (تابع)

<p>كاتيون المجموعة الخامسة</p> <p>احتمال وجود Ba^{2+}</p>	<p>راسب أبيض يذوب في الأحماض المعدنية المخففة</p> <p>راسب أبيض كثيف (فورا)</p>	<p>الباريوم Ba^{2+}</p> <p>محلول العينة + $(NH_4)_2CO_3 + NH_4OH + NH_4Cl$</p> $Ba^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow BaCO_3 \downarrow$ <p>• محلول العينة + كبريتات الكالسيوم $CaSO_4$</p> $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$ <p><u>التجارب التأكيدية</u></p> <p>• محلول العينة + كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4</p> $Ba^{2+} + CrO_4^{2-} \rightarrow BaCrO_4 \downarrow$ <p>❖ اختبار اللهب</p> <p>• غمس طرف سلك من البلاتين في محلول الملح و ضعه في موقد بنزن Bunsen</p>
<p>وجود Ba^{2+}</p>	<p>راسب أصفر كثيف يذوب في الأحماض المخففة ولا يذوب في حمض الخليك.</p>	
<p>وجود Ba^{2+}</p>	<p>لون أخضر تفاحي</p>	

التجربة رقم (٦) : الكشف عن المجموعة السادسة NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Mg^{2+}

١. الخلفية النظرية:

تتصف هذه المجموعة بعدم ترسب معادنها بواسطة أي من كواشف المجموعات السابقة و ليس هناك كاشف مشترك لهذه المجموعة. هذه المعادن هي: المغنسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، و الأمونيوم، ليس لهذه الكاتيونات كاشف معين بل إن كل كاتيون يتم اختباره بصورة منفصلة.

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

خطوات الكشف عن كاتيونات هذه المجموعة موضحة في الجدول (٦ - ٦ - ١).

الجدول (٦ - ٦ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة السادسة

الاستنتاج	المشاهدة	الكشف عن الكاتيونات
وجود أيون الأمونيا NH_4^+	يتصاعد غاز الأمونيا الذي يعرف من رائحته المميزة أو بتكونه لسحب بيضاء عند تعرضه لساق مبللة بحمض HCl	<p>NH_4^+ الأمونيا</p> <ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + هيدروكسيد الصوديوم NaOH تسخين $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NH}_3\uparrow + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
وجود أيون الأمونيا NH_4^+	راسب بني أو أصفر حسب تركيز الأمونيا	<ul style="list-style-type: none"> • أضف بعض قطرات من محلول نسلر $\text{HgCl}_2 + \text{KI}$: Nessler's Reagent إلى محلول العينة
وجود أيون الأمونيا NH_4^+	يتكون راسب أصفر من كوبلتي نترت الأمونيوم	<ul style="list-style-type: none"> • محلول العينة + محلول كوبلتي نترت الصوديوم $\text{Na}_3\text{Co}(\text{NO}_2)_6$

الجدول (٦ - ٦ - ١): جدول الكشف عن كاتيونات المجموعة السادسة (تابع)

الاستنتاج	المشاهدة	الكشف عن الكاتيونات
وجود Mg^{2+}	يتكون راسب أبيض من هيدروكسيد المغنيسيوم لا يذوب في زيادة من محلول الكاشف و لكن يذوب في محلول كلوريد الأمونيوم NH_4Cl	<p>المغنيسيوم Mg^{2+}</p> <ul style="list-style-type: none"> العينة + هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ $MgCl_2 + 2NaOH \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + 2NaCl$ العينة + كربونات الصوديوم Na_2CO_3 $Mg^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow MgCO_3\downarrow$
وجود Na^+	لا يتكون راسب	<p>الصوديوم Na^+</p> <ul style="list-style-type: none"> العينة + كبليتي نترت الصوديوم $Na_3Co(NO_2)_6$ ❖ اختبار اللهب غمس طرف سلك من البلاتين في محلول العينة و ضعه في لهب موقد بنزن Bunsen
وجود K^+	يتكون راسب أصفر هو كوبليتي نترت البوتاسيوم لا يذوب في حمض الخليك المخفف CH_3COOH	<p>البوتاسيوم K^+</p> <ul style="list-style-type: none"> العينة + كبليتي نترت الصوديوم $Na_3Co(NO_2)_6$ $Na_3Co(NO_2)_6 + 3KCl \rightarrow K_3Co(NO_2)_6\downarrow + 3NaCl$ العينة + حمض البيروكلوريك $HClO_4$ $K^+ + ClO_4^- \rightarrow KClO_4$ ❖ اختبار اللهب غمس طرف سلك من البلاتين في محلول العينة و ضعه في لهب موقد بنزن Bunsen
وجود K^+	راسب أبيض	
وجود K^+	لون بنفسجي	

أجب على الأسئلة التالية ثم تأكد من صحة إجابتك بالنظر للحل النموذجي.

١. بالاستعانة بالتحليل غير العضوي كيف يمكنك التمييز بين محلولي نترات الرصاص و نترات النيكل ؟
٢. أكمل الجدول التالي:

المركب	الذويانية
البيكربونات
الكبريتات
النترات
النتريتات
الكلورات

٣. اشرح طريقة إجراء الاختبار الجاف.

٤. أكتب الصيغة الكيميائية لكلوريد الزئبقوز و كلوريد الزئبقيك.

إجابة الامتحان الذاتي

١. راسب أبيض $Pb^{2+} + HCl (dil.)$
لا يتكون راسب $Ni^{2+} + HCl (dil.)$
أو بالطريقة التالية :
راسب أبيض $Pb^{2+} + NaOH (dil.)$
راسب أخضر $Ni^{2+} + NaOH (dil.)$
راسب أحمر غامق $Ni^{2+} + DMG$
٢.

المركب	الذوبانية
البيكربونات	كلها تذوب في الماء
الكبريتات	كلها تذوب في الماء فيما عدا كبريتات Ba^{2+} و Sr^{2+} - أما كبريتات Pb^{2+} و Ca^{2+} فهي قليلة الذوبان في الماء
النترتات	كلها تذوب في الماء فيما عدا نترت Ag^+
النترات	كلها تذوب في الماء
الكلورات	كلها تذوب في الماء

٣. يجرى الاختبار الجاف على المادة الصلبة مثل إحراقها على موقد بنزن Bunsen burner أو بغمس طرف من البلاتين في محلول العينة و وضعه في اللهب حيث ينتج إشعاع ذو لون معين للعنصر المراد كشفه.
٤. كلوريد الزئبقوز: Hg_2Cl_2 ، كلوريد الزئبقيك: $HgCl_2$.

أساسيات الكيمياء التحليلية (عملي)

الكشف على الشقوق الحامضية (الأيونات)

الجدارة:

أن يكون الطالب قادراً على الكشف عن أيونات الأملاح البسيطة.

الأهداف:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة يكون الطالب قادر على:

١. تنفيذ التجارب الخاصة بالكشف على أيونات المجموعة (أ.١)، (أ.٢) و (ب).
٢. التوصل لاستنتاج أيونات المجموعة (أ.١)، (أ.٢) و (ب).

الوقت المتوقع:

٤ ساعات.

متطلبات الجدارة:

١. مقرر نظم وتقنيات مختبرية.
٢. مقرر الأمان والسلامة في المختبرات الكيميائية.
٣. مقرر الكيمياء العامة.

الكشف على الشقوق الحامضية (الآنيونات)

١. مقدمة:

تقسم الشقوق الحامضية (الآنيونات) الشائعة إلى مجموعتين: المجموعة "أ" و المجموعة "ب" (الجدول ١-٧) حسب تفاعلاتها مع الأحماض المعدنية المخففة أو المركزة أو كواشف أخرى. و تنقسم المجموعة "أ" إلى مجموعتين: "مجموعة حمض الهيدروكلوريك" و "مجموعة حمض الكبريتيك" كما تنقسم المجموعة "ب" إلى مجموعتين كذلك: "مجموعة الترسيب" و "مجموعة الأكسدة و الاختزال".

الجدول (١ - ٧): توزيع الشقوق الحامضية (الآنيونات)

المجموعة	الآنيونات	كاشف المجموعة	المشاهدة
المجموعة "أ"	مجموعة حمض الهيدروكلوريك (١ - أ) الكربونات CO_3^{2-} ، البيكربونات HCO_3^- ، الكبريتات SO_3^{2-} ، الثيوكبريتات $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ الكبريتيدات S^{2-} ، النتريت NO_2^- ، الهيبيكلورات HClO^- ، السيانيدات CN^- و السيانات CNO^-	حمض الهيدروكلوريك HCl المخفف أو حامض الكبريتيك المخفف	تصاعد غازات مختلفة اللون و الرائحة
	مجموعة حمض الكبريتيك (أ - ٢) الكلوريدات Cl^- ، البروميديات Br^- ، اليوديدات I^- ، النترات NO_3^{2-} ، الكلورات ClO_3^- ، البيروكلورات، البرومات Br^- ، الثيوسيانات	حمض الكبريتيك المركز H_2SO_4	تصاعد غازات مختلفة اللون و الرائحة
المجموعة "ب"	مجموعة الترسيب (ب - ١) الكبريتات، الفوسفات، الفوسفيت، الزرنيخات، الزرنيخيت، البورات. مجموعة الأكسدة و الاختزال (ب - ٢) المنجنات، البرمنجنات، الكرومات، البيكرومات	ليس لها كاشف معين	لا تتفاعل هذه المجموعة مع كل من حامضي الهيدروكلوريك المخفف و الكبريتيك المركز

التجربة رقم (١): الكشف على أيونات المجموعة الفرعية (أ.١)

١. الخلفية النظرية:

يطلق على أيونات هذه المجموعة: مجموعة حامض الهيدروكلوريك المخفف وتشمل هذه المجموعة أملاح الأنيونات التالية: تشتمل هذه المجموعة على أيونات: الكربونات CO_3^{2-} ، البيكربونات HCO_3^- ، الكبريتيدات S^{2-} ، الكبريتيتات SO_3^{2-} ، الثيوكبريتيتات $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ و النتريت NO_2^- ، السيانيد CN^- و السيانات CNO^- . كاشف المجموعة هو حمض الهيدروكلوريك المخفف.

جميع الكربونات عدا المعادن القلوية و الأمونيوم تذوب قليلاً أو بصعوبة في الماء طبقاً لذلك فإن تفاعلاتها في المحاليل يمكن تنفيذها فقط في حالة الأملاح الذائبة.

البكربونات هي الأملاح الحمضية كحمض الكربونيك و جميع البيكربونات ذائبة في الماء وتعطي تفاعلات مختلفة عن البكربونات بعض العينات التجارية للبيكربونات تحتوي على شوائب من الكربونات لذا فإنها تعطي تفاعلات الكربونات.

جميع الكبريتيت تذوب قليلاً في الماء عدا كبريتيت المعادن القلوية و كبريتيت الأمونيوم. ثيوكبريتات الصوديوم تذوب بسهولة في الماء، الثيوكبريتات الأخرى تذوب قليلاً في الماء. جميع الكبريتيدات عدا كبريتيدات المعادن القلوية، المعادن القلوية الأرضية وكذلك كبريتيد الأمونيوم، تذوب بشكل قليل في الماء جميع النتريت ذائبة في الماء عدا نتريت الفضة.

٢. الأمان والسلامة:

١. راجع قواعد السلامة العامة.

٢. الزي المعمل: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

١. تحضير العينة: ذوب كمية صغيرة من المجهول (مادة صلبة) في كأس.

٢. التجربة الأولية (محلول الملح + حمض الهيدروكلوريك المخفف): أضف حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى محلول العينة في أنبوبة الاختبار. إذا كان الشق الحامضي من المجموعة الأولى تتحصل على النتائج التالية (الجدول ١ - ٧) فاجري التجارب التأكيذية (الجدول ٧ - ١ - ٢ حتى ٧ - ١ - ٦). و إذ لم يكن الأنيون من المجموعة الأولى انتقل إلى المجموعة التالية.

⚠ ينتج عن بعض التجارب خلال الكشف عن الأنيونات أبخرة سامة جدا (اليود، البروم، أكاسيد النتروجين، الخ...) و لذلك يجب إجراء كل التجارب في خزانة الغازات.

الجدول (٧ - ١ - ١): الكشف عن أيونات المجموعة الأولى

الاستنتاج	المشاهدة	التجربة و المشاهدة
احتمال وجود CO_3^{2-} أو HCO_3^- (انظر إلى التجارب التأكيدية للتفرقة بينهما)	فوران و أزيز يصاحبه تصاعد غاز $\text{CO}_2 \uparrow$ عديم اللون يعكر ماء الجير إذا امرر الغاز في محلول Ca(OH)_2	الكربونات CO_3^{2-} و البيكربونات HCO_3^- • محلول العينة + HCl المخفف + مرر الغاز في محلول الجير $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ $\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
احتمال وجود $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (اجري التجارب التأكيدية)	يتصاعد غاز ثنائي أكسيد الكبريت و يترسب الكبريت (لون أصفر) و يحول الغاز لون الورقة من اللون الأصفر إلى عديم اللون	الثيوكبريتات $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ • محلول العينة + HCl المخفف + امرر الغاز على ورقة مبللة بـ ثنائي كرومات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ محمضة $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{NaCl} + \text{S} \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
احتمال وجود SO_3^{2-} (اجري التجارب التأكيدية)	يتصاعد غاز ثنائي أكسيد الكبريت الذي يمتاز برائحة خانقة و نافذة و تتحول الورقة من اللون الأصفر إلى اللون الأخضر	الكبريتيت SO_3^{2-} • محلول العينة + HCl المخفف + مرر الغاز على ورقة مبللة بـ ثنائي كرومات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ محمضة $\text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
احتمال وجود S^{2-} (اجري التجارب التأكيدية في صفحة ٢٠)	يتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S ذو الرائحة الكريهة التي تشبه رائحة البيض الفاسد و سوف تسود الورقة لتكون كبريتيد الرصاص الأسود اللون	الكبريتيد S^{2-} • محلول العينة + HCl المخفف + امرر الغاز على ورقة مبللة بمحلول خلات الرصاص $\text{Na}_2\text{S} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \uparrow + 2\text{NaCl}$ $\text{Na}_2\text{S} + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb} \rightarrow \text{PbS} \downarrow + 2\text{CH}_3\text{COONa}$
احتمال وجود نتريت NO_2^- (اجري التجارب التأكيدية)	يصبح لون المحلول أزرق خفيف و يتصاعد غاز NO_2 بني اللون و يتحول لون الورقة إلى أزرق	النتريت NO_2^- • محلول العينة + HCl المخفف + امرر الغاز على ورقة مبللة بالنشادر و يوديد البوتاسيوم $\text{NaNO}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{HNO}_2$ $3\text{HNO}_2 \rightarrow \text{HNO}_3 + 2\text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$

الجدول (٧ - ١ - ٢): التجارب التأكيدية لآنيونات المجموعة الأولى: الكربونات CO_3^{2-} و البيكربونات HCO_3^-

المشاهدة	التجربة
على البارد: راسب أبيض $\leftarrow \text{CO}_3^{2-}$ بعد التسخين: راسب أبيض $\leftarrow \text{HCO}_3^-$	• محلول العينة + محلول كبريتات المغنيسيوم MgSO_4 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{MgSO}_4 \rightarrow \text{MgCO}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4$
على البارد: راسب بني محمر $\leftarrow \text{CO}_3^{2-}$ بعد التسخين: راسب بني محمر $\leftarrow \text{HCO}_3^-$	• محلول العينة + محلول كلوريد الزئبق HgCl_2 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HgCl}_2 \rightarrow \text{HgCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$

الجدول (٧ - ١ - ٣): التجارب التأكيدية لآنيونات المجموعة الأولى: الكبريتيت SO_3^{2-}

المشاهدة	التجربة
راسب أبيض يذوب في مزيد من محلول الكبريتيك. عند غليان الراسب يتحول لون هذا الأخير إلى رمادي	• محلول العينة + نترات الفضة AgNO_3 $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \downarrow + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow 2\text{NaNO}_3 + \text{Ag}_2\text{SO}_3 \downarrow$ $\text{Ag}_2\text{SO}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_3 \rightarrow 2\text{Na}[\text{AgSO}_3]$ $2\text{Ag}_2\text{SO}_3 \rightarrow 2\text{Ag} \downarrow + \text{Ag}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_2$
راسب كبريتيت الرصاص الأبيض يذوب في حمض النتريك المخفف	• محلول العينة + خلاص الرصاص $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ $\text{Na}_2\text{SO}_3 + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_3 \downarrow + 2\text{CH}_3\text{COONa}$
يزول لون اليود	محلول العينة + محلول اليود

الجدول (٧ - ١ - ٤): التجارب التأكيدية لآنيونات المجموعة الأولى: الكبريتيد S^{2-}

المشاهدة	التجربة
راسب أسود Ag_2S يذوب في حمض النتريك المخفف	• محلول العينة + نترات الفضة AgNO_3 $\text{Na}_2\text{S} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Ag}_2\text{S} \downarrow + 2\text{NaNO}_3 \square$
راسب أسود من كبريتيد الرصاص	• العينة + خلاص الرصاص. و التفاعل كما يلي: $\text{Na}_2\text{S} + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb} \rightarrow \text{PbS} \downarrow + 2\text{CH}_3\text{COONa} \square$
يتلون المحلول باللون الأرجواني لتكون كبريتيد نتروبروسيد الصوديوم	• محلول العينة + ٣.٢ قطرات من نتروبروسيد الصوديوم NaOH من ٣.٢ قطرات من $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ $\text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}] \rightarrow \text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]$

الجدول (٧ - ١ - ٥): التجارب التأكيدية لآنيونات المجموعة الأولى: الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$

المشاهدة	التجربة
راسب أبيض يتغير إلى البني ثم الأسود بزيادة الكاشف	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول نترات الفضة $AgNO_3$ $Na_2S_2O_3 + 2AgNO_3 \rightarrow Ag_2S_2O_3 \downarrow + 2NaNO_3$ $H_2O + Ag_2S_2O_3 \rightarrow Ag_2S + H_2SO_4 \square$
يتكون راسب أبيض من ثيوكبريتات الرصاص يتحول لونه إلى أسود عند الغليان	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول خلات الرصاص $(CH_3COO)_2Pb$ $Na_2S_2O + (CH_3COO)_2Pb \rightarrow PbS_2O_3 + 2CH_3COONa$ $PbS_2O_3 + H_2O \rightarrow PbS + H_2SO_4$
يزول لون اليود	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول اليود $2Na_2S_2O + I_2 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI \square$

الجدول (٧ - ١ - ٦): التجارب التأكيدية لآنيونات المجموعة الأولى: النتريت NO_2^-

المشاهدة	التجربة
يتلون المحلول باللون البني	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + كبريتات الحديدوز $FeSO_4$ + حمض الكبريتيك المخفف $2NaNO_2 + H_2SO_4 \rightarrow 2HNO_2 + Na_2SO_4$ $3HNO_2 \rightarrow 2NO + HNO_3 + H_2O$ $NO \rightarrow [FeNO]SO_4 + FeSO_4$
لون بني يتحول إلى أزرق بإضافة النشا	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + يوديد البوتاسيوم KI + H_2SO_4
يزول لون البرمنجنات	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + قطرات من محلول مخفف لبرمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المخفف $2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 5NaNO_2 \rightarrow K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 5NaNO_3 + 3H_2O \square$

التجربة رقم (٢): الكشف على أنيونات المجموعة الفرعية (أ.٢) - Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^-

١. الخلفية النظرية:


يطلق على أنيونات هذه المجموعة: مجموعة حامض الكبريتيك المركز وتشمل هذه المجموعة: الكلوريدات، البروميدات، اليوديدات و النترات، جميع الكلوريدات ذائبة في الماء عدا كلوريدات الفضة، الزئبقور، النحاسوز، كلوريد الرصاص يذوب في الماء الساخن. البروميدات تضاهي الكلوريدات في ذوبانيتها، اليوديدات، تضاهي الكلوريدات و البروميدات في ذوبانيتها بالرغم من ذلك فإن يوديد البزموت غير لا يذوب. جميع النترات تذوب في الماء عدا بعض النترات القاعدية. كاشف المجموعة: حمض الكبريتيك المركز.

٢. السلامة

١. راجع قواعد السلامة العامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

طريقة العمل: ضع في أنبوبة الاختبار حوالي ٠,٥ جرام من العينة الصلبة و أضف حمض الكبريتيك المركز ثم سخن المحلول. فإذا كانت العينة من المجموعة الثانية، يتصاعد غاز يمكن التعرف عليه و على الأيون السالب من خلال الجدول (٧ - ٢ - ١). التجارب التأكيدية موضحة في الجدول (٧ - ٢ - ٢).

 ينتج عن بعض التجارب خلال الكشف عن الأنيونات أبخرة سامة جدا (اليود، البروم، أكاسيد النتروجين، الخ...) و لذلك يجب إجراء كل التجارب في خزانة الغازات.

الجدول (٧ - ٢ - ١): الجدول الكشف عن أنيونات المجموعة الثانية

الاستنتاج	التجربة والملاحظة	الاستنتاج
احتمال وجود Cl^- (انظر إلى التجارب التأكيدية في الخلف)	تصاعد غاز $\text{HCl} \uparrow$ عديم اللون و يميز برائحته النافذة	الكلوريد Cl^-
احتمال وجود Br^- (انظر إلى التجارب التأكيدية في الخلف)	يتصاعد بخار بروميد الهيدروجين برتقالي اللون و عند إضافة قليل من ثاني أكسيد المنجنيز يزداد تصاعده و يتحولون الورقة إلى الأزرق	البروميد Br^-
احتمال وجود I^- (انظر إلى التجارب التأكيدية في الخلف)	تتصاعد أبخرة من اليود بنفسجية اللون مختلطة بقليل من يوديد الهيدروجين و تحول هذه الأبخرة لون الورقة المبللة بالنشا إلى اللون الأزرق	اليوديد I^-
احتمال وجود NO_3^- (انظر إلى التجارب التأكيدية في الخلف)	تتصاعد أبخرة بنية من ثنائي أكسيد النيتروجين تزداد تصاعد الأبخرة بإضافة قطع من النحاس و يتحول لون المحلول إلى أزرق	النترات NO_3^-

• محلول العينة الصلبة + H_2SO_4 (مركز) (و يكشف عن غاز كلوريد الهيدروجين و ذلك بتعرض ساق زجاجية مبللة بالنشادر)

$$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HCl} \uparrow \square$$

• محلول العينة الصلبة + H_2SO_4 (مركز) + ورقة مبللة بالنشا

$$2\text{NaBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{HBr} + \text{Na}_2\text{SO}_4$$

$$2\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Br}_2 \uparrow + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \square$$

• محلول العينة الصلبة + H_2SO_4 (مركز) + ورقة مبللة بالنشا

$$2\text{NaI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{HI} \uparrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$$

$$2\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 \uparrow + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \square$$

• محلول العينة الصلبة + H_2SO_4 (مركز)

$$\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{HNO}_3 + \text{NaHSO}_4$$

$$4\text{HNO}_3 \rightarrow 4\text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$$

$$4\text{HNO}_3 + \text{Cu} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O} \square$$

الجدول (٧ - ٢ - ٢): التجارب التأكيدية لأيونات المجموعة الثانية

المشاهدة	التجربة
<p>يترسب $\text{AgCl} \downarrow$ ذو اللون الأبيض و يتحول لونه إلى بنفسجي عند تعرضه إلى الضوء كما أن كلوريد الفضة لا يذوب في حمض النتريك المخفف لكن يذوب في محلول NH_4OH؛</p> <p>راسب كلوريد الرصاص PbCl_2 أبيض اللون يذوب في الماء الساخن و يترسب بالتبريد</p>	<p>الكلوريد Cl^-</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول نترات الفضة $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$ $\text{AgCl} + 2\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} \square$ <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول خلات الرصاص $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ $2\text{NaCl} + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COONa} + \text{PbCl}_2 \downarrow \square$
<p>يتكون راسب بروميد الفضة الأصفر اللون يذوب جزئياً في محلول هيدروكسيد الأمونيوم</p> <p>يتلون المحلول باللون الأحمر البرتقالي لانفصال البروم.</p>	<p>البروميد Br^-</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول نترات الفضة AgNO_3 $\text{NaBr} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgBr} \downarrow + \text{NaNO}_3 \square$ <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + ٢ - ٤ قطرات من ماء الكلور $2\text{NaBr} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2 \square$
<p>يترسب يوديد الفضة AgI ذو اللون الأصفر و لا يذوب في حمض النتريك أو هيدروكسيد الأمونيوم المركز و لكنه يذوب في سيانيد البوتاسيوم</p>	<p>اليوديد I^-</p> <ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول نترات الفضة AgNO_3 $\text{KI} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgI} + \text{KNO}_3 \square$
<p>يتكون راسب بني (يوديد النحاسوز: Cu_2I_2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول كبريتات النحاس CuSO_4 $4\text{KI} + 2\text{CuSO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Cu}_2\text{I}_2 \downarrow + \text{I}_2 \square$
<p>تتكون حلقة سمراء عند السطح نتيجة تكون نيتروزيل كبريتات الحديدوز $(\text{FeNO})\text{SO}_4$</p>	<p>النترات NO_3^-</p> <ul style="list-style-type: none"> تجربة الحلقة السمراء Black-ring test <p>محلول العينة + محلول كبريتات الحديدوز + حمض الكبريتيك المركز على جدران الأنبوبة (ببطء و احتراص (أحذر!) حتى يكون الحمض طبقة أسفل المحلول</p> $2\text{NaNO}_3 + 6\text{FeSO}_4 + 4\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 3\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{SO}_4$ $\text{FeSO}_4 + \text{NO} \rightarrow (\text{FeNO})\text{SO}_4 \downarrow \square$

التجربة رقم (٣): الكشف على أيونات المجموعة (ب) -SO₄²⁻, B₄O₇²⁻, PO₄³⁻

١. مقدمة:

يطلق على أيونات هذه المجموعة: مجموعة الترسيب تشمل هذه المجموعة على الأملاح التي لا تتأثر بأي من الأحماض المعروفة تشمل هذه الأيونات: الكبريتات، الفوسفات، البورات، الزرنيخات، و الزرنيخيت.

جميع الكبريتات ذائبة في الماء عدا تلك التي لأيونات المعادن ثنائية التكافؤ مثل الكالسيوم، السترونشيوم، الباريوم والرصاص معظم الفوسفات غير ذائبة في الماء عدا تلك التي للأمونيوم والمعادن القلوية.

بورات الأمونيوم والمعادن القلوية تذوب في الماء بينما البورات الأخرى تذوب بشكل قليل جداً في الماء. كاشف المجموعة: كلوريد الباريوم و نترات الفضة.

٢. الأمان والسلامة:


١. راجع قواعد السلامة العامة.

٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

٣. خطوات التجربة:

أولاً: محلول العينة + محلول كلوريد الباريوم المركز BaCl₂.

الملاحظة: هناك ثلاثة حالات كما هو موضح في الجدول (٧ - ٣ - ١).

 ينتج عن بعض التجارب خلال الكشف عن الأيونات أبخرة سامة جداً (اليود، البروم، أكاسيد النتروجين، الخ...) و لذلك يجب إجراء كل التجارب في خزانة الغازات.

الجدول (٧ - ٣ - ١): إضافة محلول كلوريد الباريوم المركز

الملاحظة	الاستنتاج
• راسب أبيض يذوب في الأحماض المخففة HCl و HNO ₃	وجود أيون الفوسفات PO ₄ ³⁻
• راسب أبيض يذوب في زيادة من الكاشف و الأحماض المخففة و محاليل أملاح الأمونيا	وجود أيونات البورات B ₄ O ₇ ²⁻
• راسب أبيض (محلول العينة متعادل) لا يذوب في الأحماض المخففة و حمض الخليك	وجود أيون الكبريتات SO ₄ ²⁻

ثانيا: محلول الملح + محلول مركز من نترات الفضة AgNO_3 .

المشاهدة: هناك ثلاثة حالات (الجدول ٧ - ٣ - ٢):

الجدول (٧ - ٣ - ٢): محلول مركز من نترات الفضة

المشاهدة	الاستنتاج
<ul style="list-style-type: none"> راسب أصفر يذوب في حمض النتريك المخفف HNO_3 و محلول الأمونيا المخفف راسب أبيض يتحول إلى بني ثم أسود عند الغليان $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$ أو راسب بني بدون غليان في حالة تراكيز صغيرة من البورات راسب أبيض (في حالة محاليل مركزة بالكبريتات) يذوب في الأحماض المخففة 	<p>وجود أيون الفوسفات PO_4^{3-}</p> <p>وجود أيون البورات $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$</p> <p>وجود أيون الكبريتات SO_4^{2-}</p>

ثالثا: التجارب التأكيدية. التجارب التأكيدية لآنيونات المجموعة (ب) موضحة في الجداول (٧ - ٣ - ٣) حتى (٧ - ٣ - ٥).

الجدول (٧ - ٣ - ٣): التجارب التأكيدية للكبريتات SO_4^{2-}

التجربة	المشاهدة
<ul style="list-style-type: none"> محلول العينة + محلول خلات الرصاص $\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ $\text{Na}_2\text{SO}_4 + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_4 \downarrow + 2\text{CH}_3\text{COONa}$ $\text{PbSO}_4 + \text{CH}_3\text{COONH}_4 \rightarrow (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb} + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ محلول العينة + نترات الزئبقوز 	<p>راسب أبيض يذوب في محلول هيدروكسيد الصوديوم أو خلات الأمونيوم</p> <p>راسب أصفر</p>

الجدول (٧ - ٣ - ٤): التجارب التأكيدية للفوسفات PO_4^{3-}

المشاهدة	التجربة
راسب أصفر اللون	• حلول العينة + نترات الفضة $AgNO_3$
يترسب فوسفات الحديد $FePO_4$	• حلول العينة + محلول كلوريد الحديد $FeCl_3$
ذو اللون الأبيض المصفر الذي يذوب في الأحماض المعدنية المخففة	$NaHPO_4 + FeCl_3 \rightarrow FePO_4 \downarrow + 2NaCl + HCl$

الجدول (٧ - ٣ - ٥): التجارب التأكيدية للبورات $B_4O_7^{2-}$

المشاهدة	التجربة
تصاعد غاز أبيض	• محلول العينة + حمض الكبريتيك المركز + تسخين
راسب بلوري أبيض	• محلول العينة (في حالة تراكيز عالية من البورات) + حمض الهيدروكلوريك المركز

امتحان ذاتي

أجب على الأسئلة التالية ثم تأكد من صحة إجابتك بالنظر للحل النموذجي.
١. أكتب الصيغة الكيميائية للآنيونات التالية:

الآنيون	الصيغة الكيميائية
الكربونات	
البكربونات	
الكبريتيت	
الثيوكبريتيت	
الكبريتيد	
الهيبوكلورات	
السيانيد	
السيانات	
الثيوسيانات	
النترت	
النترات	

إجابة الامتحان الذاتي

الأيون	الصيغة الكيميائية
الكربونات	CO_3^{2-}
البكربونات	HCO_3^-
الكبريتيت	SO_3^{2-}
الثيوكبريتيت	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
الكبريتيد	S^{2-}
الهيبوكلورات	HClO^-
السيانيد	CN^-
السيانات	CNO^-
الثيوسيانات	SCN^-
النترت	NO_2^-
النترات	NO_3^-

ملحق: الجدول الدوري للعناصر الكيميائية

الجدول الدوري للعناصر الكيميائية

THE MODERN PERIODIC TABLE OF ELEMENTS

IA		Transition metals										IIA		Non-metals										0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Metals		Semimetals										Non-metals																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Atomic number		Chemical symbol										Atomic weight		Atomic number		Chemical symbol		Atomic weight		Atomic number		Chemical symbol		Atomic weight																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	H	3	Li	4	Be	11	Na	12	Mg	19	K	20	Ca	21	Sc	22	Ti	23	V	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni	29	Cu	30	Zn	31	Ga	32	Ge	33	As	34	Se	35	Br	36	Kr	37	Rb	38	Sr	39	Y	40	Zr	41	Nb	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd	47	Ag	48	Cd	49	In	50	Sn	51	Sb	52	Te	53	I	54	Xe	55	Ba	56	La	57	Hf	72	Ta	73	W	74	Re	75	Os	76	Ir	77	Pt	78	Au	79	Hg	80	Tl	81	Pb	82	Bi	83	Po	84	At	85	Rn	86	Xe	87	Ra	88	Ac	89	Unq	104	Unp	105	Unh	106	Uns	107	Uns	108	Uns	109	Uns	110	Uns	111	Uns	112	Uns	113	Uns	114	Uns	115	Uns	116	Uns	117	Uns	118	Uns	119	Uns	120	Uns	121	Uns	122	Uns	123	Uns	124	Uns	125	Uns	126	Uns	127	Uns	128	Uns	129	Uns	130	Uns	131	Uns	132	Uns	133	Uns	134	Uns	135	Uns	136	Uns	137	Uns	138	Uns	139	Uns	140	Uns	141	Uns	142	Uns	143	Uns	144	Uns	145	Uns	146	Uns	147	Uns	148	Uns	149	Uns	150	Uns	151	Uns	152	Uns	153	Uns	154	Uns	155	Uns	156	Uns	157	Uns	158	Uns	159	Uns	160	Uns	161	Uns	162	Uns	163	Uns	164	Uns	165	Uns	166	Uns	167	Uns	168	Uns	169	Uns	170	Uns	171	Uns	172	Uns	173	Uns	174	Uns	175	Uns	176	Uns	177	Uns	178	Uns	179	Uns	180	Uns	181	Uns	182	Uns	183	Uns	184	Uns	185	Uns	186	Uns	187	Uns	188	Uns	189	Uns	190	Uns	191	Uns	192	Uns	193	Uns	194	Uns	195	Uns	196	Uns	197	Uns	198	Uns	199	Uns	200	Uns	201	Uns	202	Uns	203	Uns	204	Uns	205	Uns	206	Uns	207	Uns	208	Uns	209	Uns	210	Uns	211	Uns	212	Uns	213	Uns	214	Uns	215	Uns	216	Uns	217	Uns	218	Uns	219	Uns	220	Uns	221	Uns	222	Uns	223	Uns	224	Uns	225	Uns	226	Uns	227	Uns	228	Uns	229	Uns	230	Uns	231	Uns	232	Uns	233	Uns	234	Uns	235	Uns	236	Uns	237	Uns	238	Uns	239	Uns	240	Uns	241	Uns	242	Uns	243	Uns	244	Uns	245	Uns	246	Uns	247	Uns	248	Uns	249	Uns	250	Uns	251	Uns	252	Uns	253	Uns	254	Uns	255	Uns	256	Uns	257	Uns	258	Uns	259	Uns	260	Uns	261	Uns	262	Uns	263	Uns	264	Uns	265	Uns	266	Uns	267	Uns	268	Uns	269	Uns	270	Uns	271	Uns	272	Uns	273	Uns	274	Uns	275	Uns	276	Uns	277	Uns	278	Uns	279	Uns	280	Uns	281	Uns	282	Uns	283	Uns	284	Uns	285	Uns	286	Uns	287	Uns	288	Uns	289	Uns	290	Uns	291	Uns	292	Uns	293	Uns	294	Uns	295	Uns	296	Uns	297	Uns	298	Uns	299	Uns	300	Uns	301	Uns	302	Uns	303	Uns	304	Uns	305	Uns	306	Uns	307	Uns	308	Uns	309	Uns	310	Uns	311	Uns	312	Uns	313	Uns	314	Uns	315	Uns	316	Uns	317	Uns	318	Uns	319	Uns	320	Uns	321	Uns	322	Uns	323	Uns	324	Uns	325	Uns	326	Uns	327	Uns	328	Uns	329	Uns	330	Uns	331	Uns	332	Uns	333	Uns	334	Uns	335	Uns	336	Uns	337	Uns	338	Uns	339	Uns	340	Uns	341	Uns	342	Uns	343	Uns	344	Uns	345	Uns	346	Uns	347	Uns	348	Uns	349	Uns	350	Uns	351	Uns	352	Uns	353	Uns	354	Uns	355	Uns	356	Uns	357	Uns	358	Uns	359	Uns	360	Uns	361	Uns	362	Uns	363	Uns	364	Uns	365	Uns	366	Uns	367	Uns	368	Uns	369	Uns	370	Uns	371	Uns	372	Uns	373	Uns	374	Uns	375	Uns	376	Uns	377	Uns	378	Uns	379	Uns	380	Uns	381	Uns	382	Uns	383	Uns	384	Uns	385	Uns	386	Uns	387	Uns	388	Uns	389	Uns	390	Uns	391	Uns	392	Uns	393	Uns	394	Uns	395	Uns	396	Uns	397	Uns	398	Uns	399	Uns	400	Uns	401	Uns	402	Uns	403	Uns	404	Uns	405	Uns	406	Uns	407	Uns	408	Uns	409	Uns	410	Uns	411	Uns	412	Uns	413	Uns	414	Uns	415	Uns	416	Uns	417	Uns	418	Uns	419	Uns	420	Uns	421	Uns	422	Uns	423	Uns	424	Uns	425	Uns	426	Uns	427	Uns	428	Uns	429	Uns	430	Uns	431	Uns	432	Uns	433	Uns	434	Uns	435	Uns	436	Uns	437	Uns	438	Uns	439	Uns	440	Uns	441	Uns	442	Uns	443	Uns	444	Uns	445	Uns	446	Uns	447	Uns	448	Uns	449	Uns	450	Uns	451	Uns	452	Uns	453	Uns	454	Uns	455	Uns	456	Uns	457	Uns	458	Uns	459	Uns	460	Uns	461	Uns	462	Uns	463	Uns	464	Uns	465	Uns	466	Uns	467	Uns	468	Uns	469	Uns	470	Uns	471	Uns	472	Uns	473	Uns	474	Uns	475	Uns	476	Uns	477	Uns	478	Uns	479	Uns	480	Uns	481	Uns	482	Uns	483	Uns	484	Uns	485	Uns	486	Uns	487	Uns	488	Uns	489	Uns	490	Uns	491	Uns	492	Uns	493	Uns	494	Uns	495	Uns	496	Uns	497	Uns	498	Uns	499	Uns	500	Uns	501	Uns	502	Uns	503	Uns	504	Uns	505	Uns	506	Uns	507	Uns	508	Uns	509	Uns	510	Uns	511	Uns	512	Uns	513	Uns	514	Uns	515	Uns	516	Uns	517	Uns	518	Uns	519	Uns	520	Uns	521	Uns	522	Uns	523	Uns	524	Uns	525	Uns	526	Uns	527	Uns	528	Uns	529	Uns	530	Uns	531	Uns	532	Uns	533	Uns	534	Uns	535	Uns	536	Uns	537	Uns	538	Uns	539	Uns	540	Uns	541	Uns	542	Uns	543	Uns	544	Uns	545	Uns	546	Uns	547	Uns	548	Uns	549	Uns	550	Uns	551	Uns	552	Uns	553	Uns	554	Uns	555	Uns	556	Uns	557	Uns	558	Uns	559	Uns	560	Uns	561	Uns	562	Uns	563	Uns	564	Uns	565	Uns	566	Uns	567	Uns	568	Uns	569	Uns	570	Uns	571	Uns	572	Uns	573	Uns	574	Uns	575	Uns	576	Uns	577	Uns	578	Uns	579	Uns	580	Uns	581	Uns	582	Uns	583	Uns	584	Uns	585	Uns	586	Uns	587	Uns	588	Uns	589	Uns	590	Uns	591	Uns	592	Uns	593	Uns	594	Uns	595	Uns	596	Uns	597	Uns	598	Uns	599	Uns	600	Uns	601	Uns	602	Uns	603	Uns	604	Uns	605	Uns	606	Uns	607	Uns	608	Uns	609	Uns	610	Uns	611	Uns	612	Uns	613	Uns	614	Uns	615	Uns	616	Uns	617	Uns	618	Uns	619	Uns	620	Uns	621	Uns	622	Uns	623	Uns	624	Uns	625	Uns	626	Uns	627	Uns	628	Uns	629	Uns	630	Uns	631	Uns	632	Uns	633	Uns	634	Uns	635	Uns	636	Uns	637	Uns	638	Uns	639	Uns	640	Uns	641	Uns	642	Uns	643	Uns	644	Uns	645	Uns	646	Uns	647	Uns	648	Uns	649	Uns	650	Uns	651	Uns	652	Uns	653	Uns	654	Uns	655	Uns	656	Uns	657	Uns	658	Uns	659	Uns	660	Uns	661	Uns	662	Uns	663	Uns	664	Uns	665	Uns	666	Uns	667	Uns	668	Uns	669	Uns	670	Uns	671	Uns	672	Uns	673	Uns	674	Uns	675	Uns	676	Uns	677	Uns	678	Uns	679	Uns	680	Uns	681	Uns	682	Uns	683	Uns	684	Uns	685	Uns	686	Uns	687	Uns	688	Uns	689	Uns	690	Uns	691	Uns	692	Uns	693	Uns	694	Uns	695	Uns	696	Uns	697	Uns	698	Uns	699	Uns	700	Uns	701	Uns	702	Uns	703	Uns	704	Uns	705	Uns	706	Uns	707	Uns	708	Uns	709	Uns	710	Uns	711	Uns	712	Uns	713	Uns	714	Uns	715	Uns	716	Uns	717	Uns	718	Uns	719	Uns	720	Uns	721	Uns	722	Uns	723	Uns	724	Uns	725	Uns	726	Uns	727	Uns	728	Uns	729	Uns	730	Uns	731	Uns	732	Uns	733	Uns	734	Uns	735	Uns	736	Uns	737	Uns	738	Uns	739	Uns	740	Uns	741	Uns	742	Uns	743	Uns	744	Uns	745	Uns	746	Uns	747	Uns	748	Uns	749	Uns	750	Uns	751	Uns	752	Uns	753	Uns	754	Uns	755	Uns	756	Uns	757	Uns	758	Uns	759	Uns	760	Uns	761	Uns	762	Uns	763	Uns	764	Uns	765	Uns	766	Uns	767	Uns	768	Uns	769	Uns	770	Uns	771	Uns	772	Uns	773	Uns	774	Uns	775	Uns	776	Uns	777	Uns	778	Uns	779	Uns	780	Uns	781	Uns	782	Uns	783	Uns	784	Uns	785	Uns	786	Uns	787	Uns	788	Uns	789	Uns	790	Uns	791	Uns	792	Uns	793	Uns	794	Uns	795	Uns	796	Uns	797	Uns	798	Uns	799	Uns	800	Uns	801	Uns	802	Uns	803	Uns	804	Uns	805	Uns	806	Uns	807	Uns	808	Uns	809	Uns	810	Uns	811	Uns	812	Uns	813	Uns	814	Uns	815	Uns	816	Uns	817	Uns	818	Uns	819	Uns	820	Uns	821	Uns	822	Uns	823	Uns	824	Uns	825	Uns	826	Uns	827	Uns	828	Uns	829	Uns	830	Uns	831	Uns	832	Uns	833	Uns	834	Uns	835	Uns	836	Uns	837	Uns	838	Uns	839	Uns	840	Uns	841	Uns	842	Uns	843	Uns	844	Uns	845	Uns	846	Uns	847	Uns	848	Uns	849	Uns	850	Uns	851	Uns	852	Uns	853	Uns	854	Uns	855	Uns	856	Uns	857	Uns	858	Uns	859	Uns	860	Uns	861	Uns	862	Uns	863	Uns	864	Uns	865	Uns	866	Uns	867	Uns	868	Uns	869	Uns	870	Uns	871	Uns	872	Uns	873	Uns	874	Uns	875	Uns	876	Uns	877	Uns	878	Uns	879	Uns	880	Uns	881	Uns	882	Uns	883	Uns	884	Uns	885	Uns	886	Uns	887	Uns	888	Uns	889	Uns	890	Uns	891	Uns	892	Uns	893	Uns	894	Uns	895	Uns	896	Uns	897	Uns	898	Uns	899	Uns	900	Uns	901	Uns	902	Uns	903	Uns	904	Uns	905	Uns	906	Uns	907	Uns	908	Uns	909	Uns	910	Uns	911	Uns	912	Uns	913	Uns	914	Uns	915

المراجع:

١. إبراهيم زامل الزامل ، محمد عبد العزيز الحجاجي ، سعد عبد العزيز الطمرة و محمود محمد بان: الكيمياء التحليلية (التحليل الحجمي و التحليل الوزني) ، الطبعة الثالثة ، دار الخريجي للنشر و التوزيع ، ١٤١٩ هـ.

٢. عواض الحصادي ، سهل النقاش ، بدر الدين ابراهيم أحمد ، عبد المنعم عبدالرؤوف ، محمد المختار عبدالعزيز و مرعي العجيلي: الأسس النظرية و العملية للتحليل النوعي ، الطبعة الأولى ، جامعة قار يونس، بنغازي ، ١٩٩٤ م .

3. G.D Christian: Analytical Chemistry, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc, International edition, 1994.

4. G.H. Jeffrey, J. Bassett, J. Mendham, R.C. Denney: Vogel's Textbook of Quantitative Chemical Analysis, 5th edition, Longman Scientific & Technical, 1989.

5. D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, Analytical Chemistry – An Introduction, Saunders College Publishing 6th edition, International edition, 1994.

المحتويات

- ٢ -	معايير الأحماض والقواعد
- ٥ -	التجربة رقم (١): تعيين مولارية هيدروكسيد الصوديوم
- ٧ -	التجربة رقم (٢): تعيين مولارية حمض الهيدروكلوريك
- ٩ -	التجربة رقم (٣): تعيين مولارية كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم
- ١١ -	امتحان ذاتي
- ١١ -	إجابة الامتحان الذاتي
- ١٣ -	التجربة رقم ١: تعيين تركيز محلول كلوريد الصوديوم (طريقة موهر)
- ١٦ -	التجربة رقم (٢) : تعيين تركيز محلول نترات الفضة (طريقة فولهارد)
- ١٨ -	التجربة رقم ٣: تعيين تركيز محلول كلوريد الصوديوم (طريقة فاجان)
- ٢٠ -	التجربة رقم (٤): تقدير مولارية محلول كلوريد الصوديوم بطريقة فولهارد غير مباشرة
- ٢٤ -	امتحان ذاتي
- ٢٤ -	إجابة الامتحان الذاتي
- ٢٦ -	التجربة رقم (١): تعيين مولارية برمنجنات البوتاسيوم
- ٢٨ -	التجربة رقم (٢): تعيين مولارية ثيوكبريتات الصوديوم
- ٣٠ -	التجربة رقم (٣): تقييس محلول ثيوكبريتات الصوديوم باستخدام محلول قياسي من يودات البوتاسيوم النقية
- ٣٣ -	امتحان ذاتي
- ٣٣ -	إجابة الامتحان الذاتي
- ٣٥ -	التجربة رقم (١): تعيين تركيز الكلسيوم والمغنيسيوم في خليط
- ٣٨ -	امتحان ذاتي
- ٣٨ -	إجابة الامتحان الذاتي
- ٤٠ -	التحليل الوزني
- ٤٤ -	التجربة رقم (١): تقدير جزيئات ماء التبخر في كلوريد الباريوم المائي
- ٤٦ -	التجربة رقم (٢): تقدير الصوديوم
- ٤٨ -	التجربة رقم (٣): تقدير الكلوريد

٥١ -	امتحان ذاتي
٥١ -	إجابة الامتحان الذاتي
٥٣ -	الكشف عن الشقوق القاعدية (الكاتيونات)
٥٧ -	التجربة رقم (١): الكشف عن كاتيونات المجموعة الأولى Ag^+ , Hg^{2+} , Pb^{2+}
٦٤ -	التجربة رقم (٣): الكشف عن كاتيونات المجموعة الثالثة Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{2+} , Fe^{3+}
٦٧ -	التجربة رقم (٤): الكشف عن كاتيونات المجموعة الرابعة Ni^{2+} , Co^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+}
٧١ -	التجربة رقم (٥): الكشف عن كاتيونات المجموعة الخامسة Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+}
٧٤ -	التجربة رقم (٦): الكشف عن المجموعة السادسة NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Mg^{2+}
٧٥ -	امتحان ذاتي
٧٧ -	إجابة الامتحان الذاتي
٧٨ -	الكشف على الشقوق الحامضية (الأنيونات)
٧٩ -	التجربة رقم (١): الكشف على أنيونات المجموعة الفرعية (أ.١)
٨٣ -	التجربة رقم (٢): الكشف على أنيونات المجموعة الفرعية (أ.٢) Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^-
٨٦ -	التجربة رقم (٣): الكشف على أنيونات المجموعة (ب) PO_4^{3-} , $B_4O_7^{2-}$, SO_4^{2-}
٨٩ -	امتحان ذاتي
٩٠ -	إجابة الامتحان الذاتي
٩٢ -	المراجع:

